

AnesthesiaSMART® - Mobiles Medikationsmanagement im OP

AnesthesiaSMART® wurde entwickelt, um den schnellen Zugang zu dringend benötigten Medikamenten im Operationssaal zu ermöglichen. Das System verbessert sowohl die Medikationssicherheit als auch die Effizienz des Anästhesie-Workflows, wodurch die patientenorientierte Versorgung im OP gleichzeitig sicherer und einfacher wird.



Mobil und flexibel einsetzbar

Das mobile AnesthesiaSMART® System kann flexibel im Flur positioniert und in mehreren Operationssälen eingesetzt werden.

Kontrollierter Zugang

AnesthesiaSMART® erfasst automatisch alle Informationen zu Medikamentenabruf, -rückgabe, -abfall und -verrechnung. Sämtliche Transaktionen können nachverfolgt werden und Medikationsfehler verhindert werden. Der kontrollierte Zugang zu den Medikamenten fördert die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, spart Zeit und erhöht die Patientensicherheit.

Individuell konfigurierbar

Matrixschubladen mit einfacher und doppelter Tiefe ermöglichen einen kontrollierten und einfachen Zugriff. Bei besonders hohen Sicherheitsanforderungen kommen metallverstärkte Rolloschubladen zum Einsatz.

Spezifikationen

- 15"-Touchscreen
- Drahtlose Netzwerkverbindung
- BioID Fingerprint u. Proxykartenleser
- Barcodescanner
- Integration des Anästhesie-Informationssystems
- Integration intelligenter Etikettiersysteme
- SMARTSlip Thermodrucker
- Beleuchtung für Medikamentenvorbereitung
- Kippbare Ablagefächer für med. Bedarfsmaterial
- Interner u. externer Rückgabebehälter

