

Havel

HEALTHCARE

Bade- und Toilettenhilfen



Duschstühle
Badewannenlift
Badezimmerhandgriffe
Kopfwashbecken
Leibschüssel/Stechbecken
Toilettensitzerhöhung
Wasserschutz

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

DS Wien

Ideal für die Nutzung in Einrichtungen, wie Duschen, Bädern und anderen vergleichbaren Umgebungen. Mit Griffen an den Seiten der geformten Sitzfläche ist für ihren Komfort gesorgt. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich.

Gesamtbreite: 48 cm
Tiefe: 56 cm
Höhe: 72 - 82 cm
Rückenhöhe: 37 cm
Sitzbreite: 41 cm
Sitzhöhe: 34 - 44 cm
Gewicht: 2,8 kg
max. Nutzergewicht: 113 kg



Art. Nr. 11048001734

DS Linz



Art. Nr. 2109771100200




Art. Nr. 2109771100100

MAXILINE



5-fach höhenverstellbare
Beine



Belastbarkeit

Abmessungen

Maße Sitzfläche	430mm/410mm
Gesamtbreite	570mm in oberster Stellung (510mm)
Höhe Sitzfläche	30mm
Höhenverstellung	5-fach: 410-510mm

Weiteres

Maximale Belastung	250kg
Gewicht mit Rückenlehne	4,5kg
Gewicht Rückenlehne	0,9kg
Oberfläche Sitzfläche	seidenmatt, rutschsicher
Farbe	weiß

- Gibt Sicherheit bis 250kg Belastung
- Querverstrebung an den Beinen sorgen für Stabilität
- 5-fach höhenverstellbare Beine
- Gummifüße verhindern Verrutschen
- Passt in jede Dusche
- Beine aus silber eloxiertem Aluminiumrohr

DS Salzburg

Mit Arm- und Rückenlehnen. Gibt Sicherheit im Bad

- Egal für welche Größe – dieser Duschstuhl ist durch seine 4-fach höhenverstellbaren Beine für alle leicht einstellbar
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Wasserablaflöcher in der Sitzfläche sorgen für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit
- Der Duschstuhl lässt sich leicht reinigen
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium




Art. Nr. 2109550-200-300

Abmessungen	
Gesamtbreite	510mm
Gesamthöhe	930-1010mm
Höhe Rückenlehne	480mm
Sitztiefe	430mm
Gesamttiefe	520mm
Sitzhöhe	4-fach; 450-530mm
Sitzbreite	410mm
Tiefe Sitzplatte	410mm
Max. Belastung	130kg
Gewicht	5,5kg



5-fach höhenverstellbare Beine



Belastbarkeit



Hygieneaussparung

Materialien

Rahmen	geschweißtes Aluminium, pulverbeschichtet
Sitzplatte und Rückenlehne	PE-HD

DS St. Pölten

- Dieser Duschstuhl ist mit nur einem Handgriff schnell und einfach faltbar und lässt sich optimal verstauen wenn er nicht Gebraucht wird
- Egal für welche Größe-dieser Duschstuhl ist durch seine 4-fach höhenverstellbaren Beine für alle leicht einstellbar
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Wasserablaflöcher in der Sitzfläche sorgen für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit
- Der Duschstuhl lässt sich leicht reinigen
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



DSR Eisenstadt

Ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Kunststoffsitzfläche mit Hygieneausschnitt, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5" Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller

Farbe: grau/blau

Maße: Sitzbreite 46 cm, Sitzhöhe 51 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (BxT): 56 x 87 cm, Überfahrhöhe: ohne Eimeraufnahme 47 cm – mit Eimeraufnahme 43 cm,

Gewicht: 11,9 kg

Max. Benutzergewicht: 130 kg

Art. Nr.110333454



DSR Graz

Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt – wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5" Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller

Farbe: grau / blau

Maße: Sitzbreite 52 cm, Sitzhöhe 55 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (BxT): 62 x 89 cm, Überfahrhöhe 43 cm,

Gewicht: 15,1 kg

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Art. Nr. 110336954



www.bandegist.org

DSR Klagenfurt

Der robuste Dusch- und Toilettenrollstuhl.

Der Dusch-Toilettenstuhl DSR Klagenfurt hat einen Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium und wird mit vier 5"-Rädern geliefert. Alle vier Rollen sind bremsbar.

Sitz, Rücken und Armlehnen sind aus weichem PUR-Schaum gefertigt, so dass der Sitzkomfort gegenüber Standard-Kunststoffsitzen deutlich erhöht wird.

Die Fußstützen sind höhenverstellbar und einzeln abnehmbar. Der Duschrollstuhl / Toilettenstuhl Klagenfurt wird komplett mit Toiletteneimer und Abdeckung geliefert.

Merkmale vom Dusch- und Toilettenrollstuhl:

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 43 cm

Sitzhöhe: 49 - 54 cm (in 25mm Stufen)

Gesamtbreite: 56 cm

Gesamthöhe max. 95 cm

Max. Benutzergewicht: 130 kg

Leergewicht: ca. 14,3 kg

Lieferung erfolgt teilmontiert

Überfahrhöhe: 42 cm

Art. Nr.3101302018



TS Standard

Der Toilettenstuhl Andreas hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne. Durch seitlich abschwenkbare Armlehnen ermöglicht es einen einfachen Ein- und Ausstieg. Der Toilettensitz ist ausgestattet mit Sitzpolster. Der Eimer ist einfach entnehmbar. Weiters bietet der Toilettenstuhl einen Antirutschpuffer um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Die Farben sind grau und blau.

Benutzergewicht: CE-geprüft bis 100 kg Körperlast

Maße: Tiefe 62 cm

Breite 57 cm

Sitztiefe 45 cm

Sitzhöhe 52 cm



Badewannenlift Bellavita

Der leichteste seiner Klasse - Zweite Generation

- 2. Generation ab S/N 400000
- Neue, einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der einzige Badewannenlift mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wannentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlift (ab SN 400 000), zwei Jahre Garantie auf den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Handsteuerung, Netzteil und Verschleißteile)



Mit Bezugsset
Erhältlich in blau,
weiß und grau



Ohne Bezugsset
Erhältlich in blau,
weiß und grau



Mit Comfortbezug
Erhältlich in blau,
weiß und grau

Ivy

Der funktionale und stabile Badewannengriff unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in Ihre Badewanne. Leicht zu installieren und anwendbar bei den meisten Badewannentypen durch den verstellbaren Klemmmechanismus.

Gesamtbreite: 18 cm

Tiefe: 23 cm

Höhe: 48 cm

min. - max. Öffnung: 6 - 11,5 cm

Gewicht: 1,6 kg

max. Nutzergewicht: 113 kg



Izzie

Die Badezimmerhandgriffe sind in verschiedenen Längen von 30 cm bis 80 cm erhältlich (außer Izzie L/R). Speziell entwickelt wurden diese Griffe für die Nutzung in Bädern, Duschen oder vergleichbaren Umgebungen und werden mit Montagematerial geliefert.

Izzie 30, 40, 45, 60, 80 cm

Tiefe: 7 cm

Gewicht: 0,4 - 0,8 - 0,5 - 0,65 - 0,8 kg

Izzie L/R

Gesamtlänge: 48 cm

Höhe: 84 cm

Tiefe: 7 cm

Gewicht: 1,1 kg



Kopfwaschbecken

Kopfwaschbecken eckig aufblasbar

Zweireihig, aus Kunststoff, Farbe weiß,
Maße: 66x61x15cm, Ablaufschlauch mit 80cm Länge, dieser wird z.B. in
einen neben dem Bett aufgestellten Eimer geleitet,
mit Klemme zum Absperren

Art. Nr. 110330422

Dazugehörige Pumpe

Art. Nr. 110310451



Kopfwaschset

Kopfwaschwanne wie bei Art. Nr. 110330422 beschrieben, im Set mit
Wasserbeutel zum Aufhängen, mit ca. 6L Inhalt, daran Duschkopf mit
Absperrklemme, bestens geeignet für die Kopfwäsche in liegender
Position oder für unterwegs

Art. Nr.110330425

Dazugehörige Pumpe

Art. Nr. 110310451



Kopfwaschwanne

Tiefgeformte Kunststoffmulde mit Ausnehmung für den Hals,
Maße: 49x41x18,5cm, Schlauchlänge 90cm,
Mit Verschlußstopfen und Doppeldichtung, zum komfortableren
Waschen der Haare in liegender Position

Art. Nr.11033151



Leibschüssel mit Griff

Die Leibschüssel mit Griff ist ein wichtiges Hilfsmittel für bettlägerige Patienten.

Leicht zu reinigen.

Belastbar bis 140kg

Einzeln verpackt im Nylonbeutel

autoklavierbar

Art. Nr. 11033004



Stechbecken

- Stechbecken aus Kunststoff (mit Deckel und Griff, aus schlagfestem Polypropylen, autoklavierbar bis 130°C, äußerer Beckendurchmesser 312mm; Ersatzdeckel verfügbar; stapelbar, elfenbeinfarben)
- Stechbecken aus Edelstahl (für Erwachsene, aus Chromnickelstahl, mit Deckel, äußerer Durchmesser 300mm)



Toilettensitzerhöhung Wildspitze

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel
- Guter Halt – rutsch- und verschiebungssicher
- Rutschsicherer Griff durch genoppte Oberfläche
- Belastbar bis 150 kg
- 3-fache Höhenverstellung (6,5 / 10 / 13,5 cm)
- Auf Sicherheit geprüfetes Produkt
- Gut zu reinigen, da durchgängig glatte Oberflächen
- Maße Korpus mit Armlehnen L 48,5 cm, B 56 cm, H 41 cm
- Maße Öffnung L 25 cm, B 23 cm, H 16,5 cm



Bade- und Duschschutz Wasserschutz für den Verband und Gips

Wasserdicht – optimaler Verband- und Gipsschutz

Egal ob Sie ein entspannendes Bad nehmen oder duschen - Ihr Verband, Gipsarm oder Gipsbein bleibt trocken! Eine latexfreie Neoprenmanschette schließt die geschmeidige Schutzhülle wasserdicht ab. Der Bade- und Duschschutz sitzt fest ohne einzuschnüren und verhindert zuverlässig, dass Wasser eindringt. Der Verband- und Gipsschutz kann vollständig ins Wasser eingetaucht werden.

Wiederverwendbar, strapazierfähig und bequem zu tragen

Da der Bade- und Duschschutz robust und wasserfest ist, kann er bei vorsichtigem Umgang in der Hydrotherapie oder auch beim Schwimmen mit Gipsverband benutzt werden.



Folgende Modelle sind erhältlich für:

- komplettes Bein
- halbes Bein
- halber Arm
- Hand
- ganzer Arm
- Ellenbogen

Technische Informationen zum Bade- und Duschschutz

Material der Manschette	Latexfreies Neopren. Innenseite rutschfest. Außenseite durch Nylongewebe verstärkt.
Material der Hülle	Dreischichtiges satiniertes PVC/Nylon/PVC, latexfrei, schwer entflammbar.
Farben	Schwarze Manschette/transparente Hülle
Inneres Verstärkungsmaterial	Maschenreicher Nylonzwirn.
Verarbeitung	Alle Säume sind zusammengeschweißt, frei von Lösungsmitteln und Klebstoffen.
Qualität	Hergestellt nach den ISO 9001-Anforderungen. Als Medizinprodukt Güteklasse 1 trägt es das CE-Zeichen.