

Havel

HEALTHCARE

Sonstige Hilfsmittel



Waagen und Messsysteme
Medizinische Messgeräte
Desinfektionsmittelspender
Urinflaschen
Trinkbecher
Nierenschalen
Einmalprodukte
Kompressen
Patientenarmbänder

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer, Stethoskope



Blutdruckmessgerät für den Oberarm mit Speicher und Auswertung



Mechanisches Blutdruckmessgerät mit Ein- oder Zweischlauchsystem



Blutdruckmessgerät für das Armgelenk



Fieberthermometer

Art. Nr.1112521-0-24



Ohrthermometer

Art. Nr.1112521-0-019



Doppelkopfstethoskop

Art. Nr.112710-0-100



**Funkfähige Säuglingswaage
mit optimiertem
Dämpfungssystem**



**Kopfumfangmessband für
Säuglinge und Kleinkinder**



**Stuhlwaage zum
Wiegen im Sitzen**



**Funkfähige Rollstuhlwaage mit
Geländer und Transportrollen**



Körperwaage 4100
ermittelt das Körpergewicht, Körperfett,
Körperwasser und Muskelanteil,



Flachwaage mit Kabelfernanzeige

Seifen- und Desinfektionsmittelspender

Die Spender sind geeignet für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen. Ein einfaches Entnehmen der Pumpe wird durch die nach oben hin schwenkbare Auslaufblende sicher gestellt. So kann die Pumpe nach vorne entnommen werden ohne den Spender von der Wand zu nehmen.

Der Spender ist autoklavierbar, kann bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,2 ml/ 1,5 ml dosiert werden und wird inkl. Wandhalter und Montagesatz mit Leerflasche geliefert.

Verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Füllmenge: 500 ml oder 1000 ml Einwegflaschen
- Bedienhebel: kurz oder lang in Edelstahl
- Gehäuse: Aluminium oder Edelstahl oder in den Farben rot, orange oder gelb

Auf Anfrage div. Montagesätze für Betten, Visitenwägen, usw.



Desinfektionsmittelspender Touchless

- Im Dauereinsatz bewährte Pumpentechnologie
- Materialauswahl nach hygienischen Gesichtspunkten
- Berührungslose Bedienung optimiert die Händehygiene
- Einfacher Pumpen-Ausbau durch Frontentnahme
- Batteriestandsanzeige
- Passend für 500 ml- und 1000 ml-Flaschen
- Abschließbare Verschlussblende als Zubehör lieferbar



Art.Nr. 21051417728

Schalenhalter für Desinfektionsmittelspender

SH E 26

Der Schalenhalter SH E 26 wird einfach über das Spendergehäuse gehängt und hat eine herausnehmbare Schale.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 150 x H 357 x T 264 mm



SH 1

Der Schalenhalter SH 1 wird an die Wand montiert - kurze Seite zur Wand.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 150 x H 95 x T 263 mm



SH 3

Der Schalenhalter SH 3 wird an die Wand montiert - lange Seite zur Wand.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 190 x H 96 x T 190 mm

Halterungen für Desinfektionsmittelspender



Desinfektionsmittelhalterung für Bett

Mit diese Desinfektionsmittelhalterung können 500 ml Desinfektionsmittelflaschen am Bett fixiert werden. Verschiedene Ausführungen ermöglichen, dass die Halterung auf allen Bettentypen eingesetzt werden kann.

Durch die zusätzliche Schale wird verhindert, dass das Desinfektionsmittel auf den Boden tropft und diesen beschädigt oder zur Rutschgefahr führt.



Desinfektionsmittelsäule

Die praxisorientierte Lösung im Bereich flexibler Desinfektions-Säulen. Erstklassige, robuste Qualität und bewährte Funktionalität. Standardmäßig vorbereitet für die Montage eines manuellen oder berührungslosen Desinfektionsmittelspenders.

- Ideal für Eingangsbereiche, stark frequentierte Areale sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist.
- Solide und hygienische Edelstahlausführung
- 5 Jahre Garantie
- Extra schwere Bodenplatte mit Gummifüßen für einen sicheren und stabilen Stand
- Für alle handelsüblichen Hände-Desinfektionsmittel geeignet

Auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar:

- Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP)
- Räder
- Auffangschale
- Verschlussblende
- individuelle Beschriftung und Firmenlogo

Desinfektions-Säule:

B 400 x H 1413 x T 400 mm

Desinfektions-Säule mit Rädern:

B 500 x H 1413 x T 500 mm




Abbildung: Desinfektions-Säule mit Spender Ingo-man® plus Touchless und Schalenhalter (beides als Zubehör lieferbar)

Handschuhhalterung


Haltesystem für Handschuhspender • Edelstahl Ausführungen für einen, zwei oder drei handelsübliche Handschuhspender.

Das Haltesystem für Handschuhspender ist zur platzsparenden Wandmontage von handelsüblichen Handschuhspendern besonders geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore, Pflegedienste usw.


Haltesystem für 1 Handschuhboxen



Haltesystem für 2 Handschuhboxen



Haltesystem für 3 Handschuhboxen



Handschuhhalterung für 3 Handschuhboxen und einen Desinfektionsmittelspender

Urinflaschen für Männer (mit langem Hals, eckig) und Frauen

Aus hochwertigem Material

- Polycarbonat: glasklar, autoklavierbar, bis 130°C (nur PC-geeignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwenden)
- Polypropylen: durchscheinend, autoklavierbar bis 130°C
- Polyethylen: milchig, hitzebeständig bis 90°C desinfizierbar
- Polyvinylchlorid: glasklar, desinfizierbar
- Passend für Urinflaschenhalter
- Mit anhängendem Deckel : aus weißem Polyethylen, hitzebeständig bis 90°C; aus türkisfarbenem Polyethylen, autoklavierbar bis 130°C
- 1 Liter Fassungsvermögen
- graduert



Halter für Urinflaschen eckig

mit weißem Kunststoff beschichtet; passend für alle Urinflaschen aus Kunststoff und Glas; zum Anhängen an das Krankenbett



Urinprobenbecher mit Schraubverschluß bzw. Deckel




Trinkbecher mit Griff

- Trinkbecher mit bzw. ohne Griff, komplett mit Oberteil
- Oberteil 4mm besonders für die Einnahme von Flüssigkeiten geeignet
- Oberteil 12mm besonders für die Einnahme von Brei geeignet
- Griff ermöglicht gute Handhabung, bei Bewegungseinschränkung kann die Hand gut zwischen Griff und Becher Halt finden
- 250ml Inhalt
- Autoklavierbar bis 130°C
- Auch als Zahnpflegebecher bei motorischen Störungen verwendbar



Trinkgläser

- Aus Polycarbonat
- glasklar, stapelbar, lebensmittelecht
- Spülmaschinenfest (nur PC-geeignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwenden)
- ausgezeichnete Schlagfestigkeit
- Geeicht
- Unzerbrechlich
- Mehrfachgebrauch



Medikamentendispenser

Medikamentendispenser mit Schiebedeckel:
Sichert saubere Medikamentenaufbewahrung und einfache Handhabung



Nierenschale aus Kunststoff

- Lebensmittelechtes Material
- Länge: 25cm
- Autoklavierbar bis 130°C
- Die farbliche Unterscheidung sichert Ordnung auf den Stationen



Nierenschale aus Edelstahl



Nierenschale aus Pappe



Mediware Einmalpinzetten - steril

Einzel steril verpackt, anatomische Form, zum sicheren Erfassen im med. Arbeitsfeld.
(In praktischer Mehrwert-Packung mit 50 + 2 Stück)



Sharpsafe® Abfallcontainer eckig

Die Sharpsafe® Container sind besonders dickwandig. Mit großer Einfüllklappe sowie Rückschlagsicherung, um ein unbeabsichtigtes Herausfallen von kontaminiertem Müll zu vermeiden. Mit Abstreiföffnungen für Kanülen, Penkanülen und Klingen. Entsorgung durch Müllverbrennung



Kalt- /Warmkompresse

7,5 x 13 cm 50 Stück	21 x 38 cm 10 Stück
13 x 14 cm 50 Stück	30 x 40 cm 6 Stück
12 x 29 cm 25 Stück	7,5 x 35 cm 12 Stück
16 x 26 cm 20 Stück	7,5 x 52 cm 12 Stück



Moorkompressen

Hervorragend geeignet als Wärmeträger mit "Naturmoorfüllung". Die Folienbeutel sind hautfreundlich, leicht formbar und phthalatfrei. Das Produkt ist auf Wärmeanwendung ausgelegt

Nacken & Schulter
(20 x 50 cm) Einzelverpackung/Bulk

12 x 29 cm 5 Stück/Bulk
16 x 26 cm Einzelverpackung/Bulk
22 x 38 cm Einzelverpackung/Bulk
30 x 40 cm Einzelverpackung/Bulk

Kältesofortkompressen

Hergestellt aus bedruckten Flachfolienbeuteln und gefüllt mit Granulat (Urea) und einer Wasserblase aus Spezialfolie zur Einmalanwendung. Mit dieser Auslegung erreichen Sie eine ideale (Kältekurve), schnelle und hautfreundliche Kältewirkung auf Zeit

15 x 21 cm 10 Stück im Karton
15 x 27 cm 15 Stück im Karton



Kühlmasken/Migräne-Masken

Gern verwendetes Produkt im Bereich Wellness und Therapie. Zur Kühlung im Temperaturbereich größer 0° (Kühlschrank). Die Folien sind hautfreundlich und phthalatfrei.

ca. 150g
VE 10 Stück
Sondermaße und -formen auf Anfrage

Patientenbänder

Kunststoffarmband 25 mm - Unbedruckt



- | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|
|  | • White 11 |  | • Pink 12 |
|  | • Kelly Green 22 |  | • Light Green 15 |
|  | • Day Glow Orange 29 |  | • Red 16 |
|  | • Blue 13 |  | • Black 20 |
|  | • Cranberry 25 |  | • Lavender 23 |
|  | • Day Glow Pink 37 |  | • Goldenrod 24 |
|  | • Navy Blue 70 |  | • Gray 26 |
|  | • Silver 50 |  | • Aquamarine 35 |
|  | • Amazing Grape 33 |  | • Tan 48 |
|  | • Gold 51 |  | • Yellow 14 |
| | |  | • DG Green 39 |