

# Havel

## HEALTHCARE

Lagerungskissen



Dekubitusprophylaxe  
Physiotherapie  
Beinschienen  
Röntgen- und OP-Lagerung  
Lagerung rund ums Baby  
Gel-Lagerungskissen  
Sitzkissen

**Havel Healthcare GmbH**

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

## Lagerungskissen - Inhaltsverzeichnis

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Lagerungskissen allgemein                                         | 3  |
| Lagerungskissen Decubitusprophylaxe und Therapie                  | 8  |
| Lagerungskissen Kranken- und Altenpflege,<br>postoperative Pflege | 15 |
| Lagerungskissen Physiotherapie, Reha und Massage                  | 22 |
| Lagerungskissen Schienen und Polsterzubehör                       | 29 |
| Lagerungskissen Rund ums Baby                                     | 35 |
| Lagerungskissen Röntgen- und OP-Lagerung                          | 39 |
| Lagerungskissen Diagnostik                                        | 49 |
| Lagerungskissen Fixierungen                                       | 52 |
| Gel-Lagerungskissen                                               | 56 |
| Sitzkissen                                                        | 61 |

## Schaumstoffkissen

Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7cm Höhe), auch mit KL-Bezug oder PU-Bezug möglich, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101300003 | 30x20x2 cm   |
| 2101300004 | 40x20x2 cm   |
| 2101300010 | 25x15x3 cm   |
| 2101300011 | 25x20x3 cm   |
| 2101300017 | 40x20x3 cm   |
| 2101300025 | 25x20x4 cm   |
| 2101300026 | 30x20x4 cm   |

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101300043 | 20x20x5 cm   |
| 2101300045 | 25x20x5 cm   |
| 2101300046 | 30x20x5 cm   |
| 2101300050 | 40x25x5 cm   |
| 2101300051 | 40x30x5 cm   |
| 2101300075 | 30x20x7 cm   |
| 2101300076 | 40x20x7 cm   |

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101300079 | 40x30x7 cm   |
| 2101300088 | 30x25x8 cm   |
| 2101300089 | 40x20x8 cm   |
| 2101300095 | 50x30x9 cm   |
| 2101300099 | 25x25x10 cm  |
| 2101300103 | 40x30x10 cm  |
| 2101300108 | 50x40x10 cm  |
| 2101300120 | 50x30x15 cm  |

## Nackenkissen

Zur stützenden Lagerung des Nackens

**Material:** Weicher Schaumstoff

**Bezug:** PVC creme oder grau, geschweißt, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101730001 | 40x18x10 cm  |




## Kopfkeil

Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PVC creme oder grau (bis 20 cm Höhe), auch in KL-Bezug und PU-Beschichtung erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341102 | 37x37x10 cm  |
| 21011341101 | 40x50x10 cm  |
| 21011341106 | 40x90x10 cm  |




## Lagerungskeil

Unterschiedliche Anwendungsbereichen, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß oder PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)              |
|-------------|---------------------------|
| 21011343001 | 40x30x10 cm               |
| 21011343005 | 40x40x15 cm               |
| 21011343008 | 50x40x15 cm               |
| 21011343009 | 50x50x15 cm               |
| 21011343012 | 30x50x20 cm, 30° Lagerung |
| 21011343013 | 40x50x20 cm               |
| 21011343014 | 50x35x20 cm               |
| 21011343016 | 60x40x20 cm               |

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)              |
|-------------|---------------------------|
| 21011343018 | 60x40x20 cm               |
| 21011343020 | 40x90x20 cm               |
| 21011343025 | 40x50x25 cm, 30° Lagerung |
| 21011343039 | 50x45x30 cm, 30° Lagerung |
| 21011343042 | 70x60x30 cm               |
| 21011343044 | 60x50x35 cm, 30° Lagerung |
| 21011343045 | 70x60x40 cm, 30° Lagerung |

## Gipsstütze

Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden. Bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert

**Material:** Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend

**Bezug:** KL mit Reißverschluss in weiß, weitere Farben auf Anfrage



| Gipsstütze abgeschrägt |              |
|------------------------|--------------|
| Art.-Nr.               | Maße (LxBxH) |
| 2101760002             | 30x20x20 cm  |

| Gipsstütze gerade |              |
|-------------------|--------------|
| Art.-Nr.          | Maße (LxBxH) |
| 2101760001        | 30x20x20 cm  |

### Infusionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

**Bezug:** PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, PU-Beschichtung, PUD-Beschichtung




| Infusionskissen mit Armfixierung |               | Infusionskissen ohne Armfixierung |               |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Art.-Nr.                         | Maße (LxBxH)  | Art.-Nr.                          | Maße (LxBxH)  |
| 21011341402                      | 60x15x10/5 cm | 21011341401                       | 60x15x10/5 cm |

### Injektionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Injektionen oder Blutentnahme

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

**Bezug:** PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, weiß; PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



| Infusionskissen mit Armfixierung |               | Infusionskissen ohne Armfixierung |               |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Art.-Nr.                         | Maße (LxBxH)  | Art.-Nr.                          | Maße (LxBxH)  |
| 21011341303                      | 30x15x10/5 cm | 21011341301                       | 30x15x10/5 cm |
| 21011341304                      | 45x15x10/5 cm | 21011341302                       | 45x15x10/5 cm |

### Krankentrageauflage

Für Krankentragen und Untersuchungsliegen

**Material:** Mittelfester Schaumstoff.

**Bezug:** KL weiß oder auf Anfrage, PU-Beschichtung

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341502 | 180x50x4 cm  |
| 21011341504 | 200x50x4 cm  |
| 21011341518 | 180x50x5 cm  |



## Armlagerungskeil

Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss oder PU; weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)                |
|-------------|-----------------------------|
| 21011340000 | 53x22x30 cm (Auflagefläche) |




## Beinlagerungskeil (nach Magnus)

Zur Beinlagerung mit angewinkeltem Kniegelenk (90°)

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



| Beinlagerungskeil - einfach |                                            | Beinlagerungskeil - doppelt |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Art.-Nr.                    | Maße (LxBxH)                               | Art.-Nr.                    | Maße (LxBxH)                               |
| 21011340001                 | 45x22x23 cm<br>(Schenkellänge 30 u. 35 cm) | 21011340002                 | 45x44x23 cm<br>(Schenkellänge 30 u. 35 cm) |

## Schiefe Ebene

Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



| Schiefe Ebene - einfach |              | Schiefe Ebene - doppelt |              |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Art.-Nr.                | Maße (LxBxH) | Art.-Nr.                | Maße (LxBxH) |
| 21011340302             | 60x22x20 cm  | 21011340402             | 60x44x20 cm  |
| 21011340301             | 80x22x25 cm  | 21011340401             | 80x44x25 cm  |

## Kopfkissen

Kopflagerung.

Material: Weicher Schaumstoff

Größe: 35x40 cm, 40x40 cm, 40x60 cm

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101640201 | 35x40 cm     |
| 2101640202 | 40x40 cm     |
| 2101640203 | 40x60 cm     |



## Beinhochlagerungskeil - einfach

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011340102 | 60x22x18 cm  |
| 21011340101 | 72x22x20 cm  |



## Beinhochlagerungskeil - doppelt

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011340202 | 60x44x18 cm  |
| 21011340201 | 72x44x20 cm  |
| 21011340203 | 72x44x35 cm  |



## Lagerungskissen Dekubitusprophylaxe und Therapie

Die folgenden Lagerungskissen dienen der Dekubitusprophylaxe und –therapie. Die Kissen sind in den verschiedenen Varianten **CarePlus**, **TopLine** und **Laundry** erhältlich.

### Laundry – Stäbchen mit Baumwollbezug

**Füllung:** 1a Soft Foam Stiks, 100% Polyurethan-Würfel

**Bezug:** Spezialgewebe 65% Polyester - 35% Baumwolle, Farbe: weiß

**Pflege:** kochfest 95°C - tumblerfest

**Besonderheit:** sehr strapazierfähig, spezielle für die Anforderungen der industriellen Waschprozesse, bei starker Beanspruchung langlebig

### TopLine - Stäbchen mit Baumwollbezug

**Füllung:** 100% PUR-Schaumstoffstäbchen Komfort-fill

**Bezug:** Spezialgewebe MG200, 50% Polyester - 50% Baumwolle, Farbe: weiß

**Pflege:** kochfest 95°C - tumblerfest

### CarePlus - EPS-Mikroperlen mit PU-Bezug

**Füllung:** EPS-fill BASIC, EPS-Mikroperlen (1,5 - 2,3 mm);

**Bezug:** 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, Farbe: wahlweise blau oder weiß

**Pflege:** kochfest 95°C – tumblerfest; Wischdesinfektion

**Eigenschaften:** bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5



Füllung: Schaumstoffstäbchen



Füllung: EPS-Mikroperlen

### Zusätzliche abnehmbare Überzüge (Optional)

- Jersey Medicott (Material: 80% Polyester - 20% Baumwolle / 200g/qm, mit Reißverschluss, Farbe: champagne, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest)
- PU-Bezug (Material: 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5, mit Reißverschluss, Farbe: weiß, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest, Wischdesinfektion)

## Lagerungskissen stabil

Zur stabilisierenden Lagerung des Patienten bzw. dessen Extremitäten.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



### Maße

23 x 40 cm

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

65 x 90 cm

## Lagerungskissen weich

Angenehme Positionierung durch Druckentlastung/ Verteilung.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



### Maße

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

## Rückenstützkissen mit Fahne

Zur 30°-Lagerung in Verbindung mit der Arretierung des Körpers durch die unterliegende „Fahne“.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



### Maße

40 x 80 cm

## Ellenbogenschutz

Zur Freilagerung des Ellenbogenknochens. Die Befestigungsklappe wird mit Klettverschluss geschlossen.



### Maße

15 x 28 x 6 cm

## Universalkissen

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten mit hohem pflegetherapeutischem Anspruch.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



### Maße

Mit 4 Kammern

65 x 75 cm

Mit 6 Kammern

65 x 115 cm

## Sitzringe

Verschiedene Ausführungen:

- ohne Seitenboden (Art-Nr. 2102168520)
  - mit Seitenboden (Art-Nr. 2102168521)
  - Kreissitzring (Art-Nr. 2102168522)
- siehe Abbildung, z.B. in der Gynäkologie/Geburtshilfe

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

ohne Seitenboden

Ø 50 cm

mit Seitenboden

Ø 50 cm

Kreissitzring

Ø 50 cm

## Lagerungsrollen

Die klassische Form der Lagerung zur Entspannung. Die Rolle ist im Nackenbereich oder in den Kniekehlen in verschiedenen Größen anwendbar.

Erhältlich: **Laundry**, **Topline**, **CarePlus**



### Maße

40 x 15 cm

65 x 15 cm

55 x 18 cm

## Fuß- und Beinhöckerkissen

Zur Verminderung des Druckes im unteren Beinbereich, besonders geeignet für Diabetiker, bei Spasmen, Lähmungen oder Kontrakturen.

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

40 x 80 cm

60 x 80 cm

75 x 80 cm

30 x 50 cm

## Lagerungsschlange

Passt sich der Körperform ohne Zwischenraum an und beugt Druckgeschwüren vor.  
Standardausführung: PU-Bezug (abwaschbar) mit EPS-fill-Füllung.

Erhältlich: **Topline**, **CarePlus**



### Maße

200 x 35 cm

250 x 35 cm

## Pablo-Rolle

Eine pflegetherapeutische Produktlinie, die sehr variabel einsetzbar ist und die Lagerung einzelner Gliedmaßen mit mehreren Lagerungskissen ersetzt.

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

100 x 20 cm

200 x 20 cm

250 x 20 cm

## Ruhe- und Seitenlagerungskissen

Sehr angenehme Lagerung möglich; verschafft Sicherheit und Wohlbehagen. Im neurologischen Bereich: Hilfestellung wenn keine Kontrolle über eigene Körperbewegung möglich ist.

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

140 x 110 cm

## Lagerungsring

Vielseitig einsetzbar zur lokalen Druckentlastung z.B. von Ferse, Knie, Schulterblättern oder im Kopfbereich. Bezug: Weichfrottier (Sehr hautsympathisch und anschmiegsam)

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

Ø 29 cm

## HWS-Zervikalring

Zur Entspannung der Nackenmuskulatur mit gleichzeitiger Verlagerung des Körperschwerpunktes.

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

Ø 38 cm

Ø 45 cm

## Handrolle

Bezug: Weichfrottier

Zur Reaktivierung der betroffenen Hand nach halbseitiger Lähmung.

Erhältlich: **Laundry**



### Maße

15 x 6 cm

## Unterarmmanschette

Ohne Abbildung

## Unterschenkelmanschette

Zur Thromboseprophylaxe  
– die Blutzirkulation wird angeregt  
und die Ferse freigelagert.



## Arm- und Beinrampe

Zur Hochlagerung der  
Gliedermaßen.

Erhältlich: Laundry



## Fersenlagerungskissen

Bezug: Weichfrottier



## Fersen-Wadenlagerungskissen

Ohne Abbildung

Bezug: Weichfrottier

Freilagerung der Ferse durch die  
eingearbeitete Öffnung.

Erhältlich: Laundry

## Sitz-Rollstuhl-Gesäßkissen

Bezug: Weichfrottier

Zur Druckentlastung im Rollstuhl  
und gleichzeitiger  
Dekubitusprophylaxe im  
Gesäßbereich.

Erhältlich: Laundry



## Kopf-/Nackenhörnchen

Zur Arretierung des Kopfes zum Schutz  
vor unbewussten Bewegungen.

Einsatz in Pflegeheimen oder auf der  
Unfallstation.

Erhältlich: Laundry



### Maße

Unterarmmanschette

55 x 20 x 8 cm

Unterschenkelmanschette

55 x 20 x 8 cm

### Maße

40 x 25 x 13 cm

80 x 30 x 20 cm

60 x 25 x 17 cm

### Maße

Fersenlagerungskissen

20 x 28 x 10 cm

Fersen-Wadenlagerungskissen

20 x 53 cm

### Maße

50 x 50 cm

### Maße

Ø 38 cm

## Gesäßkissen

Zur Dekubitusprophylaxe im Bereich des Steißbeines – sowohl in sitzender als auch in liegender Positionierung.

Erhältlich: [Laundry](#)



### Maße

60 x 70 cm

70 x 75 cm

## „A“, „T“ und „V“ Lagerungskissen

(bestehend aus 2 Kissen)

Zur Erweiterung des Brustkorbes,  
Förderung der Atmung – bei gleichzeitiger  
Freilagerung  
von Wirbelsäule bzw. Schulterblättern

Erhältlich: [Laundry](#)



### Maße

65 x 24 cm

## Kinästhetik-Deckenrolle

Bezug: Spezialperkal/Weichfrottier

Füllung: Polyester Clean-Fill

Zur 135°-Lagerung sowie Microlagerung.

Erhältlich: [Laundry](#)



### Maße

135 x 200 cm

## Seitenschläferkissen

Ausführung: Stepphülle – 100% Microfaser  
oder Mischgewebe (50% Baumwolle – 50%  
Polyester); Standard-Füllung: Fiber-fill-  
Faserbällchen 95°C

Zur Verbesserung des Schlafkomforts für  
Seitenschläfer

Erhältlich: [Topline](#)




### Maße

40 x 140 cm

## Beinkissen

Erhältlich: **CarePlus**




### Maße

28 x 19 x 8 cm

34 x 24 x 10 cm

## Dreieckkissen

Erhältlich: **CarePlus**




### Maße

45 x 25 x 20 cm

60 x 30 x 30 cm

## Keilkissen

Erhältlich: **CarePlus**



### Maße

12 x 23 x 13 cm

15 x 30 x 20 cm


## Fußstützen

Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung.  
Eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination  
verschiedener Größen erreichen.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff.

**Bezug:** KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011340502 | 60x35x15 cm  |
| 21011340503 | 80x35x15 cm  |
| 21011340501 | 60x35x20 cm  |



## Hodenkissen

Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen.

**Material:** Weicher Schaumstoff.

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101300400 | 19x14x7 cm   |



## Wärmestiefel

Krankenpflege, Altenpflege. Lieferung paarweise.

**Material:** Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, mit  
Haftbandverschluss. (Achtung: Haftband bei der Wäsche immer  
geschlossen halten!)

**Bezug:** Ohne Bezug.

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)  |
|------------|---------------|
| 2101470001 | Einheitsgröße |



## Sitzerhöhung

Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und  
Altenpflege. Option mit Comfortschicht für eine bessere  
Druckentlastung.

**Material:** Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher  
Lebensdauer.

**Bezug:** KL weiß mit Reißverschluss, abwasch- und desinfizierbar,  
Micronara-Bezug anthrazit mit Reißverschluss, weitere Farben auf  
Anfrage

| Art.-Nr.     | Maße (LxBxH)        |
|--------------|---------------------|
| 2101300210   | 40x40x10 cm mit KL  |
| 2101300210-1 | mit Micronara-Bezug |




## Fersenstütze

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Durch größeres Maß bessere Druckverteilung. Option: Lochoberkante abgerundet

**Material:** Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 7cm

**Bezug:** ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.      | Maße (LxBxH)                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 2101590003    | 25 x 15 x 8 cm,<br>ohne Bezug mit Loch Ø 7 cm |
| 2101590003PU  | PU                                            |
| 2101590004PUD | Lochoberkante abgerundet<br>(nur bei PUD)     |




## Fersenkissen

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Option: abgerundete Kanten


**Material:** Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 6cm

**Bezug:** ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



### Fersenkissen abgerundet

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2101590002 | 15 x 15 x 5 cm mit Loch Ø 6 cm<br>alle Kanten gerundet<br>PU agave |



### Fersenkissen

| Art.-Nr.     | Maße (LxBxH)                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 2101590001   | 15 x 15 x 5 cm,<br>ohne Bezug<br>mit Loch Ø 6 cm |
| 2101590001PU | PU                                               |

## Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen. Die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



### Spreizkeil ohne Haftbandfixierung

| Art.-Nr.   | Maße (LxB1/B2xH)   |
|------------|--------------------|
| 2101570002 | 30 x 25/8 x 14 cm  |
| 2101570001 | 50 x 35/10 x 16 cm |



### Spreizkeil mit Haftbandfixierung

| Art.-Nr.   | Maße (LxB1/B2xH)   |
|------------|--------------------|
| 2101570004 | 30 x 25/8 x 14 cm  |
| 2101570003 | 50 x 35/10 x 16 cm |

## Kissen mit loser Füllung

Als Kopfkissen zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm,- Bein und Ganzkörperlagerung. Besonders geeignet zur Decubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, da die Kugeln sehr beweglich sind und sich dem Körper des Patienten anpassen, d.h. optimale Druckentlastung bringen. Zwischenräume zwischen den Kügelchen sorgen für die notwendige Durchlüftung. Eine leichte Massage regt die Blutzirkulation an und fördert die Heilung

**Material:** Neopolenkugeln, Polystyrolkugeln, Bifill.

**Bezug:** Nessel, waschbar bis 60°C, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



| Kissen mit Neopolenkugeln<br>mit Nesselbezug |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                                     | Maße (LxB) |
| 2101640401                                   | 35x40 cm   |
| 2101640402                                   | 40x40 cm   |
| 2101640403                                   | 40x60 cm   |
| 2101640404                                   | 40x80 cm   |

| Kissen mit Polystyrolkugeln<br>mit KL-Bezug |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Art.-Nr.                                    | Maße (LxBxH) |
| 2101640501                                  | 35x40 cm     |
| 2101640502                                  | 40x40 cm     |
| 2101640503                                  | 40x60 cm     |
| 2101640504                                  | 40x80 cm     |

| Kissen mit Bifill<br>mit Nesselbezug |            |
|--------------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                             | Maße (LxB) |
| 2101640411                           | 35x40 cm   |
| 2101640412                           | 40x40 cm   |
| 2101640413                           | 40x60 cm   |
| 2101640414                           | 40x80 cm   |

| Kissen mit Bifill<br>mit KL-Bezug |            |
|-----------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                          | Maße (LxB) |
| 2101640411                        | 35x40 cm   |
| 2101640412                        | 40x40 cm   |
| 2101640413                        | 40x60 cm   |
| 2101640414                        | 40x80 cm   |

## Knielagerungskissen

Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden.

**Material:** Bifill-Füllung

**Bezug:** Nessel-Bezug weiß vernäht, PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95 °C



| Art.-Nr.   | Maße (Ø)               |
|------------|------------------------|
| 2101640590 | 20 cm, mit Nesselbezug |
| 2101640591 | 20 cm, mit PU-Bezug    |



### Bettseitengitterpolster

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege.

**Material:** Synthetisches Fell, mit KL-Bezug.

**Bezug:** KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss



| Bettseitengitterpolster,<br>Ecken nicht abgerundet |            | Bettseitengitterpolster,<br>Ecken gerade |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                                           | Maße (LxB) | Art.-Nr.                                 | Maße (LxB) |
| 2101640001                                         | 170x50 cm  | 2101640002                               | 170x50 cm  |

### Bettseitenpolster


Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege. Schmäler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt

**Bezug:** Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss verdeckt eingenäht.



| Kopf-/Fußteilpolster |              | Seitenpolster |             |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|
| Art.-Nr.             | Maße (LxBxH) | Art.-Nr.      | Maße (LxB)  |
| 2101640003           | 80x28x5 cm   | 2101640004    | 195x40x5 cm |



### Rückenstützkeil

30°-Lagerung insbesondere bei Decubitus-Prophylaxe und Therapie.

**Material:** Mittelfester PU-Schaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

**Bezug:** Kunstleder weiß, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)    |
|------------|-----------------|
| 2101790001 | 33 x 70 x 20 cm |


## Rückenstützkeil

Zur Seitenlagerung bei Decubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen. Die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss oder weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                           |
|------------|----------------------------------------|
| 2101790000 | 68x30x30 cm (Fähnchen LxB: 67 x 58 cm) |



## Hirsekissen

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

**Material:** Hirsefüllung.

**Bezug:** KL weiß oder nach Farbkarte

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) Gewicht |
|------------|--------------------|
| 2101610011 | 40 x 25 cm, 3,0 kg |
| 2101610014 | 25 x 15 cm, 0,8 kg |
| 2101610021 | 30 x 20 cm, 1,5 k  |



## Reismehlsäcke

Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

**Material:** Reismehlfüllung

**Bezug:** KL-weiß geschweißt

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) Gewicht |
|------------|--------------------|
| 2101610106 | 30 x 15 cm, 1,2 kg |
| 2101610107 | 30 x 20 cm, 1,6 kg |
| 2101610109 | 40 x 20 cm, 2,0 kg |

## Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

**Material:** Quarzsandfüllung

**Bezug:** KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) Gewicht |
|------------|--------------------|
| 2101610106 | 30 x 15 cm, 1,2 kg |
| 2101610107 | 30 x 20 cm, 1,6 kg |
| 2101610109 | 40 x 20 cm, 2,0 kg |

## Dinkelspelzkissen

Bei der Altenpflege als Kopfkissen zur Kopflagerung, als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung.

Der Dinkelspelz ist sehr leicht beweglich und passt sich dem Körper des Patienten an. Zwischenräume zwischen dem Spelz sorgen für notwendige Durchlüftung.

**Material:** Dinkelspelzfällung aus Demeter-Anbau

**Bezug:** Nesselbezug natur; Frottee natur, waschbar bis 60°C



| Kissen mit Dinkelspelzfällung |            | Frotteebezug für Dinkelspelzkissen |            |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                      | Maße (LxB) | Art.-Nr.                           | Maße (LxB) |
| 2101640900                    | 40x40 cm   | 2101640903                         | 40x40 cm   |
| 2101640901                    | 40x60 cm   | 2101640904                         | 40x60 cm   |

| Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfällung |                 | Frotteebezug für Dinkelspelznackenhörnchen |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Art.-Nr.                              | Maße (L)        | Art.-Nr.                                   | Maße (L)        |
| 2101640902                            | 110 cm Außenmaß | 2101640905                                 | 110 cm Außenmaß |

## Kirschkernkissen

Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen.

Für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle.

**Füllmaterial:** Kirschkerne

**Bezug:** Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten. Zusätzlicher angenehmer Frottee-Bezug für Kinder auf Anfrage erhältlich

| Art.-Nr.   | Maße (LxB)                      |
|------------|---------------------------------|
| 2101640910 | 20x20 cm                        |
| 2101640911 | 40x20 cm                        |
| 2101640912 | Nackenhörnchen (Außenmaß 90 cm) |



**Achtung:** Bitte grundsätzlich vorher testen, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muß sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

## Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

**Material:** Quarzsandfüllung

**Bezug:** KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxB)<br>Gewicht | Art.-Nr.   | Maße (LxB)<br>Gewicht | Art.-Nr.   | Maße (LxB)<br>Gewicht |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 2101600002 | 10x10 cm, 0,2 kg      | 2101600019 | 20x20 cm, 1,5 kg      | 2101600030 | 40x25 cm, 5,0 kg      |
| 2101600003 | 15 x 10 cm, 0,4 kg    | 2101600020 | 25x20 cm, 2,0 kg      | 2101600032 | 30x30 cm, 5,0 kg      |
| 2101600004 | 20 x 10 cm, 0,5 kg    | 2101600021 | 30x20 cm, 2,5 kg      | 2101600033 | 35x30 cm, 6,0 kg      |
| 2101600005 | 25 x 10 cm, 0,7 kg    | 2101600022 | 35x20 cm, 3,0 kg      | 2101600034 | 40x30 cm, 7,0 kg      |
| 2101600006 | 30 x 10 cm, 1,0 kg    | 2101600023 | 40x20 cm, 3,5 kg      | 2101600036 | 50x30 cm, 9,0 kg      |
| 2101600010 | 15 x 15 cm, 0,8 kg    | 2101600024 | 45x20 cm, 4,0 kg      | 2101600041 | 60x40 cm, 15,0 kg     |
| 2101600011 | 20 x 15 cm, 1,0 kg    | 2101600025 | 50x20 cm, 5,0 kg      |            |                       |
| 2101600012 | 25 x 15 cm, 1,5 kg    | 2101600027 | 25x25 cm, 2,5 kg      |            |                       |
| 2101600013 | 30 x 15 cm, 2,0 kg    | 2101600028 | 30x25 cm, 3,0 kg      |            |                       |
| 2101600015 | 40 x 15 cm, 2,5 kg    | 2101600029 | 35x25 cm, 4,0 kg      |            |                       |

## Rollen für Knie und Nacken

Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke

**Material:** Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig (Option mit Gummizug)

**Bezug:** PVC-Bezug geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme, KL-Bezug: mit Reißverschluss, Standard weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



| Knierolle   |            |
|-------------|------------|
| Art.-Nr.    | Maße (LxØ) |
| 21011340706 | 30x10 cm   |
| 21011340707 | 40x10 cm   |
| 21011340708 | 50x10 cm   |
| 21011340710 | 40x13 cm   |
| 21011340713 | 40x15 cm   |
| 21011340714 | 50x15 cm   |
| 21011340715 | 65x15 cm   |
| 21011340718 | 40x20 cm   |
| 21011340719 | 50x20 cm   |
| 21011340721 | 65x20 cm   |
| 21011340724 | 50x25 cm   |

| Trikotbezug für Rolle mit Gummizug |            |
|------------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                           | Maße (LxØ) |
| 21011340803                        | 50x15 cm   |
| 21011340804                        | 65x15 cm   |
| 21011340805                        | 65x20 cm   |



## Gymnastikrollen

Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen

**Material:** Fester Schaumstoff, mittelfest, ermüdungsfrei (auf Anfrage möglich: Gymnastikrollen konisch; Hartschaumkern, achtkantig oder rund, mit Schaumstoff ummantelt)

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxØ) |
|------------|------------|
| 2101660103 | 40x15 cm   |
| 2101660104 | 50x15 cm   |
| 2101660105 | 60x15 cm   |
| 2101660108 | 50x20 cm   |
| 2101660003 | 100x20 cm  |

| Art.-Nr.   | Maße (LxØ) |
|------------|------------|
| 2101660002 | 80x25 cm   |
| 2101660005 | 100x30 cm  |
| 2101660009 | 150x30 cm  |
| 2101660006 | 100x40 cm  |
| 2101660132 | 150x50 cm  |

## Rollen für Knie und Nacken

Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse.

**Material:** Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

**Bezug:** KL weiß, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss, weitere Farben auf Anfrage



| Halbrolle   |              |
|-------------|--------------|
| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
| 21011340909 | 30x15x7,5 cm |
| 21011340902 | 40x15x7,5 cm |
| 21011340910 | 50x15x7,5 cm |
| 21011340915 | 50x18x9 cm   |
| 21011340903 | 25x22x11 cm  |
| 21011340901 | 40x22x11 cm  |
| 21011340904 | 50x22x11 cm  |
| 21011340906 | 60x22x11 cm  |

| Dreiviertelrolle |              |
|------------------|--------------|
| Art.-Nr.         | Maße (LxBxH) |
| 21011340907      | 50x22x20 cm  |

### Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011340954 | 40x15x7,5 cm |
| 21011340953 | 40x22x11 cm  |

## Hartschaum-Halbrolle

Anwendung vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie

**Material:** Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341002 | 40x15x7,5 cm |
| 21011341001 | 40x22x11 cm  |
| 21011341005 | 60x22x11 cm  |




## Delordosierungs-Halbrolle

Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie

**Material:** Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011342500 | 50x50x15 cm  |



### Stufenbettwürfel – verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



#### Halbrolle

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)   |
|------------|----------------|
| 2101460050 | 50x50x45-55 cm |
| 2101460051 | 45x45x35-45 cm |

### Swing - Beinhochlagerungswürfel – variabel

Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, weitere Farben auf Anfrage




| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)        |
|------------|---------------------|
| 2101460900 | 44 x 44 x 35 -45 cm |

## Rollen für Knie und Nacken

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet. Auch als Stufenbett zur Schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar. Hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert

**Material:** Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage

**Bezug:** Stoffbezug mit Reißverschluss anthrazit, weitere Farben auf Anfrage



### Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)   |
|------------|----------------|
| 2101406901 | 36x40x56/48 cm |

### Kissen als Weichauflage mit Stoffbezug

| Art.-Nr.     | Maße (LxBxH)   |
|--------------|----------------|
| 2101406901-1 | 46 x 40 x 3 cm |



## Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie).

**Material:** Mittelfester Schaumstoff.

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)    |
|------------|-----------------|
| 2101460004 | 60x40x20 cm     |
| 2101460014 | 45x40x30 cm     |
| 2101460015 | 50 x 40 x 30 cm |
| 2101460016 | 60 x 40 x 30 cm |
| 2101460023 | 40 x 40 x 40 cm |
| 2101460025 | 50 x 40 x 40 cm |
| 2101460001 | 50 x 45 x 40 cm |
| 2101460024 | 50 x 50 x 40 cm |
| 2101460028 | 60 x 50 x 40 cm |
| 2101460029 | 60 x 60 x 40 cm |



## Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann

Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymphdrainage. Bei Schwellungszuständen im Hand,- Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen.

**Material:** Weicher Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, separater Trikotbezug erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                      |
|------------|-----------------------------------|
| 2101800800 | Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug |
| 2101800801 | sep. Trikotbezug                  |



## Keilkissen mit Mulde

Reha und Therapie. Zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten

**Material:** Fester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)    |
|-------------|-----------------|
| 21011343101 | 60 x 50 x 20 cm |
| 21011343102 | 70 x 60 x 30 cm |



## Knochenkissen

Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien.

**Material:** Weicher Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                   |
|------------|--------------------------------|
| 2101750002 | 25 x 10 x 10 cm für Kinder     |
| 2101750001 | 30 x 12 x 12 cm für Erwachsene |



## Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchungen und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

**Material:** 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

**Bezug:** KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU-Beschichtung agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                              |
|------------|-------------------------------------------|
| 2101640400 | 40x40x11 cm<br>unterer Luftkanal: 10x4 cm |

## Bälle als Handtrainer

Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen. Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien.

**Material:** extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand.

**Bezug:** ohne Bezug



| Art.-Nr.    | Maße (Ø) |
|-------------|----------|
| 21012800000 | 7 cm     |
| 21012800001 | 9 cm     |

## Handtrainer

Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen.

**Material:** Fester Spezial-Schaumstoff

**Bezug:** Ohne Bezug

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101990076 | fest         |
| 2101990077 | mittelfest   |



## Gymnastikmatten

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport; 3-fach faltbar

**Material:** Hartschaum

**Bezug:** Oberseite KL weiß, weitere Farben auf Anfrage;  
Unterseite rutschfester Turnmattenstoff blau

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101650005 | 200x125x2 cm |
| 2101650006 | 200x140x2 cm |



## Turnmatte

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport.

**Material:** Fester Schaumstoff

**Bezug:** Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegriffen einseitig

| Art.-Nr.   | Maße (Ø)     |
|------------|--------------|
| 2101670001 | 200x80x5 cm  |
| 2101670002 | 200x100x5 cm |




## Beinhochlagerungsschienen „1“

Zum Ruhigstellen und Beinhochlagern nach Operationen, Frakturen, Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband  
Nach Art der „Braunschen“ und „Schulze“- Schienen

**Material:** Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

**Bezug:** Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



| Beinhochlagerungsschiene „1“<br>ohne Bezug |                        | Beinhochlagerungsschiene „1“<br>mit PU-Bezug |                  | Beinhochlagerungsschiene „1“<br>mit KL-Bezug |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                                   | Maße Beinlänge L       | Art.-Nr.                                     | Maße Beinlänge L | Art.-Nr.                                     | Maße Beinlänge L |
| 2101720001                                 | 60 cm (Kinder) B 20 cm | 2101720001-1                                 | 60 cm (Kinder)   | 2101720101                                   | 60 cm (Kinder)   |
| 2101720000                                 | 80 cm (Erw.) B 25 cm   | 2101720000-1                                 | 80 cm (Erw.)     | 2101720100                                   | 80 cm (Erw.)     |

| KL-Bezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“,<br>mit Haken- und Flauschband |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                                                                     | Maße Beinlänge L |
| 2101720005                                                                   | 60 cm (Kinder)   |
| 2101720004                                                                   | 80 cm (Erw.)     |

| Trikotbezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“,<br>mit Bändchen |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                                                          | Maße Beinlänge L |
| 2101720003                                                        | 60 cm (Kinder)   |
| 2101720002                                                        | 80 cm (Erw.)     |

## Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Zur Ruhigstellung und Stabilisierung des Beines nach Operationen, bei Venenentzündungen und Frakturen. Die zusätzliche Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

**Bezug:** ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (Beinlänge, Breite) |
|------------|--------------------------|
| 2101720300 | 80 cm, 25 cm, ohne Bezug |
| 2101720301 | 80 cm, 25 cm, PU         |
| 2101720302 | 80 cm, 25 cm, PUD        |



## Beinlagerungsschiene "2"

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen. Das aus Kunststoff bestehende gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen.


Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband

Nach Art der „Volkmann“- „Schweizer“- und "Kehl'schen" - Schiene

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

**Bezug:** Trikotbezug weiß, KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne Bezug |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                                        | Maße Beinlänge L       |
| 2101710001                                      | 60 cm (Kinder) B 23 cm |
| 2101710000                                      | 80 cm (Erw.) B 30 cm   |



| Beinlagerungsschiene „2“ mit PU-Beschichtung |                  | Beinlagerungsschiene „1“ mit KL-Bezug |                  |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                                     | Maße Beinlänge L | Art.-Nr.                              | Maße Beinlänge L |
| 2101710001-1                                 | 55 cm (Kinder)   | 2101710101                            | 55 cm (Kinder)   |
| 2101710000-1                                 | 75 cm (Erw.)     | 2101710100                            | 75 cm (Erw.)     |

| KL-Bezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Haken- und Flauschband |                  | Trikotbezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Bändchen |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                                                              | Maße Beinlänge L | Art.-Nr.                                                   | Maße Beinlänge L |
| 2101710005                                                            | 55 cm (Kinder)   | 2101710003                                                 | 55 cm (Kinder)   |
| 2101710004                                                            | 75 cm (Erw.)     | 2101710002                                                 | 75 cm (Erw.)     |


## Beinlagerungsschienen „3“

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

Erhältlich mit oder ohne Bändchen, Haken- und Flauschband

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, Fußbrett aus Schaumstoff

**Bezug:** Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



| Beinlagerungsschiene „3“,<br>ohne Bezug |                            | Beinlagerungsschiene „3“<br>mit KL-Bezug |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                                | Maße Beinlänge L           | Art.-Nr.                                 | Maße Beinlänge L   |
| 2101711000                              | 75 cm (Erwachsene) B 25 cm | 2101711100                               | 75 cm (Erwachsene) |

| Trikotbezug „3“ für Beinlagerungsschiene<br>„3“, mit Bändchen |                    | Beinlagerungsschiene „3“<br>mit PU-Beschichtung |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                                                      | Maße Beinlänge L   | Art.-Nr.                                        | Maße Beinlänge L   |
| 2101711002                                                    | 75 cm (Erwachsene) | 2101711001-1                                    | 75 cm (Erwachsene) |

| KL-Bezug „3“ für Beinlagerungsschiene „3“,<br>mit Haken- und Flauschband |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                                                                 | Maße Beinlänge L   |
| 2101711004                                                               | 75 cm (Erwachsene) |

## Beinlagerungsschiene "2" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

**Material:** mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage




| Beinlagerungsschiene „2“, perforiert<br>ohne gepolstertes Fußbett,<br>ohne Bezug |                            | Beinlagerungsschiene „2“,<br>perforiert ohne gepolstertes<br>Fußbett, mit KL-Bezug |                  | Trikotbezug für Schienen |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Art.-Nr.                                                                         | Maße Beinlänge L           | Art.-Nr.                                                                           | Maße Beinlänge L | Art.-Nr.                 | Maße (LxB) |
| 2101710006                                                                       | 75 x 30 cm<br>(Erwachsene) | 2101710120                                                                         | 75 x 30 cm       | 2101710008               | 75 x 30 cm |
| 2101710007                                                                       | 55 x 23 cm (Kinder)        | 2101710121                                                                         | 55 x 23 cm       | 2101710009               | 55 x 23 cm |

## Beinlagerungsschiene "3" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

**Material:** mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



### Beinlagerungsschiene „3“, ohne gepolstertes Fußbett, ohne Bezug

| Art.-Nr.   | Maße (LxB)            |
|------------|-----------------------|
| 2101711006 | 75x25 cm (Erwachsene) |

### Trikotbezug für Schiene

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) |
|------------|------------|
| 2101711008 | 75x25 cm   |

### Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, mit KL-Bezug

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) |
|------------|------------|
| 2101711120 | 75 x25 cm  |

### Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, PU-Beschichtung

| Art.-Nr.     | Maße (LxB) |
|--------------|------------|
| 2101711006-1 | 75x25 cm   |

## Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene

Fixe Unterschenkellagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Dekubitus

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)      |
|------------|-------------------|
| 2101710400 | 50x20x11/3 cm PU  |
| 2101710401 | 50x20x11/3 cm PUD |

## Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Frakturen und bei Entzündungen. Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

**Bezug:** ohne Bezug, PU-Beschichtung agave,  
PUD-Beschichtung/ dicht agave weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (Beinlänge, Breite),<br>Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 2101710300 | 75 cm, 25 cm, ohne Bezug                                  |
| 2101710301 | 75 cm, 25 cm, PU                                          |
| 2101710302 | 75 cm, 25 cm, PUD                                         |



## Fix-Verbandschienen

Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen

**Material:** Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten. Die

Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar. Ab 7 cm Breite mit Öse

**Bezug:** Polyethyle-Folie, geschweißt, Ohne Bezug und ohne Öse

(Diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration)

| Fix-Verbandschiene mit PE-Folie,<br>mit Öse |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Art.-Nr.                                    | Maße (LxBxH) |
| 21012470013                                 | 30x7 cm      |
| 21012470014                                 | 40x7 cm      |
| 21012470015                                 | 50x7 cm      |
| 21012470016                                 | 60x7 cm      |
| 21012470019                                 | 30x9 cm      |
| 21012470020                                 | 40x9 cm      |
| 21012470021                                 | 50x9 cm      |
| 21012470022                                 | 60x9 cm      |
| 21012470023                                 | 70x9 cm      |
| 21012470027                                 | 40x11 cm     |
| 21012470028                                 | 50x11 cm     |
| 21012470029                                 | 60x11 cm     |
| 21012470030                                 | 70x11 cm     |

| Fix-Verbandschiene mit PE-Folie,<br>ohne Öse |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Art.-Nr.                                     | Maße (LxBxH) |
| 21012470001                                  | 15x3 cm      |
| 21012470002                                  | 20x3 cm      |
| 21012470003                                  | 25x3 cm      |
| 21012470006                                  | 15x5 cm      |
| 21012470007                                  | 20x5 cm      |
| 21012470008                                  | 25x5 cm      |
| 21012470009                                  | 30x5 cm      |
| 21012470010                                  | 40x5 cm      |
| 21012470011                                  | 50x5 cm      |



## Fix-Unfallbeinschienen

Zur vorläufigen Ruhigstellung der Beine bei Unfällen. Die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar

**Material:** Die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig.

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten

**Größe:** Unterschenkelschiene: 60 cm, Oberschenkelschiene: 80 cm

**Bezug:** KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

| Fix-Unfallbeinschiene – Unterschenkelschiene |          | Fix-Unfallbeinschiene – Oberschenkelschiene |          |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Art.-Nr.                                     | Maße (L) | Art.-Nr.                                    | Maße (L) |
| 21012480003                                  | 60 cm    | 21012480004                                 | 80 cm    |



## Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende

**Bezug:** Ohne Bezug

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)  |
|------------|---------------|
| 2101490011 | 500x9x1,5 cm  |
| 2101490009 | 500x11x1 cm   |
| 2101490012 | 500x11x1,5 cm |



## Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung. Einmalpolster für Braunsche-Schiene Größe: Gr. 1+2, ausziehbare Gr. 1, Kirschner- und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

**Material:** Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende.

**Bezug:** Ohne Bezug

| Art.-Nr.    | Maße |
|-------------|------|
| 21012500001 | B-1  |




## Wickelmulde

In der Neugeborenen- und Kinderstation. Durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, Wachstuch nach Verfügbarkeit, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage möglich

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341701 | 60x60x15 cm  |



## Wickeltischauflage mit Aufkantungen

In der Neugeborenen und Kinderstation. Durch die seitlichen Aufkantungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich. Größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde. Option: 3seitige Aufkantung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** Kunstleder weiß, mit Reißverschluss auf der Unterkante, weitere Farben und Wachstuchbezug auf Anfrage.



Wachstuch „Schmetterling rot“

| Wickeltischauflage mit seitlichen Aufkantung |              | Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung |              |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Art.-Nr.                                     | Maße (LxBxH) | Art.-Nr.                                       | Maße (LxBxH) |
| 21011341803                                  | 60x70x10 cm  | 21011341804                                    | 60x70x10 cm  |

## Wickeltischauflagen

In der Neugeborenen- und Kinderstation.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PVC creme oder grau, geschweißt, KL, Wachstuch, PU, Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341608 | 80x60x3 cm   |
| 21011341602 | 100x60x3 cm  |
| 21011341621 | 60x50x4 cm   |
| 21011341624 | 90x60x4 cm   |
| 21011341640 | 70x55x5 cm   |
| 21011341642 | 85x60x5 cm   |




### Maßgeschneiderte Wickelauflagen

Anfertigung von individuellen Wickelauflagen

**Maß:** nach Wunsch

**Bezüge:** Skai TUNDRA ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Er ist langlebig, lichtecht, abriebfest, reißfest, pflegeleicht, Desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, abwaschbar und schwer entflammbar, Farbkombinationen nach Wunsch.

**Pflege:** Zur Reinigung lauwarmes Wasser und ein Microfasertuch verwenden. Ein spezieller Microfaserhandschuh wird angeboten. Starke Verschmutzungen mit der Lauge eines handelsüblichen Feinwaschmittels entfernen



## Entbindungskeile

Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen

**Material:** Hartschaum

**Bezug:** KL weiß, wasserdicht verschweißt, KL farbig mit Reißverschluss, PU-Beschichtung agave, weiter Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341202 | 37x37x12 cm  |
| 21011341201 | 40x50x12 cm  |



## Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.           | Maße (LxB)                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 21011341801PU      | 40 x 70 cm, mit PU-Beschichtung (Außenmaße der Grundplatte) |
| 21011341801PU-1PUD | mit PUD-Beschichtung/dicht                                  |
| 21011341802KL      | mit KL-Bezug                                                |



## Seitenlagerungshilfe für Säuglinge

Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett.

**Material:** Weicher Schaumstoff

**Bezug:** Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C und KL weiß oder nach Farbkarte möglich

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)           |
|-------------|------------------------|
| 21011341805 | 40 x 40 cm (Außenmaße) |



## Stillkissen

Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen. Auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung).

**Material:** feine, geräuscharme EPS-Kügelchen waschbar mit 60° C

Auf Anfrage auch mit anderer Füllung

**Größe:** 190 cm lang

**Bezug:** Die Füllung ist in einem weißen Baumwollbezug mit Zipp, sodass die Füllmenge nachgefüllt oder verringert werden kann.

Zusätzlich gibt es noch blut- und urindichte PU-Bezüge in weiß und dunkelblau (95° C waschbar) oder Baumwollbezüge mit Kindermotiven (60° C waschbar). Weitere Muster auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)                 |
|-------------|------------------------------|
| 1101SK-SKBW | Stillkissen inkl. BW Überzug |
| 1101SK-BW   | BW Überzug                   |

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)                 |
|-------------|------------------------------|
| 1101SK-SKPU | Stillkissen inkl. PU Überzug |
| 1101SK-PU   | PU Überzug                   |



Bärenfreunde



Teddy



Traumgarten



Bärchen



Wiesenglück bunt



Krone rosa



Krone blau

## Röntgensortiment

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten. Die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

**Bezug:** Ohne Bezug, PU-Beschichtung, PVC, nach Farbkarte weitere Farben auf Anfrage



| Nr    | Art.-Nr.   | Maße        |
|-------|------------|-------------|
| 1     | 2101680003 | 36x24x11 cm |
| Wie 1 | 2101680017 | 54x24x12 cm |
| 2     | 2101680004 | 18x24x11 cm |
| 3     | 2101680005 | 18x10x5 cm  |
| 4     | 2101680006 | 24x18x6 cm  |
| 5     | 2101680007 | 24x18x3 cm  |
| 6     | 2101680008 | 24x18x5 cm  |

| Art.-Nr.   | 9-teilige Kombination                          |
|------------|------------------------------------------------|
| 2101680000 | 1xNr.1, 2xNr.2, 2xNr.3, 2xNr.4, 1xNr.5, 1xNr.6 |


## Röntgenkopfteile

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in unterschiedlichen Lagen

**Material:** mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

**Bezug:** Ohne Bezug, PU-Beschichtung, agave, weitere Farben auf Anfrage

| Nr | Beschreibung | Maße                                                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|
| 9  | 2101680011   | a.p. für Rückenlage; 25x25x10 cm                       |
| 9  | 2101680011-1 | für Kinder: 22x22x7 cm                                 |
| 10 | 2101680012   | p.a. für Bauchlage; 23x25x10 cm                        |
| 11 | 2101680013   | für Seitenlage rechts; 28 x 30 x 10 cm(ohne Abbildung) |
| 12 | 2101680014   | für Seitenlage links; 28x30x10 cm                      |
|    | 2101680018   | Kopfring ; Außen Ø 18 cm; Innen Ø 10 cm; Höhe 4 cm     |



## Röntgenlagerungs-Ergänzungsteile



| Nr     | Art.-Nr.     | Bezeichnung                   | Maße                                       |
|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 7      | 2101680009   | Scheibe mit Loch              | Ø 18-5 x4 cm                               |
| 8      | 2101680010   | Rolle                         | 25xØ10 cm                                  |
| 13     | 2101680004-1 | Dreieck<br>ungleichschenkelig | 60x30x15 cm<br>(Schenkellänge: 24-19,5 cm) |
| 14     | 2101680006-1 | Schrägkeil                    | 28x18x8 cm                                 |
| 15     | 2101680006-2 | Schrägkeil                    | 28x18x10 cm                                |
| 16     | 2101680006-3 | Schrägkeil                    | 24x36x6 cm                                 |
| 17     | 2101680007-1 | Rechteck                      | 36x24x3 cm                                 |
| 18     | 2101680008-1 | Rechteck                      | 36x24x5 cm                                 |
| 19     | 2101680009-1 | Rundplatte                    | Ø 15 cm, H: 4 cm                           |
| wie 19 | 2101680009-2 | Rundplatte                    | Ø 22 cm, H:5 cm                            |
| 20     | 2101680020PU | Nackenunterlage               | 50x32x18 cm                                |
| 21     | 2101680021PU | Körperstütze                  | 40x30x18 cm                                |
| 22     | 2101680022PU | Halbrolle                     | 18x15x7,5 cm                               |
| 23     | 2101680023PU | Halbrolle                     | 36x15x7,5 cm                               |
| 24     | 2101680024PU | Halbrolle                     | 18x22x11 cm                                |
| 25     | 2101680025PU | Halbrolle                     | 36x22x11 cm                                |

## Röntgentischauflagen

Anwendung im Röntgenbereich

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, mit Mittelstrich

**Bezug:** PVC transparent, geschweißt, mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz (auch in PVC creme oder grau erhältlich)

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)  |
|------------|---------------|
| 2101690003 | 140x60x1,5 cm |
| 2101690005 | 180x60x1,5 cm |
| 2101690006 | 200x60x1,5 cm |
| 2101690007 | 220x60x1,5 cm |
| 2101690013 | 180x60x3 cm   |
| 2101690014 | 200x60x3 cm   |
| 2101690015 | 220x60x3 cm   |



## Kopflagerungsring

Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung.

**Material:** mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.        | Maße (Ø; H)     |
|-----------------|-----------------|
| 2101680019PU    | 20/10 cm, 5 cm  |
| 2101680019PUD   | 20/10 cm, 5 cm  |
| 2101680019-1PU  | 15/8 cm, 3,5 cm |
| 2101680019-1PUD | 15/8 cm, 3,5 cm |



## Kopflagerungskissen, flach

OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101640800 | 22x22x5 cm   |



## Intubationskissen

Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich

**Material:** mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PU-Beschichtung weiß oder antistatisch, PU-Beschichtung wasserdicht blau oder agave



### Intubationskissen mit PU-Beschichtung

| Art.-Nr.      | Maße (LxBxH)    |
|---------------|-----------------|
| 2101999001-PU | 24 x 25 x 12 cm |

### Intubationskissen mit PUD-Beschichtung/dicht


| Art.-Nr.       | Maße (LxBxH)    |
|----------------|-----------------|
| 2101999001-PUD | 24 x 25 x 12 cm |

## Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage - neue Version

Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet).

**Material:** Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig.

**Bezug:** ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave (Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden bei PUD!), weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.      | Maße (LxBxH)                |
|---------------|-----------------------------|
| 2101680016    | 25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug |
| 2101680016PU  | 25 x 25 x 10 cm             |
| 2101680016PUD | 25 x 25 x 10 cm             |

## Kopfkissen für Bauchlage

Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt für Bauchlage Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich

**Material:** PU-Kaltschaum weich

**Bezug:** KL weiß, PU agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH) |
|------------|--------------|
| 2101640300 | 36x25x10 cm  |



## Armpolsterhülsen mit/ohne Haftbandverschluss

Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis- und Ulnarisschäden). Die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschnalltem Arm

**Material:** Fester Schaumstoff


**Bezug:** KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



| Armpolsterhülse, ohne Haftbandverschluss |                                 | Armpolsterhülse, mit Haftbandverschluss |                       |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                                 | Maße (L, Ø innen)               | Art.-Nr.                                | Maße (L)              |
| 2101550002                               | 20 cm, 9 cm (für Kinder)        | 2101540002                              | 20 cm (für Kinder)    |
| 2101550001                               | 25cm, 11 cm (für Erwachsene)    | 2101540001                              | 25cm (für Erwachsene) |
| 550001                                   | 44 cm, konisch (für Erwachsene) | 540003                                  | 44 cm (konisch)       |

## OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbrolle sowie dem Ulnariskissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage. Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser neues Fersenkissen in abgerundeter Form.



## Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage nach Kleemann

Zur Kopflagerung in Bauchlage. Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

**Material:** Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.      | Maße (LxBxH)    |
|---------------|-----------------|
| 2101999003PU  | 23 x 15 x 12 cm |
| 2101999003PUD | 23 x 15 x 12 cm |




## Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

Das spezielle Kopfkissen für die Bauchlage ist ein abwaschbares Kissen, das durch Klettbander eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße zulässt. Der Kopf liegt lediglich im Stirn- und Kinnbereich auf; Augen, Nase und Mund liegen frei und können durch seitliche Aussparungen gut kontrolliert werden. Der Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

**Material:** Grundplatte: sehr fester Schaumstoff,  
Kopfführung: mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage

**Bezug:** PU-Beschichtung schwarz,  
PUD-Beschichtung/dicht schwarz



| Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Erwachsene) |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                   | Maße (LxBxH)                           |
| 2101800995                                                 | 27x25x15 cm mit PU-Beschichtung        |
| 2101800995-1                                               | 27x25x15 cm mit PUD-Beschichtung/dicht |

| Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Kinder) |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                               | Maße (LxBxH)                               |
| 2101800990                                             | 23 x 21 x 12 cm mit PU-Beschichtung        |
| 2101800990-1                                           | 23 x 21 x 12 cm mit PUD-Beschichtung/dicht |

## Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Bei dem Thoraxkissen wird durch die eingearbeitete Mulde eine stabile, physiologische Lagerung erzielt, die durch Schrägkanten im Achselbereich ein Freiliegen des Plexus brachialis sicherstellt. Zusätzlich wird die Halswirbelsäule durch einen Ausschnitt im Halsbereich frei gelagert.

**Variante 1: Material:** Fester Schaumstoff - ermüdungsfrei.

**Bezug:** Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss,  
PU-Beschichtung schwarz

**Variante 2: Material:** Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert.

**Bezug:** PUD-Beschichtung/dicht schwarz



| Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                            | Maße (LxBxH)                                                      |
|                                     | 25x50x15 cm<br>Muldungstiefe ca. 6 cm<br>Muldungsbreite ca. 32 cm |
| 2101800997                          | KL-Bezug, schwarz                                                 |
| 2101800997-1                        | PU-Beschichtung, schwarz                                          |
| 2101800997-2                        | PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage                |

| Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann für Kinder |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                       | Maße (LxBxH)                                                           |
|                                                | 20 x 44 x 12 cm ,<br>Muldentiefe: ca. 5 cm,<br>Muldenbreite: ca. 25 cm |
| 2101800991                                     | KL-Bezug, schwarz                                                      |
| 2101800991-1                                   | PU-Beschichtung, schwarz                                               |
| 2101800991-2                                   | PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage                     |

## Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann


Für das Becken wird ebenfalls ein Kissen mit einer Mulde verwendet, das jedoch im unteren Bereich im 45° Winkel schräg abfällt, um die Leistenregion zu entlasten. Zudem hat dieses Kissen dort eine Aussparung zur Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.

**Variante 1: Material:** Fester Schaumstoff – ermüdungsfrei

**Bezug:** Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss, PU-Beschichtung schwarz

**Variante 2: Material:** Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

**Bezug:** PUD-Beschichtung/dicht schwarz



| Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann |                                                                     | Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann für Kinder |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                            | Maße (LxBxH)                                                        | Art.-Nr.                                       | Maße (LxBxH)                                                        |
|                                     | 34 x 50 x 15 cm<br>Muldentiefe: ca. 6 cm<br>Muldenbreite: ca. 32 cm |                                                | 30 x 44 x 12 cm<br>Muldentiefe: ca. 5 cm<br>Muldenbreite: ca. 25 cm |
| 2101800998                          | KL-Bezug, schwarz                                                   | 2101800992                                     | KL-Bezug, schwarz                                                   |
| 2101800998-1                        | PU-Beschichtung, schwarz                                            | 2101800992-1                                   | PU-Beschichtung, schwarz                                            |
| 2101800998-2                        | PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage                  | 2101800992-2                                   | PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage                  |

## Halbrolle für die Fußlagerung

Die Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** Kunstleder schwarz



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)              |
|------------|---------------------------|
| 2101800994 | 50x22x11 cm               |
| 2101800993 | 50x15x7,5 cm (für Kinder) |

## Ulnariskissen (Armlagerungskissen) Typ: AD, nach Roßmann

Die optimale intraoperative Lagerung des Armes ist in Supinationsstellung gegeben. Dazu wird ein Kissen mit einer Längsmulde verwendet, wodurch der Arm sicher in einer Führung liegt und nicht seitlich abrutschen kann. Eine Aussparung im Ellenbogenbereich gewährleistet, dass der Ulnaris frei liegt und die Gefahr von Druckstellen minimiert wird.

**Material:** fester Schaumstoff – ermüdungsfrei. An der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet.

**Bezug:** Kunstleder schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- + Flauschband zur Befestigung angenäht



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2101800999 | 48 x 12 x 7 cm<br>Aushöhlungsbreite 9 cm<br>Aushöhlungstiefe 4 cm |

## OP-Tischauflagen/Untersuchungsliegenauflagen

Auflagen für OPTische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

**Material:** fester Schaumstoff.

**Größe:** nach Wunsch

**Bezug:** KL weiß, KL antistatisch anthrazit, PU-Beschichtung, PU-Beschichtung antistatisch anthrazit



| Art.-Nr.    | Maße         |
|-------------|--------------|
| 21011341900 | nach Vorgabe |

## Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen. Schulter und Oberarm erfahren eine deutliche Druckentlastung, Schutz vor Nervenschädigung

**Material:** Mittelfester Schaumstoff. Die Auflagefläche ist mit einer viscoelastischen Weichschicht ausgestattet

**Bezug:** 70 x 50 x 16/2,5 cm

**Bezug:** KL-Bezug schwarz genäht, PU-Beschichtung schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz



| Art.-Nr.   | Maße                                            |
|------------|-------------------------------------------------|
| 2101801000 | 70 x 50 x 16/2,5 cm; mit KL-Bezug               |
| 2101801001 | 70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PU-Beschichtung        |
| 2101801002 | 70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PUD-Beschichtung/dicht |


## Beinlagerungstunnel für die Seitenlage

### Anwendungsgebiet

Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung

**Material:** Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage

**Bezug:** Kunstleder mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                              |
|------------|-------------------------------------------|
|            | außen: 60x39x22 cm;<br>innen: 60x25x15 cm |
| 2101801010 | KL-Bezug                                  |
| 2101801011 | PU-Beschichtung                           |
| 2101801012 | PUD-Beschichtung/dicht                    |

## Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie.

**Material:** 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

**Bezug:** Kunstleder weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage




| Art.-Nr.   | Maße (LxBxH)                                    |
|------------|-------------------------------------------------|
| 2101640400 | 40 x 40 x 11 cm<br>unterer Luftkanal: 10 x 4 cm |

## Anästhesiekissen

Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich, mit Mulde im Kopfauflegebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** Kunstleder weiß, Kunstleder antistatisch, mit RV, weitere Farben auf Anfrage



| Anästhesiekissen mit Kunstlederbezug weiß |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                  | Maße (LxBxH)                                                                      |
| 2101400200                                | Gesamt: 42 x 48 x 10 cm<br>Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm<br>Schenkel: 24 x 16 x 10 cm |

| Infusionskissen ohne Armfixierung |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                          | Maße (LxBxH)                                                                      |
| 2101400201                        | Gesamt: 42 x 48 x 10 cm<br>Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm<br>Schenkel: 24 x 16 x 10 cm |

## Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar  
Material: Mittelfester Schaumstoff  
Bezug: PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.         | Maße: je L:40 x B:70 cm<br>(Außenmaße der Grundplatte) |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 21011341801PU    | Mit PU-Beschichtung                                    |
| 21011341801-1PUD | Mit PUD-Beschichtung/dicht                             |
| 21011341802KL    | Mit Kunstlederbezug                                    |

## Beinlagerungsformkeil

Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie

**Material:** fester Schaumstoff mit Beinführungen.

**Bezug:** PU-Beschichtung agave PUD- Beschichtung/dicht und weitere Farben auf Anfrage möglich



| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)   |
|-------------|----------------|
| 21011342020 | 41x41x16/14 cm |


## Mammalagerungskeil

Zur optimalen Lagerung der Patientin bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Größe:** 56x52x22 cm

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PUD- Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich, weitere Farben auf Anfrage




| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011342010 | 56x52x22 cm  |

## Bauchbrett

Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie

**Material:** sehr fester Schaumstoff, mit Ausschnitt für Bauchfreilage. Beim zweiteiligen Bauchbrett können die Teile mit dem bereits fixierten Klett- und Flauschband verbunden werden. (siehe Abb.) Vorteile zweier Teile sind z.B. die leichtere Handhabung und Unterbringung

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage



## Zubehör: Verkleinerungsrahmen

zur Verkleinerung des Bauchbrettausschnittes

**Material:** fester Schaumstoff

**Bezug:** PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage

### Bauchbrett, einteilig

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 21011342030 | 180x46x11 cm<br>(Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend) |

### Bauchbrett, zweiteilig

| Art.-Nr.     | Maße (LxBxH)                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210113420301 | 180x46x11 cm<br>(2 Teile je 90x46x11 cm;<br>Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend) |

### Verkleinerungsrahmen

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)                               |
|-------------|--------------------------------------------|
| 21011342032 | 35x35x7,5 cm<br>(Bauchausschnitt 20x20 cm) |

## Echocardiographiekeil

Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf.

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH)    |
|-------------|-----------------|
| 21011343200 | 75 x 75 x 30 cm |



### Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl

Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flauschverbindung (abnehmbar)

**Material:** Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:** Kunstleder schwarz, weitere Farben auf Anfrage



| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011341403 | 31x15x15 cm  |

### Rektoskopie-Halbrolle

Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen

**Material:** Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

**Bezug:** KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

| Art.-Nr.    | Maße (LxBxH) |
|-------------|--------------|
| 21011342001 | 50x40x35 cm  |



**Fixierungen sind auch für Maquet-Tische erhältlich**

### Haftbandfixierungen

Zur Sicherung des Patienten. Zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband

**Material:** Gewebtes Haftband mit Metallschleife zur Befestigung. Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit synthetischem Fell



| Haftbandfixierung, ohne Polster |            | Haftbandfixierung, mit Polster |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Art.-Nr.                        | Maße (LxB) | Art.-Nr.                       | Maße (LxB) |
| 2101780001                      | 17x3 cm    | 2101780101                     | 17x3 cm    |
| 2101780002                      | 30x3 cm    | 2101780102                     | 30x3 cm    |
| 2101780003                      | 30x5 cm    | 2101780103                     | 30x5 cm    |
| 2101780004                      | 40x5 cm    | 2101780104                     | 40x5 cm    |
| 2101780005                      | 80x5 cm    | 2101780105                     | 80x5 cm    |

### Haken- und Flauschbänder

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar.

**Material:** Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschführung. Auch als selbstklebendes Haken- und Flauschband lieferbar

**Farbe:** weiß (andere Farben auf Anfrage)

| Hakenband auf 25 m Rolle |          | Flauschband auf 25 m Rolle |          |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Art.-Nr.                 | Maße (B) | Art.-Nr.                   | Maße (B) |
| 21011020101              | 20 mm    | 21011020102                | 20 mm    |
| 21011020105              | 30 mm    | 21011020106                | 30 mm    |
| 21011020109              | 50 mm    | 21011020110                | 50 mm    |

### Befestigungsband

Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen

**Material:** Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe.

| Art.-Nr.   | Maße                   |
|------------|------------------------|
| 2101780400 | 50 m lang, 25 mm breit |




## Back to Back

Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen.

**Material:** Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt. Auf 5 m oder 25 m Rollen lieferbar

**Farbe:** Weiß (andere Farben auf Anfrage)

| Art.-Nr.    | Maße (B) |
|-------------|----------|
| 21011040001 | 20 mm    |
| 21011040002 | 25 mm    |
| 21011040004 | 30 mm    |
| 21011040003 | 50 mm    |



## Halskrawatten

Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen usw.

**Material:** Fester Schaumstoff

**Bezug:** Trikot mit Haftbandverschluss

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) |
|------------|------------|
| 2101990060 | 60 x 6 cm  |
| 2101990061 | 60 x 8 cm  |
| 2101990062 | 60 x 10 cm |
| 2101990068 | 60 x 12 cm |



## Sicherheitsgurte für Krankentragen mit Fixierschlaufen

Zur Sicherung des Patienten auf Krankentragen und anderen Transportmitteln.

**Material:** Haftband mit Metallschlaufen

Fixierschleufe ca. 25 cm lang

**Farbe:** Schwarz (grün auf Anfrage)

| Art.-Nr.    | Maße (LxB) |
|-------------|------------|
| 21011100003 | 110x5 cm   |
| 21011100004 | 120x5 cm   |
| 21011100005 | 130x5 cm   |



## Patiententragegurt

Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten.

**Material:** Fester Kunststoffgurt mit Halteschlaufen aus Gurtmaterial

| Art.-Nr.   | Maße (LxB) |
|------------|------------|
| 2101580001 | 65 x 20 cm |



## Rollstuhlsicherheitsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Rollstuhl.

**Material:** Gepolsterter Flauschbandgurt mit Hakenverschluss und Metall-Öse zur Befestigung am Stuhl

**Farbe:** Beige (andere Farben auf Anfrage)

| Art.-Nr.    | Maße (LxB)  |
|-------------|-------------|
| 21011070001 | 150 x 10 cm |
| 21011070002 | 165 x 10 cm |
| 21011070003 | 180 x 10 cm |



## Hand- und Fußgelenkfixierungen

Sicherung des Patienten im Bett.

**Material:** Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftbandverschluss. Waschbar bis 60 °C

**Größe:** Gurtband: 170 cm Gesamtlänge. Klettband: 13 cm Länge: Gesamtlänge Polster mit Flauschband: 40 cm. Paarweise Lieferung.

| Art.-Nr.   | Maße (B)        |
|------------|-----------------|
| 2101510001 | 7 cm, paarweise |



## Hand- und Beinfixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Zur Arm- und Beinfixierung von Kleinkindern. Individuelle Einstellung des Durchmessers bis max. 5 cm.

**Material:** weicher, kaschierter Schaum, 3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss und 2 Baumwoll-Polyester-Bändern 2 cm breit und ca. 45 cm lang zur Fixierung am Krankenbett

| Art.-Nr.   | Maße                                      |
|------------|-------------------------------------------|
| 2101510002 | siehe Materialbeschreibung (10er Packung) |



## Arm- und Beinfixierungsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Bett.

**Material:** Stabiler Kunststoffgurt mit Schnalle und gepolsterter Fuß- bzw. Armfixierung mit Haftbandverschluss



| Armfixierungsgurt |             | Beinfixierungsgurt |             |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Art.-Nr.          | Maße (L)    | Art.-Nr.           | Maße (L)    |
| 2101530001        | 250 cm lang | 2101520001         | 250 cm lang |

## OP-Gurte

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

**Material:** Stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff).



| OP-Gurt, ohne Polster |            | OP-Gurt, mit Polster |            | nur Polster |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| Art.-Nr.              | Maße (LxB) | Art.-Nr.             | Maße (LxB) | Art.-Nr.    | Maße (LxB) |
| 2101560002            | 190 x 7 cm | 2101560001           | 190 x 7 cm | 2101560003  | 80 x 10 cm |
| 2101560004            | 250 x 7 cm | 2101560005           | 250 x 7 cm |             |            |

## OP-Gurt metallfrei

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

**Material:** Stabiler Chemotex-Gurt mit Klett-Flausch-Verbindung. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff), metallfrei Polster müssen extra bestellt werden!



| OP-Gurt, metallfrei, ohne Polster |                                  | nur Polster |            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Art.-Nr.                          | Maße (LxB)                       | Art.-Nr.    | Maße (LxB) |
| 2101560010                        | 190 cm lang x 7 cm, ohne Polster | 2101560003  | 80 x 10 cm |
| 2101560011                        | 250 cm lang x 7 cm, ohne Polster |             |            |

### Lagerungskissen / Lagerungskissen light

dienen der Stabilisierung & Ruhigstellung einzelner Körperpartien

Artikel-Nr: 2102940301005-2102940501005

2102940301510L – 2102940501510L

Maße: 30 x 10 x 5cm – 50 x 10 x 5cm; 30 x 15 x 10cm – 50 x 15 x 10cm



### Kopfring – groß/klein und offen/geschlossen

zur Lagerung des Kopfes im OP- oder Pflegebett

Artikel-Nr.: 2102940131304 / 2102940131304-1;

2102940212104 / 2102940212104-1

Maße: 13 x 13 x 4cm / 21 x 21 x 4cm



### Kopfring – rund

Artikel-Nr.: 2102940200804 / 2102940090415

Maße: 20 x 8 x 4cm / 9 x 4 x 1,5cm



### Kopfschale

zur stabilen Positionierung des Kopfes

bietet Schutz vor dem Entstehen von Druckgeschwüren

Artikl-Nr.: 2102940272306 - 2102940272309

Maße: 27 x 23 x 6cm - 27 x 23 x 9cm



### Kopfpolster

zur stabilen Positionierung des Kopfes bei Patienten in Bauchlage

Artikel-Nr.: 2102940363607

Maße: 36 x 36 x 7cm



### Armauflage konkav

Armauflage mit erhöhten Seiten dient bei Operationen zusätzlich zur Stabilisierung und zur Druckentlastung

Artikel-Nr.: 2102940511535

Maße: 51 x 15 x 3,5cm



### Arm - Ellenbogenauflage mit und ohne Klett

zum Schutz für den empfindlichen Arm - Ellenbogenbereich

Artikel-Nr.: 2102940302001 - 2102940502001

Maße: 30 x 20 x 1cm – 50 x 20 x 1cm



### Fersenpolster mit und ohne Klett

schützen die Fersen vor Druckschäden, geeignet bei Operationen oder bettlägerigen Patienten

Artikel-Nr.: 2102940150804 – 2102940201615

Maße: 15 x 8 x 4cm – 20 x 16 x 1,5cm




### Beinschalenauflege

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung schützt vor Scherkräften und Druck

Artikel-Nr.: 2102940402501 - 2102940523001

Maße: 40 x 25 x 1cm – 52 x 30 x 1cm



### Halbrollen

zur Stabilisierung bei Operationen in Seitenlage, ermöglicht gute Lagerung und Druckentlastung

Artikel-Nr.: 2102943051510 - 2102940511515

Maße: 30,5 x 15 x 10cm – 51 x 15 x 15cm



### Seitenlagerungspolster

ermöglicht eine sichere Positionierung in Seitenlage

Artikel-Nr.: 2102940725016

Maße: 72 x 50 x 16




### Nervenschutz

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung des empfindlichen Ellenbogenbereichs

Artikel-Nr.: GEL940462101

Maße: 46 x 21 x 1cm



### Steigbügelpolster

mit Fixierungen zusätzlich zur Stabilisierung und Lagerung der Füße

Artikel-Nr.: 2102940450401

Maße: 45 x 4 x 1cm



### Bauchpolster groß

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage

Artikel-Nr.: 2102941185016BP

Maße: 118 x 50 x 16cm



### Bauchpolster mittel

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage mit Wechselkeil mit Klett

Artikel-Nr.: 2102940755008BP

Maße: 75 x 50 x 8cm



### Unterschenkelpolster

für operative längere Operationen und Lagerungen der Unterschenkel

Artikel-Nr.: 2102940504809UP

Maße: 50 x 48 x 9cm



### Lagerungsrollen

zur Hilfe und Stabilisierung bei Operationen und Lagerung

Artikel-Nr.: 2102940400010 – 2102940500020

Material: Schaumstoff - Silikon

Maße: Länge 40cm , 50cm / diam. 10,15,20




### Stützkeile

dienen zur Hilfe bei Operationen zur Stabilisierung des Patienten

Artikel-Nr.: 2102202307 – 2102201515

Material: Schaumstoff - Folienmantel

Maße: 23x7cm und 15x15cm



### OP oder Bettauflage

verschiedene Größen

100% Voll-Silikon

Folie: Polyurethan

Artikel-Nr.: 2102940604015 - 2102941905002

Maße: 60 x 40 x 1,5cm – 190 x 50 x 2cm



### OP- Auflage mit Sakralausschnitt

verschiedene Größen

100% Voll-Silikon

Folie: Polyurethan

Artikel-Nr.: 2102940525201-1 - 2102940905001-1

Maße: 52 x 52 x 1cm – 90 x 50 x 1cm




### Kissen für Frakturtabletten

Art.-Nr.: 940231801 Maße: 23 x 18 x 1cm

### Schaumstoff-Kissen Visi

- Viscoselastischer Schaumstoff
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- **Größe:** 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



### Schaumstoff-Kissen Vika


- Viscoelastischer Schaumstoff 5 cm
- Kaltschaum 5 cm
- bietet eine stabile Basis
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- Größe: 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



### Medizin-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Medizin-Bezug ist waschbar bei 95°C sowie tumblerfest.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C



Standardfarben: weiss, dunkelblau  
auf Anfrage: anthrazit, grün

### Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten  
Vollsilikon  
Größe: 40 x 40 x 2 cm bis 50 x 50 x 3,5 cm



### Light Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten, geeignet für aktive Rollstuhlfahrer  
Schaumstoffbasis mit Gelauflege  
**Größe:** 36 x 36 x 4 cm – 50 x 50 x 5 cm



### Light Compact Gel-Sitzkissen

mit einem doppelt verschweißten Silikonkissen – für eine beständige Haltbarkeit, gute Therapie und Dekubitusprophylaxe.  
Silikonstreifen eingebettet in Schaumstoff  
Bis 90 kg Patientengewicht empfohlen  
**Größe:** 40 x 40 x 5 cm – 48 x 42 x 5 cm  
**Bezug:** gummiert schwarz (gs), gesteppt schwarz (ss), schwarz (s), sandfarben (sf), rot (r)



### Waben-Luft-Sitzkissen

Angenehm weiches Sitzen, eine gute Druckentlastung und ein Vermeiden von Druckstellen mit dem aufblasbaren Waben-Sitzkissen.  
Das Sitzkissen aus transparenter PU-Folie ist klein zusammenlegbar und mit 140 g sehr leicht. Komplette mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper.  
Größe ca. 34 x 40 cm – Höhe ca. 3 cm.



### Zwilling-Luft-Sitzkissen

Ein aufblasbares Sitzkissen speziell geformt für Leute mit Sitzbeschwerden, bei Steißbeinprellungen, nach Hämorrhoiden und Prostataoperationen, nach einem Dammschnitt. Der aufblasbare Innenteil aus PU-Folie besteht aus 2 getrennten Luftkammern und einem Mittelschlitz. Ein großes und komfortables Sitzkissen, komplett mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper. Kissenbezug mit Reißverschluss und waschbar in der Waschmaschine bei 30° C. Größe ca. 43 x 43 cm.



### Luft-Sitzring

Der aufblasbare Sitzring / Luftring / Krankenring aus einer weichen transparenten PU-Folie ist ein bewährtes Hilfsmittel für bettlägerige Personen und eine gute Alternative zu herkömmlichen Sitzkissen. Der Ring hat einen Außendurchmesser von ca. 45 cm und einen Innendurchmesser von ca. 15 cm. Komplette mit einem weißen oder dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper.)



### Loch-Luft-Sitzkissen

Das aufblasbare Loch-Sitzkissen bietet eine sehr gute Druckverteilung, ohne Mitteldruck. Hilfreich für eine gute und dynamische Haltung. Die federnden Eigenschaften trainieren die Rückenmuskulatur und entlasten die Bandscheiben. Komplette mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper. Größe ca. 40 x 40 cm.



### Keil-Luft-Sitzkissen

Das aufblasbare Sitzkissen für den geraden Rücken – auch auf Reisen. Die nach vorne geneigte Sitzfläche sorgt für ein gekipptes Becken und eine aufrechte Wirbelsäule. Das luftgefüllte Kissen vermindert die Druckbelastung und die leichten Bewegungen des Oberkörpers trainieren die Rückenmuskulatur. Komplette mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper. Größe ca. 40 x 35 cm.



### Gel-Toiletten-Kissen

offen oder geschlossen, zur Prävention von Dekubitus  
auf Toilettenrollstühlen und Duschstühlen  
Größe: 40 x 40 x 2 cm



### Gel-Uni-Sitzkissen

100 % Voll-Silikon  
Größe: 40 x 40 x 2 cm mit Bezug



### Nachtstuhlpolster

Zur Kranken- und Altenpflege  
Material: Fester Schaumstoff mit Ausschnitt Ø 24 cm  
Größe: 42 x 42 x 5 cm, mit Loch Ø 24 cm  
Bezug: KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht  
(feuchtigkeitsundurchlässig) agave, weitere Farben  
auf Anfrage

