


Havel

HEALTHCARE

Pflegestühle und Mobilisierung



Rollstühle
Gehhilfen (Rollator, Gehstöcke, Krücken)
Pflegestühle
Patientenlifter
Aufstehhilfen
Transfer- und Umsetzhilfen
Walker
Mobilitätstrainer

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

708D

Standardrollstuhl mit faltbarem Sitz-/Rückensystem. Die Armlehnen sind abschwenkbar und abnehmbar und mit weichen Armpolstern ausgestattet, die extra lang gehalten sind. Die Serienausstattung mit gepolstertem Sitz und Rücken, sowie die Aluminiumfußplatten, sichern einen hohen Komfort in der Nutzung Ihres Rollstuhls.

Zu dem Ausstattungszubehör gehören:

- Achsenrückverlagerung
- Schiebeausführung
- Beinstützen abklappbar, Stumpfauflage, höhenverstellbar, Längenausgleich
- anatomischer Rücken
- anatomischer Sitz
- Gelkissen
- Sitzkissen
- Bremshebelverlängerung
- Einkaufsnetz
- Sicherheitsgurt
- Therapietisch
- Kippschutz
- Bremse für Begleitperson
- Speichenschutz
- Schiebestange
- uvm.

Farbenauswahl:



Art. Nr. 11040001

Gesamt-breite	Breite gefaltet	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Sitztiefe	Rücken-höhe	Benutzer-gewicht
55	28	39	21	51	92	110	43	43	120 kg
58	28	42	21	51	92	110	43	43	120 kg
60	28	44	21	51	92	110	43	43	120 kg
62	28	46	21	51	92	110	43	43	120 kg
64	28	48	21	51	92	110	43	43	120 kg
66	28	50	21	51	92	110	43	43	120 kg

V100 XL

Der V100 XL ist ein Standard- Rollstuhl, mit einer Anzahl von verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.

- 3 Sitzbreiten
- 3 Sitzhöhen
- 3 Armlehnenhöhen und -tiefen
- Kurze oder lange abschwenkbare und abnehmbare Seitenteile
- Steckachse der Hinterräder
- Optional: höhenverstellbare Schiebegriffe sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm



Farben:

Rahmen

Metallic Inox C55

Bezüge

Nylon Schwarz

Art. Nr. 11040002

Gesamt- breite	Sitz- breite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe mit 24", 8"	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Gewicht	Benutzer Gewicht
740	530	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380	21,4	170
770	560	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380	Gewicht des schwersten Teils 13,7	
810	600	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380		

Rollator 286B

Der 286B ist der ideale Standardrollator. Zur Serienausstattung gehören neben dem Einkaufskorb, der Sitzfläche mit Ablagetablett auch ein Gehstützenhalter, sowie die ergonomisch geformten Handgriffe. Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen, verrutschsichere und höhenverstellbare Schiebegriffe, sowie die ergonomischen Bremsgriffe sind Bestandteil der Sicherheitsausstattung.

Breite 59 cm
Länge (ausgeklappt) 70 cm
Sitzhöhe 61 cm
Sitzbreite 43 cm
Gewicht 10 kg
incl. Korb + Tablett 11 kg
Schiebegriffverstellung 80-99 cm
Räder 8 x 1 ¼ (Ø 200 mm)
Bremse Multifunktionsbremse
Max. Neigung 7°
Nennlast 130 kg



Art. Nr. 1104009

Gehstöcke

Wir bieten ein breites Sortiment an Gehstöcken für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Von starren, höhenverstellbaren bis hin zu faltbaren Gehstöcken reicht die Palette.

Höhe: von 79 cm bis 102 cm (min. - max. Höhe)
faltbar oder starr
max. Nutzergewicht der faltbaren Gehstöcke: 100 kg
max. Nutzergewicht der starren Gehstöcke: 113 kg



Beatrix Betty Bonny Britney Mary Maud Mona Monica
- faltbar - - starr -

Geh-Krücken

Griffhöhe: von 74 bis 98 cm einstellbar
Gewicht: 0,55 kg
Max. Nutzergewicht: 100 kg



Gehstützenhalterung zur Wandmontage

dieses Modell wird mit 2 Schrauben an der Wand montiert, für Hilfen oder Geräte mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet



Alesia

Die Alesia ist der ideale Transportstuhl in welchem die Patienten auch längere Zeit bequem sitzen. Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit. Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung. Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar. Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), Kopflehne mit Nackenpolster, sowie die verstellbare Sitzkantelung.

Zu den Ausstattungsoptionen gehören: Infusionshalter, Urinbeutelhalter, Dokumentenhalter hinter dem Rücken, Seitenpelotten, Therapietisch, Sauerstoffflaschenhalter....



Pflegestuhl Alesia Details

- Armlehnen höhenverstellbar
- Fußplatte ein-/ausziehbar
- Verstellbare Rücken-
neigung
(durch Patient oder Begleitperson
möglich)
- Verstellbare Sitzkantelung
- Zentralfeststellung Bremse
- Richtungsrad

Verfügbare Farben:



Art. Nr. 1104003

Gesamt- breite	Sitz- breite	Höhe Armlehnen	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Rücken- neigung	Sitz- neigung	max. Belastung
70	54	0 - 27	53	133	80* 133*	48	80	30°	12°	140 kg

Normandie

Die drei Pflegestühle zeichnen sich durch einen bequem geformten Rücken aus und sind mit vier bewegliche Räder, davon zwei bremsbar ausgestattet. (Option: ohne Räder)

Die Stühle haben lang nach hinten gezogene, höhenverstellbare Armauflagen. Diese können so nieder gestellt werden, dass ein seitliches Transferieren ohne Probleme möglich ist.

Je nach Modell kann die Rückenneigung und Beinauflage verstellt werden. Die Anpassung kann mittels Gasfeder vom Patienten selbst eingestellt werden.

Normandie: mit Rückenneigung bis zu 45° und gleichzeitiger Beinhochlagerung

Languedoc: mit Rückenneigung bis zu 45°

Provence: fester Rücken



Farbauswahl:



Kunstleder
Dunkelblau



Kunstleder
Hellblau



Kunstleder
Terrakotta



Kunstleder
Gelb



Kunstleder
Dunkelrot



Kunstleder
Dunkelgrün



Stoff Blau



Stoff Rotbraun

Art. Nr. 1104005

Gesamt- breite	Innen- breite	Armlehnen- höhe	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- tiefe	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Gewicht	Rücken- neigung
66	54	0-17	51	115	76	44	78	20,5	0°-45°

Altitude

Der Schalensitz Altitude bietet ein sehr geborgenes Gefühl und ist ideal um bettlägerige Patienten längere Zeit aus dem Bett zu nehmen. Dieser Pflegestuhl kann durch eine Kippfunktion in eine Schlafposition gebracht werden, sodass er sich ideal für Mittagsschläfchen eignet.

Der Schalensitz ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 8 cm Dicke und einer Rückenhöhe von 77 cm. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (6-8-10 cm). Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32mm verleihen dem Schalensitz eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Das Richtungsrad in der Mitte bietet eine verbesserte Laufführung des Stuhles entlang langer Korridore. Die geformte Schaumpolsterung von Rücken und Sitz bringt ein Maximum an Komfort. Durch die Verwendung des Dartex-Materials werden Probleme des Feuchtigkeitstransportes erheblich reduziert.



Farboptionen: grün oder orange

- Die durchgehende Fußplatte mit Federmechanismus bietet dem Nutzer die Möglichkeit, während des Transfers die Füße darauf zu belassen.
- Eine leichte Neigbarkeit wird dadurch unterstützt, dass der Drehpunkt über dem Schwerpunkt liegt.
- Drei Sitzkissen sind erhältlich, die mittels Klettbindern fixiert werden. Die unterschiedliche Höhe der Kissen erlaubt die Anpassung an den Nutzer.
- Die Beine ruhen komfortabel auf einem Kissen, welches sich unabhängig zur Sitzkantelung vom Nutzer per Gasdruckfeder verstellen lässt.
- Als Zubehör erhältlich ist ein leicht abklappbarer Therapietisch aus Holz, der sich in der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle Montage und Demontage ist gewährleistet. Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der Tisch in der Horizontalen.

Art. Nr. 1104006

								
Gesamt-breite	Sitz-breite	Höhe Armlehnen	Sitz-höhe	Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Sitz-tiefe	Rücken-höhe	Gewicht
67	38 40 42 44 48	23 25 27	45/47/49 51/52/53 54/55/56	119 121 124	112	46	75 77 79	25

Ontario

Der Aufstehsessel Ontario bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Relax-Komfort. Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, sowie die Position der Beinauflage und die entsprechende Stellung zum mühelosen Aufstehen verändern. Der Stuhl ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und verleiht Ihrem Interieur einen heimeligen und gediegenen „Touch“.



Farben Ontario:



Art. Nr. 1104008

Ontario	81	45	18	46	112	92	50	75	57 kg	120 kg

Eagle

Die Patientenlifter Eagle wurden entwickelt um einen komfortablen Transport für den Patienten zu ermöglichen aber auch zur Unterstützung des Pflegepersonals. Die Patientenlifter Eagle 620 und Eagle 625 sind ausgestattet mit einer Linak-Elektronik, die durch die interne wiederaufladbare Batterie bis zu 45 netzunabhängige Liftvorgänge ermöglicht.



- Einfaches Faltsystem für schnellen Auf-/Abbau; jederzeit ohne Werkzeug durch Nutzung von Flügelschraube und Quick-Release-Sicherung.
- Perfekte Seitenstabilität durch verstellbare Rahmenschenkel, die durch ein leicht zu bedienendes Fußpedalsystem verstellt werden können.
- In dem Patientenlifter sind Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit vereint. Die hochwertigen Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 100 mm erlauben leichten Gebrauch in fast jeder Umgebung.
- Der niedrige Grundrahmen erlaubt das Unterfahren der meist verwendeten Pflegebetten.
- Not-Stopp und Not-Ablassstaste
- Optional mit integrierter Waage



Eagle 620

Art. Nr. 110462001

Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Gesamt-breite (geschlossen)	Gesamt-breite (geöffnet)	Schenkel-höhe	Höchstlast	Gesamt-gewicht
174 cm	111,5 cm	55 cm	103,5 cm	111,5 cm	150 kg	37 kg

Eagle 625

Art. Nr. 110462010

Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Gesamt-breite (geschlossen)	Gesamt-breite (geöffnet)	Schenkel-höhe	Höchstlast	Gesamt-gewicht
184 cm	129 cm	68 cm	122,5 cm	111,5 cm	175 kg	42 kg

Albatros I & II

Aufstehlifter zum einfachen Transfer des Patienten oder für die Therapie zur Entlastung der Organe und der Kreislauffunktionen.

Gurtsysteme

erhältlich in den Größen:

M 40 - 120 kg bis

XL 100 - 200 kg

Belastbarkeit

Albatros: 150 kg

Albatros I



Art. Nr. 1104AL1

Albatros II



Art. Nr. 1104AL2

Mit zusätzlichen Oberkörperpelotten und Fußschlaufen, zur besseren Fixierung.

ReTurn7500

ReTurn7500 ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, er glänzt auch als Trainingsgerät, gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn7500 findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren hinten im Sessel oder Rollstuhl

- Fährt, wendet und dreht sich leicht und nahezu reibungslos auf allen Untergründen, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Äußerst einfach und intuitiv in der Handhabung – selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte
- Einfache Anpassung an den jeweiligen Pflegebedürftigen
- Aktiviert den Pflegebedürftigen, ohne dass die Pflegekraft schwer heben muss
- Stabile und sichere Bodenplatte
- Leicht manövrierbar und richtungsstabil
- Auch bei großen und schwergewichtigen Pflegebedürftigen ist für das Bewegen des ReTurn7500 nur minimale Schubkraft erforderlich.
- Das schmale hintere Profil der Bodenplatte ermöglicht richtig nahes Heranfahren des ReTurn7500 an den Pflegebedürftigen bis unter den Rollstuhl.
- Durch die Aussparung in der Bodenplatte kommt der Pflegebedürftige nah genug an einen Toilettenstuhl heran – für eine günstige Sitzposition.
- Die Neigung der Aufrichtleiter bietet Platz für physiologische Bewegungsmuster.
- Die Konstruktion ermöglicht auch der Pflegekraft mehr Bewegungsspielraum, mehr Nähe und noch bessere Unterstützung von verschiedenen Seiten.
- Die Aufrichtleiter bietet viele Greifmöglichkeiten, einschließlich eines physiologisch vorteilhaften „Kraftgriffs“ an der vertikalen Stange in der Mitte, sowie der Möglichkeit, sich hoch zu hangeln.
- Die Aufrichtleiter (zum Patent angemeldet) an der neuen Ausführung ReTurn7500i bietet eine Öffnung zum schnellen und einfachen Einhängen des ReTurnBelt.
- Die Position der Unterschenkelstützen lässt sich in Höhe und Breite leicht verstellen. Zudem passt sich der Winkel der Unterschenkelstützen der jeweiligen Position der Unterschenkel an.
- An der neuen Ausführung ReTurn7500i sind die Unterschenkelstützen standardmäßig mit einer zusätzlichen Polsterung versehen.
- Laufrollen mit Feststellbremse



Art. Nr. 31057500

Mobilisierungstrainer Movi

Ideal für behutsames Training der Arm- und Beinmuskulatur. Leichte Trainingskontrolle über das gut sichtbare Display - so wird die Verbesserung der Fitness zur einfachen Übung.

Produktdetails:

- Schonendes Training für Arme und Beine
- Unterstützt den Muskelerhalt
- Kann den Kreislauf stabil halten
- Verringerung oder Erhöhung des Widerstands über Einstellschraube
- Integrierter Runden- und Zeitzähler
- LCD-Anzeige
- Platzsparend durch Faltmechanismus



Protector-Slip

Eigenschaften:

- hochelastisches Material
- nahtlos rundgestrickt
- rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protpektoren

Eingearbeiteter Silberfaden:

- antibakteriell
- geruchsneutral
- Entzündungshemmend

Material: 90% Baumwolle, 10% Elasthan
im Schritt: 95% Baumwolle, 5% Silber

Größen: unisex: S - XXL

Farben: weiß

Pflege:



Kein Weichspüler!



Protpektoren (1 Paar)

Eigenschaften:

- ergonomisch geformt
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
- geringes Gewicht

Material: viscoelastischer Weichschaum

Größe: Einheitsgröße (passend für alle Hüftprotector-Slips von suprima)

Farbe: Weiß

Pflege: Protpektoren zum Waschen aus den Taschen nehmen; mit handelsüblichem Waschmittel bei max. 40°C per Hand waschen



Protpektoren wasserfest (1 Paar)

Eigenschaften:

- ergonomisch geformt
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
- geringes Gewicht
- waschbar / abwischbar
- kein Verschmutzen des Protpektors

Material: viscoelastischer Weichschaum in PVC-Folie eingeschweißt

Größe: Einheitsgröße (passend für alle Hüftprotector-Slips von suprima)

Farbe: weiß

Pflege: in wasserdichter Folie eingepackt; zum Reinigen einfach abwischen oder in der Maschine bei 60° waschen; Protpektoren dürfen nicht in den Trockner; keinen Weichspüler verwenden!



EasyGlide

Für Transfers im Sitzen zwischen Rollstuhl, Bett, Toilette, Autositz und vielen anderen Sitzgelegenheiten



RollerSlide

Für Transfers passiver Pflegebedürftiger im Liegen. Überbrückt Zwischenräume und Höhenunterschiede; bewegt sich zusammen mit dem Pflegebedürftigen während des Transfers.



MoveMaster

Für Transfers im Sitzen zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette und Hygienestuhl sowie für das Umpositionieren im Bett.



ReadySlide

Für Transfers im Liegen, das Positionieren im Sitzen und das Anlegen von Hebegurten im Sitzen.



EasySlide,

Für das Positionieren im Bett, zwei Ausführungen für teilaktive oder passive Pflegebedürftige.
140x90cm, 200x90cm



WendyLett

Ein Gleitlaken für Pflegebedürftige, die sich beim Drehen im Bett schwer tun, und ein Basislaken für die Kombination mit WendyLett2Way und WendyLett4Way.



TurnSheet 210x150cm

Für das Drehen schwerer und schmerzempfindlicher Pflegebedürftiger.



EasyBelt

Unterstützt bei Transfers im Sitzen, beim Aufstehen und bei Steh- und Gehtraining. Mit rutschfester Innenseite aus Feuchtigkeit abweisendem, PU-beschichtetem Nylon.



FlexiBelt

Unterstützt bei Transfers im Sitzen, beim Aufstehen und bei Steh- und Gehtraining. Mit weicher und angenehmer Innenseite aus Polyestersamt.



Walker/Gehwagen

Gehwagen mit Sicherheitsgurt, Sicherheitsrahmen, 6-facher Höhenverstellung, Sitzpolster, 6 Doppellaufrollen mit insgesamt 4 Feststellern, Sicherheitsbügel und Tasche.

- Gehwagen mit Anfahrschutz
- Gehwagen Mini - geeignet für Personen bis ca. 155 cm Körpergröße.
- Gehwagen Maxi



Gehwagen mit Anfahrschutz
Länge: 1025mm
Gewicht: 17kg
Breite: 815mm
Höhe: 1075-1225mm



Gehwagen Maxi
Länge: 1130mm
Gewicht: 24kg
Breite: 840mm
Höhe: 1040-1190mm



Gehwagen Mini
Länge: 890mm
Gewicht: 14kg
Breite: 720mm
Höhe: 885-1035mm

Rückenbespannung und Tasche in 8 verschiedenen Farben erhältlich.

Zusatzoptionen:

Therapietisch (GSB-Mini), Fußstütze (GFT), Gurtpolster (GGP), Infusionsflaschenhalter (GIH) und Gelkissen (GKGW-Mini).

Art. Nr. 2120GW20



XXL Duschstuhl Wheeler

- Dusch- und Toilettenstuhl in einem Stuhl integriert
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Sitzbreite: 61 oder 71 cm
- Rückräder extra groß (24“) ermöglichen ein einfacheres und stabileres fahren
- Option: Butterfly-Armlehnen, erhöhen die Sitzbreite um 14 cm



XXL Duschhocker

- Anpassbare Sitzhöhe (44 – 59 cm)
- Anpassbare Sitztiefe (40 – 52 cm)
- Sitzbreite 61 oder 71 cm
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Nach außen geneigte Armlehnen um eine Quetschung des Körpers beim Niedersetzen zu vermeiden



XXL Toilettenstuhl

- Anpassbare Sitzhöhe (44 – 59 cm)
- Anpassbare Sitztiefe (40 – 52 cm)
- Sitzbreite 61 oder 71 cm
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Nach außen geneigte Armlehnen um eine Quetschung des Körpers beim Niedersetzen zu vermeiden



XXL Rollstuhl Minmaxx

- Faltbarer Rollstuhl
- Sehr einfach zu schieben
- Unterschiedliche Armlehnen verfügbar
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Option: Motorenantrieb, erleichtert zusätzlich das Schieben



XXL Gehhilfe Stand Tall

- Höhe anpassbar (100 – 130 cm)
- Breite: 76 cm
- Geeignet zum Gehen und zum Mobilisieren aus dem Sitzen
- Bremsbare Räder
- Bremsen können auch mit der Hand bedient werden, zB zur Tempokontrolle
- Max. Belastbarkeit 325 kg



XXL Rollator King

- Sehr stabil
- Einfach faltbar und zu manövrieren
- Sehr leichte Handbremsen
- Passt durch Türen und ins Autos
- Das neue Designe aus Stahl und breiten Rädern ermöglicht ein sicheres und einfacheres fahren
- Max. Belastbarkeit 295 kg



XXL Gehstock, optional 4-Point

- Der gebogene Hals platziert das Gewicht genau über den Mittelpunkt des Stockes, dies erhöht die Stabilität und Sicherheit.
- Erhöhte Stabilität durch vier Füße
- Kunststoffgriff
- Anpassbare Höhe (71 – 93 cm)
- Max. Belastbarkeit 270 kg



XXL Krücke

- Max. Belastbarkeit 325 kg