

Havel

HEALTHCARE

Alles rund
um das
Bett



Matratzen
Kindermatratzen
Antidekubitus-Matratzen
Wechseldrucksysteme
Kopfpolster und Bettdecken
Bettwäsche
Evakuierungsdecken
Pflegebett
Kinderbett
Bettsensor
Sensormatten
Sturzmatten

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903


Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Aktiv – Matratze I

Die Aktiv – Matratze I ist speziell für mobile Patienten konzipiert, wobei hier der hochwertige, atmungsaktive Spezial-Duren-Komfortschaum mit dem Raumgewicht 40 zum Einsatz kommt.

Durch die V-Einschnitte ist die Matratze ausgezeichnet geeignet für Betten mit verstellbaren Schulter- und Fußteilen. Die körpergerechten Einschnitte passen sich dem Körper gleichermaßen an. Die Matratze kann beidseitig verwendet werden.



Maß: 200 x 90 x 12 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg


Optionen:

- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Variante „Heavy“ für Patienten mit bis zu 200 kg

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C




Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Art. Nr. 1101KM001

Agil – Matratze II

Die Agil – Matratze II besteht aus einem hochwertigem Kaltschaum (Raumgewicht 35). Durch die Würfelschnitttechnologie wird das Körpergewicht punktuell verteilt und passt sich ideal dem Körper an. Die Matratze kann beidseitig verwendet werden.



Maß: 200 x 90 x 13 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg


Optionen:

- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C



Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Art. Nr. 1101KM21


Charmant – Matratze III

Die Charmant-Matratze ist eine hochwertige Krankenhausmatratze. Sie hat eine harte und eine weiche Seite. Je nach den Bedürfnissen des Patienten kann die entsprechende Seite gewählt werden.

Die weiche Seite wirkt durch die noppenförmige thermosensible Viskoauflage und den Würfelschnitt druckentlastend und ist besonders für dekubitusgefährdete sowie leichte Personen geeignet. Die harte Seite besteht aus einem speziellen Stützschaum sowie Klimakanäle für die optimale Belüftung - besonders geeignet für schwerere Personen.

Matratzenkern:

- Oberseite 2cm Viskoschaum mit Noppen
- Mittelteil 10 cm Spezialschaum mit 3D-Schnitt
- Unterseite 2cm stabilisierender Stützschaum



Maß: 200 x 90 x 14 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Optionen:


- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Zweifarbiger Bezug (zur leichteren Identifikation der harten und weichen Seite)

Art. Nr. 1101KM061

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C



Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün


Sensibel - Matratze IV

Die viskoelastische, thermosensible Oberseite sorgt für perfekte Druckentlastung und konturengenaue Körperanpassung. Zusätzlich sorgen Klimakanäle für ideales Schlafklima und Reduktion der Oberflächenspannung.

Die Matratze ist für die Prävention von Dekubitus geeignet.

Matratzenkern:

- Oberseite 4 cm Viskoschaum
- Unterseite 10 cm Kaltschaum
- Klimakanäle



Maß: 200 x 90 x 14 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Optionen:


- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Zweifarbiger Bezug (zur leichteren Identifikation der viskoelastischen Seite)

Art. Nr. 1101KM041

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C



Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Kindermatratzen für Kindergitterbetten

Regenbogen

Die Matratze Regenbogen besteht aus einem punktelastischem Kaltschaum, welche zur Belüftung vertikale Luftkanäle hat.

Größe: 70 x 140 x 10 cm
(weitere Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101T014309

Polarstern

Die Kindermatratze Polarstern ist aus einem hochwertiger Kaltschaum hergestellt. Sie ist sowohl für Babys (lila Seite) wie auch für Kleinkinder (rosa Schaum) geeignet.

Eine ideale Belüftung wird durch das einzigartige, patentierte More-way® Belüftungssystem sicher gestellt.




Die Sicherheitstrittkanten sorgt dafür, dass ein Herausrollen aus dem Bett erschwert wird und dass ein sicheres Stehen an der Bettkante möglich ist.

Größe: 70 x 140 x 11 cm (weiter Maße auf Anfrage)

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Medizin-Bezug ist waschbar bei 95°C sowie tumblerfest.



Kindermatratzen für Säuglingswägen

Stern

Die Stern Matratze wird aus hochwertigem Kaltschaum hergestellt und hat einen glatten Schnitt.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM001

Mond

Die Mond Matratze wird aus hochwertigem Kaltschaum hergestellt und hat einen Würfelschnitt an der Oberseite. Durch diesen Schnitt wird der Druck im sensiblen Kopfbereich entlastet und trägt zu einem guten Schlaf des Säuglings bei.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM011

Wolke

Die Wolke Matratze besteht aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen. Die Oberseite (1,5 cm) ist ein druckentlastender Viscoschaum mit einer Wabenkontur. Die Unterseite ist eine stabilisierende Basis mit einem 3 cm hohen Kaltschaum. Diese Matratze bietet eine ausgezeichnete Druckentlastung für die Säuglinge.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM021

PU-Bezug

Alle Säuglingsmatratzen werden standardmäßig mit einem PU-Bezug geliefert. (Zipp auf 2 Seiten)

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Medizin-Bezug ist waschbar bei 95°C sowie tumblerfest.



ASX

Wechseldrucksystem zur Behandlung von Dekubitus bis Stadium III nach EPUAP.

Das AS X System wird mit Steuergerät ausgeliefert. Es verfügt über ein sehr robustes Gehäuse mit stabilen 7 cm Haltebügeln. Sicherungen und Filter sind außenliegend. Wechseldruckbetrieb und Statikfunktion ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die AS X Matratzenauflage verfügt über Nylon/PU-Zellen, davon 8 mit Mikroperforation. Der Bezug ist bi-elastisch, PU-beschichtet und mit einem umlaufenden Reißverschluss versehen. Die Auflage besteht aus einem doppelten Unterboden, so dass eine Schaumstoff-Matratzenbasis von bis zu 5 cm eingeschoben werden kann. Hierdurch wird die in dieser Kategorie übliche Untermatratze vor Verschmutzungen geschützt.

- Wechseldruck- und Statikbetrieb
- 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch
- Wechseldruckrythmus 10 Minuten
- Hochwertiges, langlebiges Zellmaterial
- Längere Haltbarkeit durch Pumpe aus Vollmetall
- Geringes Geräuschniveau
- Akustischer und optischer Unterdruckalarm
- Auflage auch in 2,20 m Länge lieferbar
- Einstellbereich 0-140 kg
- Bruchsicheres Gehäuse
- 24 Monate Garantie



Technische Daten

Steuergerät

Maße: ca. 300 x 190 x 120 mm

Gewicht: ca. 3 kg

1 Membrankompressor, mech. Steuerung, Wechseldruckrythmus (10 Min.) und Statikbetrieb, Unterdruckalarm (optisch u. akustisch)

Matratzenauflage

Maße aufgepumpt: ca. 200 x 80/90 x 14 cm

Gewicht: ca. 5,6 kg

18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung

Materialien

Zellen: hochwertiges Nylon PU Zellmaterial

Bezug: PES-Polyurethanbezug mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, hoch atmungsaktiv, rutschhemmend

Zubehör:

Optional: Schaumstoff-Matratzenbasis mit Nylonbezug

Max. Patientengewicht: 140 kg

Dekubitusgrad: I-III

Art. Nr.2106997008

Basic 95°



Komfortable Materialien sorgen bei diesem Programm für angenehmen Schlaf und ein wohliges Gefühl.

Steppkissen Basic 95°C

Bezug: MG 50, 50 % Baumwolle – 50 % Polyester

Füllung: 100 % Polystiks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104420806-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104420806-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104420806-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104420806-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104420806-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104420806-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104420806-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Einziehdecke Basic 95°C

Bezug: 50 % Baumwolle – 50 % Polyester, BW 70

Füllung: 100 % Polyester

Pflege: kochfest 95° , Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	VE
2104808810-135200	135x200	400 g/qm	12
2104808811-135200	135x200	480 g/qm	10

Objekt 95°



Kuschelige Decken und Kissen für den erholsamen Schlaf. Soft und leicht durch die bauschkräftige Polyester-Füllung.

Steppkissen Objekt 95°C

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser

Füllung: 100 % Polystiks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104408536-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104408536-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104408536-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104408536-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104408536-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104408536-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104408536-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Einziehdecke Objekt 95°C

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser

Füllung: 100 % Polyester

Pflege: kochfest 95° , Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	VE
2104804510-135200	135x200	400 g/qm	12



Sensitiv 95°



Hautsympathische Bettwaren für den gehobenen Anspruch. Der hochwertige Baumwollbezug sorgt für optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.

Steppkissen Sensitiv 95°C

Bezug: 100 % Baumwolle sanfor

Füllung: 100% Polyester-Faserbällchen Fiberfill 95°C

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104422606-8080	80x80	900g	Kl. Wabe	10
2104422606-6080	60x80	700g	Kl. Wabe	10
2104422606-5070	50x70	650g	Kl. Wabe	12
2104422606-4080	40x80	450g	Kl. Wabe	15
2104422606-4060	40x60	300g	Kl. Wabe	20
2104422606-4040	40x40	200g	Kl. Wabe	30
2104422606-3540	35x40	180g	Kl. Wabe	40

Einziehdecke Sensitive 95°C

Bezug: 100% Baumwolle sanfor

Füllung: 100 % Polyester Clean-Fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104802610-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104802611-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8

Laundry



Das Laundry-Programm ist speziell für die Industriewäsche entwickelt worden. Es ist besonders strapazierfähig und hält häufigen Waschen stand.

Einziehdecke Laundry

Bezug: MG 730, 70% Baumwolle / 30% Polyester

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104808010-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104808011-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8



Steppkissen Laundry

Bezug: MG 730, 70% Baumwolle / 30% Polyester + MF 50

Füllung: 100 % PUR-Würfel 1a Soft-Foam-Sticks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104428896-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104428896-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104428896-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104428896-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104428896-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104428896-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104428896-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Flammhemmend 95°

Obermaterial und Füllung gestatten höchste Ansprüche an Sicherheit und Haltbarkeit, ohne etwas von ihrer Anschmiegsamkeit und Atmungsaktivität einzubüßen.

Einziehdecke Flammhemmend Classic

Bezug: 100 % Polyester FH

Füllung: 100 % Polyester FH

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892110-135200	135x200	400 g/qm	Wabe	10
2104892110-153200	155x200	400 g/qm	Wabe	6



Einziehdecke Trevira CS

Bezug: 100% Polyester Trevira CS, FH 100

Füllung: 100 % Polyester Trevira CS

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

100% permanent flammhemmend!

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892710-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104892711-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8

Steppkissen Flammhemmend

Bezug: 100 % Polyester FH

Füllung: 100% Polyesterstäbchen

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104428806-8080	80x80	700 g/qm	Karo 15	10
2104428806-6080	60x80	540 g/qm	Karo 15	10
2104428806-4080	40x80	350 g/qm	Karo 15	15
2104428806-4040	40x40	160 g/qm	Karo 15	30

Einziehdecke Flammhemmend

Bezug: 100% Polyester Trevira CS, FH 100

Füllung: 100 % Polyester FH

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892010-135200	135x200	400 g/qm	Wabe	10
2104892011-135200	135x200	480 g/qm	Wabe	8



Kinderprogramm 95°



Von Anfang an gut und gesund schlafen. Die optimale Schlafumgebung beschert den Kindern ein wohliges Gefühl und den damit verbundenen erholsamen Schlaf.

Einziehdecke Standard 95°

Bezug: 50 % Baumwolle – 50 % Polyester,
MG 50

Füllung: 100 % Polyester boilproof

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104802522	100x135	400 g/qm
210412160924	100x150	400 g/qm

Einziehdecke Microfaser 95°

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser,
MF 100

Füllung: 100 % Hochbausch-Polyester

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
210412961222	100x135	400 g/qm
210412961224	100x150	400 g/qm

Einziehdecke Clean Nights

Bezug: Spezialgewebe 50% Baumwolle,
50% Polyester, MG 70

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104802113	100x135	480 g/qm
2104802151	100x150	480 g/qm



Einziehdecke Hygiene 95°

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser
bedguard antibakteriell, MF 100 B

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104801622	100x135	450 g/qm
2104801624	100x150	450 g/qm

Flachkissen Standard 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
21044281005	40x60	400 g/qm
2104802520	40x40	400 g/qm

Flachkissen Microfaser 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
210412961260	40x60	400 g/qm
210412961240	40x40	400 g/qm

Flachkissen CleanNights

Art.Nr.	Größe	FG
21044281001	40x60	480 g/qm
21044281004	40x40	480 g/qm

Flachkissen Hygiene 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
2104801660	40x60	450 g/qm
2104801640	40x40	450 g/qm

Krankenhaus-Bettwäsche

Unsere Bettwäsche ist speziell für das Krankenhaus entwickelt worden. Die ausgezeichnete Qualität hat sich über Jahre unter extremer Anwendung bewiesen. Häufiges Waschen bei 95° C und Trocknen im Trockner sind kein Problem.

Die Bettwäsche ist in verschiedensten Baumwoll-Polyester-Zusammensetzungen und in allen Größen verfügbar. Weiters können wir Ihnen eine große Auswahl an Farben und Mustern bieten.



Schonbezüge für Matratzen, Bettdecken und Pölster

Die blut-, urin- und virendichten Schonbezüge schützen Ihre Matratze und Bettwaren vor Flüssigkeiten und Keimen. Sie können einfach gewechselt werden und sind waschbar bei 95°C und trocknergeeignet. Eine Sterilisation ist bei 134° C (5 min) möglich.



Matratzenschonbezug

Der Überzug wird wie ein Spannleintuch auf die Matratze gespannt und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 200x90x17 cm (andere Maße auf Anfrage)

Art. Nr. 1101SL90200W14-18

Polsterschonbezug

Der Überzug wird wie „Bettwäsche“ über den Polster gezogen und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 60x80 cm (andere Maße auf Anfrage)


Varianten: Hotelverschluss oder Reißverschluss

Bettdeckenschonbezug

Der Überzug wird wie „Bettwäsche“ über die Bettdecke gezogen und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 140x200 cm (andere Maße auf Anfrage)

Varianten: Hotelverschluss oder Reißverschluss



Decken für die Pflege

Schwer entflammbare Decke aus speziellen Materialien für den Kranken- und Pflegebereich.
(Brandschutzklasse DIN 4102 B1 permanent schwer entflammbar)

Die Decke ist von weichem und anschmiegsamen Griff, pflegeleicht, waschbar bis 95°C und tumblerfest, mit feiner Veloursband-Einfassung konfektioniert.

In verschiedenen Farben, Größen und Stärken erhältlich.



Größe

140 x 200 cm
140 x 200 cm
150 x 220 cm
160 x 240 cm

Gewicht

ca. 1700 g (600 g/m²)
ca. 1200 g (425 g/m²)
ca. 1400 g (425 g/m²)
ca. 1600 g (425 g/m²)

Farben

weiß, kamel, gold, blau
gelb, goldgelb, sand, atlantik, kamel
goldgelb, sand, atlantik, camel
goldgelb, sand, atlantik, kamel


Evakuierungsdecke

Technische Hinweise

- Basisgewebe: 100% Polypropylen
- Gurte: 100% Polyester
- Eckspanngummi: Elasthan
- Die Eckspanngummis sind austauschbar!

Pflegehinweise

- Um das Ausleiern durch z.B. eine zu hohe Waschtemperatur zu vermeiden empfehlen wir, die Eckgummis vor dem Waschen abzunehmen und nachher wieder ganz einfach anzukletten.
- Gewebe ist geruchlos und atmungsaktiv
- Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse übereinander legen
- Die Decke kann bei 60 Grad C gewaschen werden
- Keinen Weichspüler benutzen
- Nicht bügeln und mangeln
- Im Trockner bei unterster Temperatur trocknen
- Die Decke ist mit allen marktüblichen Desinfektionsmitteln kompatibel




IM ERNSTFALL


1. Bewohner informieren und sichern.



Evakuierungsdecke in einem 90° Winkel aus dem Bett ziehen.



3. Ebenerdige Rettung



4. Treppen abwärts



Art. Nr.2112003

Matratzenüberzug mit integrierter Evakuierungsdecke

Der Matratzenüberzug verbindet die Matratze mit der Evakuierungshilfe. Die Evakuierungsdecke wird so zum untrennbaren Bestandteil. Der Bezug sichert eine schnelle Evakuierung von Patienten im Brand- und Gefahrensituationen zu. Im Handumdrehen wird er Patient mit den integrierten Sicherungsgurten fixiert. Mit den angebrachten Griffschlaufen am Bezug, kann der fixierte Patient samt Matratze durch eine Person evakuiert werden - die Anwendung ist ident wie bei einer separaten Evakuierungsdecke.

- Leichte Handhabung – im Ernstfall jederzeit einsetzbar
- Evakuierung mit nur einer Person möglich
- Stabile Transportschlaufen
- Stabile Patienten Sicherungsgurte mit Klettverschluss
- Gleitfähige Unterseite



Material:

Oberseite: PU Schutzbezug - nass desinfizierbar, atmungsaktiv, allergendicht, bakteriendicht

Unterseite: 100 % PES Webware mit Evakuierungsausstattung; Leinwandbindung; mit seitlich angebrachten Gurtbändern incl. Klettverschluß; fest angenähte Gurtbänder incl. Griffschlaufen auf der Unterseite

Evakuierungs-Bezug flammhemmend

Reinigung: 90°C waschbar, trocknergeeignet, nassdesinfizierbar

Evakuierungs-Bezug schwer entflammbar

Reinigung: 95°C waschbar, trocknergeeignet, nassdesinfizierbar

Art. Nr. 2112001

Luna

Mit der Handbedienung verstellen Sie problemlos die Höhe, das Kopfteil und den Knieknick (das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden). Alle 4 Räder sind einzeln bremsbar. Das Bett kann ohne Werkzeug in leicht transportierbare Teile zerlegt werden. Seitengitter aus Holz und Aufrichter (Bettgalgen beidseitig montierbar) sind im Preis inbegriffen.



Ästhetisch und pflegeleicht

Die in Holz ausgeführte Vorder- und Rückseite gibt diesem höhenverstellbaren Bett einen häuslichen Charakter. Die warme Ausstrahlung des Holzes verwandelt das Bett in ein Möbelstück, das in jede Umgebung passt. Zudem ist es einfach zu pflegen.

Optionen

- Aufsteckbare Erhöhung der Seitengitter aus Holz
- Wandabweiser
- 4-motorig mit elektr. Knieknick

Art. Nr.1104010

Breite	Länge	Position min.	Position max.	Neigung Kopfstütze	Neigung Fußstütze	Gewicht	Belastbarkeit
103	214	40	80	83°	30°	110 kg	140 kg

Gitterbett Maximo

Das Gitterbett vereint zukunftsorientierte Anforderungen mit kindgerechter Gestaltung: Pflegeorientierte Sicherheit – und mit Sicherheit auch farbenfroh. Das fröhliche Design lässt die Tage im Krankenhaus wie im Nu verfliegen und verleiht den Räumen eine freundliche Atmosphäre. Neben dem modernen Design gibt das Bett schon jetzt Antworten auf die voraussichtlichen Normvorgaben – so investieren Sie schon heute in die Zukunft.

Effizienz der Pflege

Die Pflege von Kindern hat spezielle Anforderungen. Mit durchdachten Konzepten wird der Pflegealltag erleichtert. Pflegeutensilien müssen immer gut und schnell erreichbar sein.

Praktisch. Sei es mit dem schwenkbaren Windeleimer oder dem ausziehbaren Wäschekorb – der Komfort in der Pflege wird gesteigert. Ein Handgriff und alles ist schnell nutzbar. (Zusatzausstattung)


Stufenlos eine Stufe höher.

Eine weitere Raffinesse der Seitensicherung ist die stufenlose und leise Verstellung der individuellen Höhe. Die störenden Rastgeräusche gehören der Vergangenheit an. Leise und einfach ausgelöst, mit Hilfe eines Fußpedals sind die Seitensicherungen komfortabel zu bedienen.



Bettsensor I

- Bettsensor I erhöht die Patientensicherheit.
- Das Pflegepersonal kann nach einem Alarm schnellstmöglich eingreifen.
- Die Anzahl der Stürze und der hilflos umherirrenden Personen kann deutlich reduziert werden.
- Erkennt geringste Bewegungen der liegenden/sitzenden Person – sogar Herzschlag und Atem und somit ein Verlassen des Bettes
- Akustischer Alarm (Lautstärke regelbar) sobald der Sensor keine Bewegung mehr erkennt
- Bettsensor I: Verzögerungsfunktion (5 Sek. bis 30 Min) – ermöglicht dem Patienten kurze Abwesenheit (zB Gang auf die Toilette)



Bettsensor I kann auf unterschiedliche Weise Alarm abgeben

- eigenes Tonsignal
- bestehendes Notrufsystem (Schrack-Seconet, Ackermann, Avaya/IP-Telecom, Tyco, EFE, u.a.)
- GSM-Mobiltelefon

Der Bettsensor I-Alarm ist individuell einzustellen

Bettsensor I ist besonders gut für die nächtliche Betreuung geeignet

Bettsensor I ist für alle Zielgruppen geeignet, bei denen die Bewegungen des Patienten überwacht werden müssen

Bettsensor I besteht aus einem besonders sensitiven und pflegeleichten Sensor sowie einer Kontrolleinheit



Sensormatte Professionell

- Die Sturzmatte schaltet bei Betreten nur das Orientierungslicht am Empfänger
- Bei einem Sturz erfolgt eine Alarmierung über die Rufanlage
- Die Trittmatte löst den Alarm bereits bei Betreten aus und schaltet gleichzeitig das integrierte Orientierungslicht
- Das System ist selbsttestfähig und zum Anschluss an Rufanlagen nach DIN 0834 zugelassen.
- Es sendet Alarm, wenn die Matte ausgesteckt oder entfernt wird.
- Die einfache Deaktivierungsfunktion erleichtert die Pflegearbeit.

Optionen:

Die Sensormatte Professionell gibt es optional auch in verschiedenen Größen und Farben sowie individuellen Oberflächenmaterialien und Farben. Alle Sensorsysteme werden nach Kundenwunsch produziert. Die Adaption an die Rufanlage übernimmt dabei ein Halmer HealthCare Partner. Jedes Sensormatten Professionell System wird anschlussbereit, bei Bedarf auch mit Y-Adapter für die Rufanlage, geliefert.



Daten und Fakten

Sensormatte Professionell – Pflege mit PVC-Oberfläche wasserfest mit der Sensormatte verschleißt	Größe: 56 x 106cm ² ; Randdicke 3mm; Mitte 6mm; Gewicht 3,0kg; selbsttestfähig; Statik-erkennung; Versorgungsspannung: 9V, Stromaufnahme ca. 20mA; Kabellänge: 1,8m, Anschluss rechts oder links lieferbar; Funkfrequenz 868,0 MHz; Reichweite ca. 30m im Gebäude; Krankenhauszulassung, bakteriostad, fungistad, ProtecSol® Oberflächenvergütung
Sensormatte Professionell – Pflege mit Floroberfläche SBR-Gummimatte mit High-Twist Nylonflor mit Klettbandern zur Befestigung an den Sensormatten	Größe: 60 x 104cm ² , Randdicke ca. 2mm; Mitte ca. 10mm; Gewicht: ca. 4,0kg; selbsttestfähig; Statikerkennung; Versorgungsspannung: 9V, Stromaufnahme ca. 20mA; Kabellänge: 1,8m; Funkfrequenz 868,0 MHz; Reichweite ca. 30m im Gebäude; waschbar bis 50°C; Standardfarbe; Sonderfarben und Kundenlogo optional möglich
Netzteil für Sensormatte	9V/0,8A; funktionale Masse; DC-Kabellänge: 1,8m
Empfänger SE2-R für individuellen Rufanlagenanschluss	Frequenz: 868,0 MHz, Spannung 9V-24V DC; LED 14 lm max., 2 potentialfreie Relais, Lautsprecher 0,3W; zugelassen zum Anschluss an Rufanlagen nach DIN 0834
Adaptierte Rufanlagen	Ackermann, Avaya, Concento, Elso, Hospicall, Secare, Siemens HiCall, Tetronik, Tunstall, Vivago, Varolux (weitere auf Anfrage/in Vorbereitung)

Sturzmatte I

Sturzmatten minimieren das Verletzungsrisiko beim Sturz aus dem Pflegebett maßgeblich, ohne den Patienten schon im Vorhinein in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das Modell Sturzmatte I ist die einfachste Art vorzubeugen. Dieses Modell ist durch die rutschfeste Unterseite individuell einsetzbar und kann auch bei der Boden- und Bewegungstherapie verwendet werden.

Sturzmatte I

- 5cm hochelastischer, formstabiler Spezialschaum
- universell einsetzbar
- rutschfeste Unterseite
- platzsparend, gerollt lagerbar
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, entspricht Ökotex Standard 100
- Standardmaße: 90x200x5
- Variation in anderen Größen oder faltbar verfügbar




Art. Nr.1102HV010

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C




Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Sturzmatte II

Sturzmatten minimieren das Verletzungsrisiko beim Sturz aus dem Pflegebett maßgeblich, ohne den Patienten schon im Vorhinein in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das Modell Sturzmatte II verhindert durch den Keil das Stürzen aus dem Bett und ermöglicht ein sanftes Abrollen über den Keil auf die Liegefläche. Die rutschfeste Unterseite bietet Sicherheit. Tagsüber kann sie einfach zusammengeklappt und leicht verstaut werden.

Sturzmatte II

- Hochelastischer, formstabiler Spezialschaum 5cm-15cm
- Optimale Minimierung des Verletzungsrisikos durch Keilform
- Platz sparend zu lagern, einfach faltbar durch 2tlg. Ausführung
- Rutschfeste Unterseite
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, entspricht Ökotex Standard 100
- Standardmaße: 100x190x5-15 cm
- Optional durch Reißverschluss beide Teile trennbar




Art. Nr. 1102HV020

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C



Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Havel

HEALTHCARE

Lagerungskissen



Dekubitusprophylaxe
Physiotherapie
Beinschienen
Röntgen- und OP-Lagerung
Lagerung rund ums Baby
Gel-Lagerungskissen
Sitzkissen

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Lagerungskissen - Inhaltsverzeichnis

Bezugs- und Oberflächenvarianten	3
Lagerungskissen allgemein	6
Lagerungskissen Decubitusprophylaxe und Therapie	11
Lagerungskissen Kranken- und Altenpflege, postoperative Pflege	18
Lagerungskissen Physiotherapie, Reha und Massage	26
Lagerungskissen Schienen und Polsterzubehör	33
Lagerungskissen Rund ums Baby	39
Lagerungskissen Röntgen- und OP-Lagerung	43
Lagerungskissen Diagnostik	53
Lagerungskissen Fixierungen	56
Gel-Lagerungskissen	60
Sitzkissen	66

Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist.

Bezugs- und Oberflächenvarianten

KL	Kunstleder, Standard (weiß) oder nach Farbkarte, genäht. In weiß teilweise geschweißte Ausführung. Bei dauerhafter Lagerung unbedingt einen Schutzbezug z.B. aus Trikot-Stoff verwenden.
KL-antistatisch (auf Anfrage)	Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, 108 - 1010 Ω nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Ausführung, geben Sie immer zusätzlich „KL-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Ausführung ist, wenn nicht extra aufgeführt, mit 30 % Mehrpreis zum Standard-KL-Bezug erhältlich.
PU	PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard (agave) oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, mikroporöse Oberfläche. Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.
PUD	PUD-Beschichtung in wasserdichter Ausführung, Standard agave oder nach Farbkarte Wichtig: Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!
PUD-antistatisch	PUD-Beschichtung antistatisch, anthrazit, 108 - 1010 Ω nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich „PUD-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.
Trikot und Nessel	weiß
Frottee	natur
Anti-Milben-Bezugsmaterial	weiß
PU-Stoff	PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend
PU-Stoff - antistatisch	PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum normalen KL-Bezug
Micronara	Micronara (Microfaser), nach Farbkarte
PVC	Standard (creme) oder nach Farbkarte, bei Röntgentisch-Auflagen transparent

Füllmaterialien

Schaumstoff	in unterschiedlichen Festigkeitsgraden
Polystyrolkugeln	nicht waschbar
Neopolenkugeln	bis 60°C waschbar
Bifill	weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 95°C.
BIPLUS	Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen

PU = Polyurethan-Beschichtung
PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht
PVC-tr. = PVC transparent
* = gebräuchlichstes Maß

KL = Kunstleder
W = Wachstuch
Tr = Trikot
N = Nessel

Pflegeanleitung

Waschbarkeit der Stoffe: siehe Farbkarte, Kunstleder-, PVC und Wachstuchbezüge sowie die PU- und PUD-Beschichtung sind mit den VAH-gelisteten Wischdesinfektionsmitteln zu behandeln. Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar. PVC **nicht** autoklavierbar. Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.

Kunstleder



weiß - Standard

creme

apricot

gelb

agave

violett

cyclame

chrom



atollblau

royalblau

feuerrot

bourdoux

braun

grün

schwarz

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.

PU-Beschichtung



agave
Standard

weiß,
Mehrpreis 20%

schwarz

blau

violett

rot

gelb

Orange

PUD-Beschichtung/dicht



agave
Standard

Orange

schwarz

blau

hellblau

violett

rot

gelb



antistatisch,
anthrazit

PU-Bezug



schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
30°C waschbar



Micronara
blau,
30°C waschbar



Micronara
schwarz,
30°C waschbar




Micronara
hellbraun,
30°C waschbar



Frottee
natur,
60°C waschbar




Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht,
60°C waschbar




Trikot
weiß,
95°C waschbar




Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar



PU-Bezug
weiß,
95°C waschbar




PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar




PU-Bezug
schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

PVC



creme - Standard




transparent




grau

Antirutschmaterialien




Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Nylonspezialgewebe



türkis - Standard



lila



orange



flieger

Baumwollstoffe



Bezugsstoff gelb,
60°C waschbar



Bezugsstoff blau,
60°C waschbar

Wachstuch



Kindermuster: Blumenwiese

Schaumstoffkissen

Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7cm Höhe), auch mit KL-Bezug oder PU-Bezug möglich, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300003	30x20x2 cm
2101300004	40x20x2 cm
2101300010	25x15x3 cm
2101300011	25x20x3 cm
2101300017	40x20x3 cm
2101300025	25x20x4 cm
2101300026	30x20x4 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300043	20x20x5 cm
2101300045	25x20x5 cm
2101300046	30x20x5 cm
2101300050	40x25x5 cm
2101300051	40x30x5 cm
2101300075	30x20x7 cm
2101300076	40x20x7 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300079	40x30x7 cm
2101300088	30x25x8 cm
2101300089	40x20x8 cm
2101300095	50x30x9 cm
2101300099	25x25x10 cm
2101300103	40x30x10 cm
2101300108	50x40x10 cm
2101300120	50x30x15 cm

Nackenkissen

Zur stützenden Lagerung des Nackens

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101730001	40x18x10 cm



Kopfkeil

Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau (bis 20 cm Höhe), auch in KL-Bezug und PU-Beschichtung erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341102	37x37x10 cm
21011341101	40x50x10 cm
21011341106	40x90x10 cm




Lagerungskeil

Unterschiedliche Anwendungsbereichen, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß oder PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343001	40x30x10 cm
21011343005	40x40x15 cm
21011343008	50x40x15 cm
21011343009	50x50x15 cm
21011343012	30x50x20 cm, 30° Lagerung
21011343013	40x50x20 cm
21011343014	50x35x20 cm
21011343016	60x40x20 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343018	60x40x20 cm
21011343020	40x90x20 cm
21011343025	40x50x25 cm, 30° Lagerung
21011343039	50x45x30 cm, 30° Lagerung
21011343042	70x60x30 cm
21011343044	60x50x35 cm, 30° Lagerung
21011343045	70x60x40 cm, 30° Lagerung

Gipsstütze

Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden. Bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert

Material: Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug: KL mit Reißverschluss in weiß, weitere Farben auf Anfrage



Gipsstütze abgeschrägt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101760002	30x20x20 cm

Gipsstütze gerade	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101760001	30x20x20 cm

Infusionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich.

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Bezug: PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, PU-Beschichtung, PUD-Beschichtung




Infusionskissen mit Armfixierung		Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341402	60x15x10/5 cm	21011341401	60x15x10/5 cm

Injektionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Injektionen oder Blutentnahme

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Bezug: PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, weiß; PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Infusionskissen mit Armfixierung		Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341303	30x15x10/5 cm	21011341301	30x15x10/5 cm
21011341304	45x15x10/5 cm	21011341302	45x15x10/5 cm

Krankentrageauflage

Für Krankentragen und Untersuchungsliegen

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL weiß oder auf Anfrage, PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341502	180x50x4 cm
21011341504	200x50x4 cm
21011341518	180x50x5 cm



Armlagerungskeil

Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss oder PU; weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340000	53x22x30 cm (Auflagefläche)




Beinlagerungskeil (nach Magnus)

Zur Beinlagerung mit angewinkeltem Kniegelenk (90°)

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage




Beinlagerungskeil - einfach		Beinlagerungskeil - doppelt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340001	45x22x23 cm (Schenkellänge 30 u. 35 cm)	21011340002	45x44x23 cm (Schenkellänge 30 u. 35 cm)

Schiefe Ebene

Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Schiefe Ebene - einfach		Schiefe Ebene - doppelt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340302	60x22x20 cm	21011340402	60x44x20 cm
21011340301	80x22x25 cm	21011340401	80x44x25 cm

Kopfkissen

Kopflagerung.

Material: Weicher Schaumstoff

Größe: 35x40 cm, 40x40 cm, 40x60 cm

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640201	35x40 cm
2101640202	40x40 cm
2101640203	40x60 cm



Beinhochlagerungskeil - einfach

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340102	60x22x18 cm
21011340101	72x22x20 cm



Beinhochlagerungskeil - doppelt

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340202	60x44x18 cm
21011340201	72x44x20 cm
21011340203	72x44x35 cm



Lagerungskissen Dekubitusprophylaxe und Therapie

Die folgenden Lagerungskissen dienen der Dekubitusprophylaxe und –therapie.

Die Kissen sind in den verschiedenen Varianten **CarePlus**, **TopLine** und **Laundry** erhältlich.

Laundry – Stäbchen mit Baumwollbezug

Füllung: 1a Soft Foam Stiks, 100% Polyurethan-Würfel

Bezug: Spezialgewebe 65% Polyester - 35% Baumwolle, Farbe: weiß

Pflege: kochfest 95°C - tumblerfest

Besonderheit: sehr strapazierfähig, spezielle für die Anforderungen der industriellen Waschprozesse, bei starker Beanspruchung langlebig

TopLine - Stäbchen mit Baumwollbezug

Füllung: 100% PUR-Schaumstoffstäbchen Komfort-fill

Bezug: Spezialgewebe MG200, 50% Polyester - 50% Baumwolle, Farbe: weiß

Pflege: kochfest 95°C - tumblerfest

CarePlus - EPS-Mikroperlen mit PU-Bezug

Füllung: EPS-fill BASIC, EPS-Mikroperlen (1,5 - 2,3 mm);

Bezug: 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, Farbe: wahlweise blau oder weiß

Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest; Wischdesinfektion

Eigenschaften: bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5



Füllung: Schaumstoffstäbchen



Füllung: EPS-Mikroperlen

Zusätzliche abnehmbare Überzüge (Optional)

- **Jersey Medicott** (Material: 80% Polyester - 20% Baumwolle / 200g/qm, mit Reißverschluss, Farbe: champagne, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest)
- **PU-Bezug** (Material: 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5, mit Reißverschluss, Farbe: weiß, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest, Wischdesinfektion)

Lagerungskissen stabil

Zur stabilisierenden Lagerung des Patienten bzw. dessen Extremitäten.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



Maße

23 x 40 cm

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

65 x 90 cm

Lagerungskissen weich

Angenehme Positionierung durch Druckentlastung/ Verteilung.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



Maße

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

Rückenstützkissen mit Fahne

Zur 30°-Lagerung in Verbindung mit der Arretierung des Körpers durch die unterliegende „Fahne“.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



Maße

40 x 80 cm

Ellenbogenschutz

Zur Freilagerung des Ellenbogenknochens. Die Befestigungsklappe wird mit Klettverschluss geschlossen.



Maße

15 x 28 x 6 cm

Universalkissen

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten mit hohem pflegetherapeutischem Anspruch.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



Maße

Mit 4 Kammern

65 x 75 cm

Mit 6 Kammern

65 x 115 cm

Sitzringe

Verschiedene Ausführungen:

- ohne Seitenboden
- mit Seitenboden
- Kreissitzring

siehe Abbildung, z.B. in der Gynäkologie/Geburtshilfe

Erhältlich: **Laundry**



Maße

ohne Seitenboden

Ø 50 cm

mit Seitenboden

Ø 50 cm

Kreissitzring

Ø 50 cm

Lagerungsrollen

Die klassische Form der Lagerung zur Entspannung. Die Rolle ist im Nackenbereich oder in den Kniekehlen in verschiedenen Größen anwendbar.

Erhältlich: **Laundry**, **Topline**, **CarePlus**



Maße

40 x 15 cm

65 x 15 cm

55 x 18 cm

Fuß- und Beinhöckerkissen

Zur Verminderung des Druckes im unteren Beinbereich, besonders geeignet für Diabetiker, bei Spasmen, Lähmungen oder Kontrakturen.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

40 x 80 cm

60 x 80 cm

75 x 80 cm

30 x 50 cm

Lagerungsschlange

Passt sich der Körperform ohne Zwischenraum an und beugt Druckgeschwüren vor.

Standardausführung: PU-Bezug (abwaschbar) mit EPS-fill-Füllung.

Erhältlich: **Topline**, **CarePlus**



Maße

200 x 35 cm

250 x 35 cm

Pablo-Rolle

Eine pflegetherapeutische Produktlinie, die sehr variabel einsetzbar ist und die Lagerung einzelner Gliedmaßen mit mehreren Lagerungskissen ersetzt.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

100 x 20 cm

200 x 20 cm

250 x 20 cm

Ruhe- und Seitenlagerungskissen

Sehr angenehme Lagerung möglich; verschafft Sicherheit und Wohlbehagen. Im neurologischen Bereich: Hilfestellung wenn keine Kontrolle über eigene Körperbewegung möglich ist.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

140 x 110 cm

Lagerungsring

Vielseitig einsetzbar zur lokalen Druckentlastung z.B. von Ferse, Knie, Schulterblättern oder im Kopfbereich. Bezug: Weichfrottier (Sehr hautsympathisch und anschmiegsam)

Erhältlich: **Laundry**



Maße

Ø 29 cm

HWS-Zervikalring

Zur Entspannung der Nackenmuskulatur mit gleichzeitiger Verlagerung des Körperschwerpunktes.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

Ø 38 cm

Ø 45 cm

Handrolle

Bezug: Weichfrottier

Zur Reaktivierung der betroffenen Hand nach halbseitiger Lähmung.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

15 x 6 cm

Unterarmmanschette

Ohne Abbildung

Unterschenkelmanschette

Zur Thromboseprophylaxe
– die Blutzirkulation wird angeregt
und die Ferse freigelagert.



Arm- und Beinrampe

Zur Hochlagerung der
Gliedermaßen.

Erhältlich: Laundry



Fersenlagerungskissen

Bezug: Weichfrottier



Fersen-Wadenlagerungskissen

Ohne Abbildung

Bezug: Weichfrottier

Freilagerung der Ferse durch die
eingearbeitete Öffnung.

Erhältlich: Laundry

Sitz-Rollstuhl-Gesäßkissen

Bezug: Weichfrottier

Zur Druckentlastung im Rollstuhl und
gleichzeitiger Dekubitusprophylaxe im
Gesäßbereich.

Erhältlich: Laundry



Kopf-/Nackenhörnchen

Zur Arretierung des Kopfes zum Schutz
vor unbewussten Bewegungen.

Einsatz in Pflegeheimen oder auf der
Unfallstation.

Erhältlich: Laundry



Maße

Unterarmmanschette

55 x 20 x 8 cm

Unterschenkelmanschette

55 x 20 x 8 cm

Maße

40 x 25 x 13 cm

80 x 30 x 20 cm

60 x 25 x 17 cm

Maße

Fersenlagerungskissen

20 x 28 x 10 cm

Fersen-Wadenlagerungskissen

20 x 53 cm

Maße

50 x 50 cm

Maße

Ø 38 cm

Gesäßkissen

Zur Dekubitusprophylaxe im Bereich des Steißbeines – sowohl in sitzender als auch in liegender Positionierung.

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

60 x 70 cm

70 x 75 cm

„A“, „T“ und „V“ Lagerungskissen

(bestehend aus 2 Kissen)

Zur Erweiterung des Brustkorbes,
Förderung der Atmung – bei gleichzeitiger
Freilagerung von Wirbelsäule bzw.
Schulterblättern

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

65 x 24 cm

Kinästhetik-Deckenrolle

Bezug: Spezialperkal/Weichfrottier

Füllung: Polyester Clean-Fill

Zur 135°-Lagerung sowie Microlagerung.

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

135 x 200 cm

Seitenschläferkissen

Ausführung: Stepphülle – 100% Microfaser
oder Mischgewebe (50% Baumwolle – 50%
Polyester); Standard-Füllung: Fiber-fill-
Faserbällchen 95°C

Zur Verbesserung des Schlafkomforts für
Seitenschläfer

Erhältlich: [Topline](#)




Maße

40 x 140 cm

Beinkissen

Erhältlich: **CarePlus**




Maße

28 x 19 x 8 cm

34 x 24 x 10 cm

Dreieckkissen

Erhältlich: **CarePlus**




Maße

45 x 25 x 20 cm

60 x 30 x 30 cm

Keilkissen

Erhältlich: **CarePlus**



Maße

12 x 23 x 13 cm

15 x 30 x 20 cm


Fußstützen

Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung.
Eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340502	60x35x15 cm
21011340503	80x35x15 cm
21011340501	60x35x20 cm



Hodenkissen

Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300400	19x14x7 cm



Wärmestiefel

Krankenpflege, Altenpflege. Lieferung paarweise.

Material: Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, mit Haftbandverschluss. (Achtung: Haftband bei der Wäsche immer geschlossen halten!)

Bezug: Ohne Bezug.

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101470001	Einheitsgröße



Sitzerhöhung

Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und Altenpflege. Option mit Comfortschicht für eine bessere Druckentlastung.

Material: Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher Lebensdauer.

Bezug: KL weiß mit Reißverschluss, abwasch- und desinfizierbar, Micronara-Bezug anthrazit mit Reißverschluss, weitere Farben auf Anfrage


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300210	40x40x10 cm mit KL
2101300210-1	mit Micronara-Bezug



Schaumstoffauflagen

Schaumstoffauflagen aus Viscoschaum dienen zur Druckentlastung auf Matratzen. Die Schaumstoffe sind in allen Maßen lieferbar. Sie können zwischen glatten Schaumstoff oder Schaumstoff mit noppen wählen.

Die Auflagen sind als reiner Schaumstoff oder mit blut- und urindichten PU-Überzug verfügbar.




Fersenstütze

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Durch größeres Maß bessere Druckverteilung. Option: Lochoberkante abgerundet

Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 7cm

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug mit Loch Ø 7 cm
2101590003PU	PU
2101590004PUD	Lochoberkante abgerundet (nur bei PUD)




Fersenkissen

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Option: abgerundete Kanten


Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 6cm

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Fersenkissen abgerundet

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590002	15 x 15 x 5 cm mit Loch Ø 6 cm alle Kanten gerundet PU agave



Fersenkissen

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug mit Loch Ø 6 cm
2101590001PU	PU

Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen. Die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Spreizkeil ohne Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (LxB1/B2xH)
2101570002	30 x 25/8 x 14 cm
2101570001	50 x 35/10 x 16 cm



Spreizkeil mit Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (LxB1/B2xH)
2101570004	30 x 25/8 x 14 cm
2101570003	50 x 35/10 x 16 cm

Kissen mit loser Füllung

Als Kopfkissen zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm,- Bein und Ganzkörperlagerung. Besonders geeignet zur Decubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, da die Kugeln sehr beweglich sind und sich dem Körper des Patienten anpassen, d.h. optimale Druckentlastung bringen. Zwischenräume zwischen den Kügelchen sorgen für die notwendige Durchlüftung. Eine leichte Massage regt die Blutzirkulation an und fördert die Heilung

Material: Neopolenkugeln, Polystyrolkugeln, Bifill.

Bezug: Nessel, waschbar bis 60°C, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



Kissen mit Neopolenkugeln mit Nesselbezug	
Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640401	35x40 cm
2101640402	40x40 cm
2101640403	40x60 cm
2101640404	40x80 cm

Kissen mit Polystyrolkugeln mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640501	35x40 cm
2101640502	40x40 cm
2101640503	40x60 cm
2101640504	40x80 cm

Kissen mit Bifill mit Nesselbezug	
Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640411	35x40 cm
2101640412	40x40 cm
2101640413	40x60 cm
2101640414	40x80 cm

Kissen mit Bifill mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640411	35x40 cm
2101640412	40x40 cm
2101640413	40x60 cm
2101640414	40x80 cm

Knielagerungskissen

Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden.

Material: Bifill-Füllung

Bezug: Nessel-Bezug weiß vernäht, PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95 °C

Art.-Nr.	Maße (Ø)
2101640590	20 cm, mit Nesselbezug
2101640591	20 cm, mit PU-Bezug



Bettseitengitterpolster

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege.

Material: Synthetisches Fell, mit KL-Bezug.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss



Bettseitengitterpolster, Ecken nicht abgerundet

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640001	170x50 cm

Bettseitengitterpolster, Ecken gerade

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640002	170x50 cm

Bettseitenpolster

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege. Schmäler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze.

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt

Bezug: Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss verdeckt eingenäht.




Kopf-/Fußteilstilpolster

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640003	80x28x5 cm

Seitenpolster

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640004	195x40x5 cm



Rückenstützkeil

30°-Lagerung insbesondere bei Decubitus-Prophylaxe und Therapie.

Material: Mittelfester PU-Schaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

Bezug: Kunstleder weiß, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr. Maße (LxBxH)

2101790001	33 x 70 x 20 cm
------------	-----------------


Rückenstützkeil

Zur Seitenlagerung bei Decubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen. Die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101790000	68x30x30 cm (Fähnchen LxB: 67 x 58 cm)



Hirsekissen

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Hirsefüllung.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610011	40 x 25 cm, 3,0 kg
2101610014	25 x 15 cm, 0,8 kg
2101610021	30 x 20 cm, 1,5 k



Reismehlsäcke

Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Reismehlfüllung

Bezug: KL-weiß geschweißt

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
2101610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
2101610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Quarzsandfüllung

Bezug: KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
2101610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
2101610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

Dinkelspelzkissen

Bei der Altenpflege als Kopfkissen zur Kopflagerung, als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung.

Der Dinkelspelz ist sehr leicht beweglich und passt sich dem Körper des Patienten an. Zwischenräume zwischen dem Spelz sorgen für notwendige Durchlüftung.

Material: Dinkelspelzfüllung aus Demeter-Anbau

Bezug: Nesselbezug natur; Frottee natur, waschbar bis 60°C



Kissen mit Dinkelspelzfüllung		Frotteebezug für Dinkelspelzkissen	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640900	40x40 cm	2101640903	40x40 cm
2101640901	40x60 cm	2101640904	40x60 cm

Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfüllung		Frotteebezug für Dinkelspelznackenhörnchen	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101640902	110 cm Außenmaß	2101640905	110 cm Außenmaß

Kirschkernkissen

Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen.

Für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle.

Füllmaterial: Kirschkerne

Bezug: Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten. Zusätzlicher angenehmer Frottee-Bezug für Kinder auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640910	20x20 cm
2101640911	40x20 cm
2101640912	Nackenhörnchen (Außenmaß 90 cm)



Achtung: Bitte grundsätzlich vorher testen, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muß sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen.
Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Quarzsandfüllung

Bezug: KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht	Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht	Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101600002	10x10 cm, 0,2 kg	2101600019	20x20 cm, 1,5 kg	2101600030	40x25 cm, 5,0 kg
2101600003	15 x 10 cm, 0,4 kg	2101600020	25x20 cm, 2,0 kg	2101600032	30x30 cm, 5,0 kg
2101600004	20 x 10 cm, 0,5 kg	2101600021	30x20 cm, 2,5 kg	2101600033	35x30 cm, 6,0 kg
2101600005	25 x 10 cm, 0,7 kg	2101600022	35x20 cm, 3,0 kg	2101600034	40x30 cm, 7,0 kg
2101600006	30 x 10 cm, 1,0 kg	2101600023	40x20 cm, 3,5 kg	2101600036	50x30 cm, 9,0 kg
2101600010	15 x 15 cm, 0,8 kg	2101600024	45x20 cm, 4,0 kg	2101600041	60x40 cm, 15,0 kg
2101600011	20 x 15 cm, 1,0 kg	2101600025	50x20 cm, 5,0 kg		
2101600012	25 x 15 cm, 1,5 kg	2101600027	25x25 cm, 2,5 kg		
2101600013	30 x 15 cm, 2,0 kg	2101600028	30x25 cm, 3,0 kg		
2101600015	40 x 15 cm, 2,5 kg	2101600029	35x25 cm, 4,0 kg		

Rollen für Knie und Nacken

Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke

Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig (Option mit Gummizug)

Bezug: PVC-Bezug geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme, KL-Bezug: mit Reißverschluss, Standard weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Knierolle	
Art.-Nr.	Maße (LxØ)
21011340706	30x10 cm
21011340707	40x10 cm
21011340708	50x10 cm
21011340710	40x13 cm
21011340713	40x15 cm
21011340714	50x15 cm
21011340715	65x15 cm
21011340718	40x20 cm
21011340719	50x20 cm
21011340721	65x20 cm
21011340724	50x25 cm

Trikotbezug für Rolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (LxØ)
21011340803	50x15 cm
21011340804	65x15 cm
21011340805	65x20 cm



Gymnastikrollen

Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen

Material: Fester Schaumstoff, mittelfest, ermüdungsfrei (auf Anfrage möglich: Gymnastikrollen konisch; Hartschaumkern, achtkantig oder rund, mit Schaumstoff ummantelt)

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxØ)
2101660103	40x15 cm
2101660104	50x15 cm
2101660105	60x15 cm
2101660108	50x20 cm
2101660003	100x20 cm

Art.-Nr.	Maße (LxØ)
2101660002	80x25 cm
2101660005	100x30 cm
2101660009	150x30 cm
2101660006	100x40 cm
2101660132	150x50 cm

Rollen für Knie und Nacken

Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse.

Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

Bezug: KL weiß, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss, weitere Farben auf Anfrage



Halbrolle	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340909	30x15x7,5 cm
21011340902	40x15x7,5 cm
21011340910	50x15x7,5 cm
21011340915	50x18x9 cm
21011340903	25x22x11 cm
21011340901	40x22x11 cm
21011340904	50x22x11 cm
21011340906	60x22x11 cm

Dreiviertelrolle	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340907	50x22x20 cm

Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340954	40x15x7,5 cm
21011340953	40x22x11 cm

Hartschaum-Halbrolle

Anwendung vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie

Material: Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341002	40x15x7,5 cm
21011341001	40x22x11 cm
21011341005	60x22x11 cm




Delordosierungs-Halbrolle

Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342500	50x50x15 cm



Stufenbettwürfel – verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Halbrolle

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460050	50x50x45-55 cm
2101460051	45x45x35-45 cm

Swing - Beinhochlagerungswürfel – variabel

Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460900	44 x 44 x 35 -45 cm

Rollen für Knie und Nacken

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet. Auch als Stufenbett zur Schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar. Hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert

Material: Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage

Bezug: Stoffbezug mit Reißverschluss anthrazit, weitere Farben auf Anfrage



Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101406901	36x40x56/48 cm

Kissen als Weichauflage mit Stoffbezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101406901-1	46 x 40 x 3 cm



Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie).

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460004	60x40x20 cm
2101460014	45x40x30 cm
2101460015	50 x 40 x 30 cm
2101460016	60 x 40 x 30 cm
2101460023	40 x 40 x 40 cm
2101460025	50 x 40 x 40 cm
2101460001	50 x 45 x 40 cm
2101460024	50 x 50 x 40 cm
2101460028	60 x 50 x 40 cm
2101460029	60 x 60 x 40 cm



Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann

Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymphdrainage. Bei Schwellungszuständen im Hand,- Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: KL weiß, separater Trikotbezug erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800800	Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug
2101800801	sep. Trikotbezug



Keilkissen mit Mulde

Reha und Therapie. Zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343101	60 x 50 x 20 cm
21011343102	70 x 60 x 30 cm



Knochenkissen

Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101750002	25 x 10 x 10 cm für Kinder
2101750001	30 x 12 x 12 cm für Erwachsene



Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchungen und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug: KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU-Beschichtung agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640400	40x40x11 cm unterer Luftkanal: 10x4 cm

Bälle als Handtrainer

Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen. Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien.

Material: extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand.

Bezug: ohne Bezug



Art.-Nr.	Maße (Ø)
21012800000	7 cm
21012800001	9 cm

Handtrainer

Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen.

Material: Fester Spezial-Schaumstoff

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101990076	fest
2101990077	mittelfest



Gymnastikmatten

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport; 3-fach faltbar

Material: Hartschaum

Bezug: Oberseite KL weiß, weitere Farben auf Anfrage;
Unterseite rutschfester Turnmattenstoff blau

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101650005	200x125x2 cm
2101650006	200x140x2 cm



Turnmatte

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport.

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegriffen einseitig

Art.-Nr.	Maße (Ø)
2101670001	200x80x5 cm
2101670002	200x100x5 cm




Beinhochlagerungsschienen „1“

Zum Ruhigstellen und Beinhochlagern nach Operationen, Frakturen, Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband
Nach Art der „Braunschen“ und „Schulze“- Schienen

Material: Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug: Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinhochlagerungsschiene „1“ ohne Bezug		Beinhochlagerungsschiene „1“ mit PU-Bezug		Beinhochlagerungsschiene „1“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720001	60 cm (Kinder) B 20 cm	2101720001-1	60 cm (Kinder)	2101720101	60 cm (Kinder)
2101720000	80 cm (Erw.) B 25 cm	2101720000-1	80 cm (Erw.)	2101720100	80 cm (Erw.)

KL-Bezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“, mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720005	60 cm (Kinder)
2101720004	80 cm (Erw.)

Trikotbezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“, mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720003	60 cm (Kinder)
2101720002	80 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Zur Ruhigstellung und Stabilisierung des Beines nach Operationen, bei Venenentzündungen und Frakturen. Die zusätzliche Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
2101720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
2101720301	80 cm, 25 cm, PU
2101720302	80 cm, 25 cm, PUD



Beinlagerungsschiene "2"

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen. Das aus Kunststoff bestehende gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen.


Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband

Nach Art der „Volkman“- „Schweizer“- und „Kehl´schen“- Schiene

Material: Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug: Trikotbezug weiß, KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710001	60 cm (Kinder) B 23 cm
2101710000	80 cm (Erw.) B 30 cm



Beinlagerungsschiene „2“ mit PU-Beschichtung		Beinlagerungsschiene „1“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710001-1	55 cm (Kinder)	2101710101	55 cm (Kinder)
2101710000-1	75 cm (Erw.)	2101710100	75 cm (Erw.)

KL-Bezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Haken- und Flauschband		Trikotbezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710005	55 cm (Kinder)	2101710003	55 cm (Kinder)
2101710004	75 cm (Erw.)	2101710002	75 cm (Erw.)


Beinlagerungsschienen „3“

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

Erhältlich mit oder ohne Bändchen, Haken- und Flauschband

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußbrett aus Schaumstoff

Bezug: Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinlagerungsschiene „3“, ohne Bezug		Beinlagerungsschiene „3“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711000	75 cm (Erwachsene) B 25 cm	2101711100	75 cm (Erwachsene)

Trikotbezug „3“ für Beinlagerungsschiene „3“, mit Bändchen		Beinlagerungsschiene „3“ mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711002	75 cm (Erwachsene)	2101711001-1	75 cm (Erwachsene)

KL-Bezug „3“ für Beinlagerungsschiene „3“, mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711004	75 cm (Erwachsene)

Beinlagerungsschiene "2" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage




Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne gepolstertes Fußbett, ohne Bezug		Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne gepolstertes Fußbett, mit KL-Bezug		Trikotbezug für Schienen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101710006	75 x 30 cm (Erwachsene)	2101710120	75 x 30 cm	2101710008	75 x 30 cm
2101710007	55 x 23 cm (Kinder)	2101710121	55 x 23 cm	2101710009	55 x 23 cm

Beinlagerungsschiene "3" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinlagerungsschiene „3“, ohne gepolstertes Fußbett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711006	75x25 cm (Erwachsene)

Trikotbezug für Schiene

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711008	75x25 cm

Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711120	75 x25 cm

Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711006-1	75x25 cm

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene

Fixe Unterschenkellagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Dekubitus

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101710400	50x20x11/3 cm PU
2101710401	50x20x11/3 cm PUD

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Frakturen und bei Entzündungen. Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave,
PUD-Beschichtung/ dicht agave weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite), Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
2101710300	75 cm, 25 cm, ohne Bezug
2101710301	75 cm, 25 cm, PU
2101710302	75 cm, 25 cm, PUD



Fix-Verbandschienen

Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen

Material: Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten. Die

Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar. Ab 7 cm Breite mit Öse

Bezug: Polyethyle-Folie, geschweißt, Ohne Bezug und ohne Öse

(Diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration)

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, mit Öse	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21012470013	30x7 cm
21012470014	40x7 cm
21012470015	50x7 cm
21012470016	60x7 cm
21012470019	30x9 cm
21012470020	40x9 cm
21012470021	50x9 cm
21012470022	60x9 cm
21012470023	70x9 cm
21012470027	40x11 cm
21012470028	50x11 cm
21012470029	60x11 cm
21012470030	70x11 cm

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, ohne Öse	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21012470001	15x3 cm
21012470002	20x3 cm
21012470003	25x3 cm
21012470006	15x5 cm
21012470007	20x5 cm
21012470008	25x5 cm
21012470009	30x5 cm
21012470010	40x5 cm
21012470011	50x5 cm



Fix-Unfallbeinschienen

Zur vorläufigen Ruhigstellung der Beine bei Unfällen. Die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar

Material: Die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig.

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten

Größe: Unterschenkelschiene: 60 cm, Oberschenkelschiene: 80 cm

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Fix-Unfallbeinschiene – Unterschenkelschiene		Fix-Unfallbeinschiene – Oberschenkelschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
21012480003	60 cm	21012480004	80 cm



Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101490011	500x9x1,5 cm
2101490009	500x11x1 cm
2101490012	500x11x1,5 cm



Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung. Einmalpolster für Braunsche-Schiene Größe: Gr. 1+2, ausziehbare Gr. 1, Kirschner- und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende.

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
21012500001	B-1




Wickelmulde

In der Neugeborenen- und Kinderstation. Durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, Wachstuch nach Verfügbarkeit, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341701	60x60x15 cm



Wickeltischauflage mit Aufkantungen

In der Neugeborenen und Kinderstation. Durch die seitlichen Aufkantungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich. Größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde. Option: 3seitige Aufkantung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder weiß, mit Reißverschluss auf der Unterkante, weitere Farben und Wachstuchbezug auf Anfrage.



Wachstuch „Schmetterling rot“

Wickeltischauflage mit seitlichen Aufkantung		Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341803	60x70x10 cm	21011341804	60x70x10 cm

Wickeltischauflagen

In der Neugeborenen- und Kinderstation.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt, KL, Wachstuch, PU, Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341608	80x60x3 cm
21011341602	100x60x3 cm
21011341621	60x50x4 cm
21011341624	90x60x4 cm
21011341640	70x55x5 cm
21011341642	85x60x5 cm




Maßgeschneiderte Wickelauflagen

Anfertigung von individuellen Wickelauflagen

Maß: nach Wunsch

Bezüge: Skai TUNDRA ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Er ist langlebig, lichtecht, abriebfest, reißfest, pflegeleicht, Desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, abwaschbar und schwer entflammbar, Farbkombinationen nach Wunsch.

Pflege: Zur Reinigung lauwarmes Wasser und ein Microfasertuch verwenden. Ein spezieller Microfaserhandschuh wird angeboten. Starke Verschmutzungen mit der Lauge eines handelsüblichen Feinwaschmittels entfernen



Entbindungskeile

Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen

Material: Hartschaum

Bezug: KL weiß, wasserdicht verschweißt, KL farbig mit Reißverschluss, PU-Beschichtung agave, weiter Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341202	37x37x12 cm
21011341201	40x50x12 cm



Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011341801PU	40 x 70 cm, mit PU-Beschichtung (Außenmaße der Grundplatte)
21011341801PU-1PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht
21011341802KL	mit KL-Bezug



Seitenlagerungshilfe für Säuglinge

Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C und KL weiß oder nach Farbkarte möglich

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341805	40 x 40 cm (Außenmaße)



Stillkissen

Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen. Auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung).

Material: feine, geräuscharme EPS-Kügelchen waschbar mit 60° C

Auf Anfrage auch mit anderer Füllung

Größe: 190 cm lang

Bezug: Die Füllung ist in einem weißen Baumwollbezug mit Zipp, sodass die Füllmenge nachgefüllt oder verringert werden kann.

Zusätzlich gibt es noch blut- und urindichte PU-Bezüge in weiß und dunkelblau (95° C waschbar) oder Baumwollbezüge mit Kindermotiven (60° C waschbar). Weitere Muster auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
1101SK-SKBW	Stillkissen inkl. BW Überzug
1101SK-BW	BW Überzug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
1101SK-SKPU	Stillkissen inkl. PU Überzug
1101SK-PU	PU Überzug



Bärenfreunde



Teddy



Traumgarten



Bärchen



Wiesenglück bunt



Krone rosa



Krone blau

Röntgensortiment

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten. Die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug: Ohne Bezug, PU-Beschichtung, PVC, nach Farbkarte weitere Farben auf Anfrage



Nr	Art.-Nr.	Maße
1	2101680003	36x24x11 cm
Wie 1	2101680017	54x24x12 cm
2	2101680004	18x24x11 cm
3	2101680005	18x10x5 cm
4	2101680006	24x18x6 cm
5	2101680007	24x18x3 cm
6	2101680008	24x18x5 cm

Art.-Nr.	9-teilige Kombination
2101680000	1xNr.1, 2xNr.2, 2xNr.3, 2xNr.4, 1xNr.5, 1xNr.6


Röntgenkopfteile

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in unterschiedlichen Lagen


Material: mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug: Ohne Bezug, PU-Beschichtung, agave, weitere Farben auf Anfrage

Nr	Beschreibung	Maße
9	2101680011	a.p. für Rückenlage; 25x25x10 cm
9	2101680011-1	für Kinder: 22x22x7 cm
10	2101680012	p.a. für Bauchlage; 23x25x10 cm
11	2101680013	für Seitenlage rechts; 28 x 30 x 10 cm(ohne Abbildung)
12	2101680014	für Seitenlage links; 28x30x10 cm
	2101680018	Kopfring ; Außen Ø 18 cm; Innen Ø 10 cm; Höhe 4 cm



Röntgenlagerungs-Ergänzungsteile



Nr	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
7	2101680009	Scheibe mit Loch	Ø 18-5 x4 cm
8	2101680010	Rolle	25xØ10 cm
13	2101680004-1	Dreieck ungleichschenkelig	60x30x15 cm (Schenkellänge: 24-19,5 cm)
14	2101680006-1	Schrägkeil	28x18x8 cm
15	2101680006-2	Schrägkeil	28x18x10 cm
16	2101680006-3	Schrägkeil	24x36x6 cm
17	2101680007-1	Rechteck	36x24x3 cm
18	2101680008-1	Rechteck	36x24x5 cm
19	2101680009-1	Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
wie 19	2101680009-2	Rundplatte	Ø 22 cm, H:5 cm
20	2101680020PU	Nackenunterlage	50x32x18 cm
21	2101680021PU	Körperstütze	40x30x18 cm
22	2101680022PU	Halbrolle	18x15x7,5 cm
23	2101680023PU	Halbrolle	36x15x7,5 cm
24	2101680024PU	Halbrolle	18x22x11 cm
25	2101680025PU	Halbrolle	36x22x11 cm

Röntgentischauflagen

Anwendung im Röntgenbereich

Material: Mittelfester Schaumstoff, mit Mittelstrich

Bezug: PVC transparent, geschweißt, mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz (auch in PVC creme oder grau erhältlich)

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101690003	140x60x1,5 cm
2101690005	180x60x1,5 cm
2101690006	200x60x1,5 cm
2101690007	220x60x1,5 cm
2101690013	180x60x3 cm
2101690014	200x60x3 cm
2101690015	220x60x3 cm



Kopflagerungsring

Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Ø; H)
2101680019PU	20/10 cm, 5 cm
2101680019PUD	20/10 cm, 5 cm
2101680019-1PU	15/8 cm, 3,5 cm
2101680019-1PUD	15/8 cm, 3,5 cm



Kopflagerungskissen, flach

OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640800	22x22x5 cm



Intubationskissen

Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PU-Beschichtung weiß oder antistatisch, PU-Beschichtung wasserdicht blau oder agave



Intubationskissen mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999001-PU	24 x 25 x 12 cm

Intubationskissen mit PUD-Beschichtung/dicht


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999001-PUD	24 x 25 x 12 cm

Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage - neue Version

Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet).

Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig.

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave (Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden bei PUD!), weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101680016	25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug
2101680016PU	25 x 25 x 10 cm
2101680016PUD	25 x 25 x 10 cm

Kopfkissen für Bauchlage

Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt für Bauchlage Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich

Material: PU-Kaltschaum weich

Bezug: KL weiß, PU agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640300	36x25x10 cm



Armpolsterhülsen mit/ohne Haftbandverschluss

Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis- und Ulnarisschäden). Die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschnalltem Arm

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



Armpolsterhülse, ohne Haftbandverschluss		Armpolsterhülse, mit Haftbandverschluss	
Art.-Nr.	Maße (L, Ø innen)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101550002	20 cm, 9 cm (für Kinder)	2101540002	20 cm (für Kinder)
2101550001	25cm, 11 cm (für Erwachsene)	2101540001	25cm (für Erwachsene)
550001	44 cm, konisch (für Erwachsene)	540003	44 cm (konisch)

OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbrolle sowie dem Ulnariskissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage. Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser neues Fersenkissen in abgerundeter Form.



Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage nach Kleemann

Zur Kopflagerung in Bauchlage. Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

Material: Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999003PU	23 x 15 x 12 cm
2101999003PUD	23 x 15 x 12 cm



Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

Das spezielle Kopfkissen für die Bauchlage ist ein abwaschbares Kissen, das durch Klettbander eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße zulässt. Der Kopf liegt lediglich im Stirn- und Kinnbereich auf; Augen, Nase und Mund liegen frei und können durch seitliche Aussparungen gut kontrolliert werden. Der Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

Material: Grundplatte: sehr fester Schaumstoff,
Kopfführung: mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage

Bezug: PU-Beschichtung schwarz,
PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Erwachsene)	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800995	27x25x15 cm mit PU-Beschichtung
2101800995-1	27x25x15 cm mit PUD-Beschichtung/dicht

Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Kinder)	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800990	23 x 21 x 12 cm mit PU-Beschichtung
2101800990-1	23 x 21 x 12 cm mit PUD-Beschichtung/dicht

Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Bei dem Thoraxkissen wird durch die eingearbeitete Mulde eine stabile, physiologische Lagerung erzielt, die durch Schrägkanten im Achselbereich ein Freiliegen des Plexus brachialis sicherstellt. Zusätzlich wird die Halswirbelsäule durch einen Ausschnitt im Halsbereich frei gelagert.

Variante 1: Material: Fester Schaumstoff - ermüdungsfrei.

Bezug: Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss,
PU-Beschichtung schwarz

Variante 2: Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert.

Bezug: PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	25x50x15 cm Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
2101800997	KL-Bezug, schwarz
2101800997-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	20 x 44 x 12 cm , Muldentiefe: ca. 5 cm, Muldenbreite: ca. 25 cm
2101800991	KL-Bezug, schwarz
2101800991-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann


Für das Becken wird ebenfalls ein Kissen mit einer Mulde verwendet, das jedoch im unteren Bereich im 45° Winkel schräg abfällt, um die Leistenregion zu entlasten. Zudem hat dieses Kissen dort eine Aussparung zur Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.

Variante 1: Material: Fester Schaumstoff – ermüdungsfrei

Bezug: Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss, PU-Beschichtung schwarz

Variante 2: Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug: PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann		Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	34 x 50 x 15 cm Muldentiefe: ca. 6 cm Muldenbreite: ca. 32 cm		30 x 44 x 12 cm Muldentiefe: ca. 5 cm Muldenbreite: ca. 25 cm
2101800998	KL-Bezug, schwarz	2101800992	KL-Bezug, schwarz
2101800998-1	PU-Beschichtung, schwarz	2101800992-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage	2101800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Halbrolle für die Fußlagerung

Die Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder schwarz



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800994	50x22x11 cm
2101800993	50x15x7,5 cm (für Kinder)

Ulnariskissen (Armlagerungskissen) Typ: AD, nach Roßmann

Die optimale intraoperative Lagerung des Armes ist in Supinationsstellung gegeben. Dazu wird ein Kissen mit einer Längsmulde verwendet, wodurch der Arm sicher in einer Führung liegt und nicht seitlich abrutschen kann. Eine Aussparung im Ellenbogenbereich gewährleistet, dass der Ulnaris frei liegt und die Gefahr von Druckstellen minimiert wird.

Material: fester Schaumstoff – ermüdungsfrei. An der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet.

Bezug: Kunstleder schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- + Flauschband zur Befestigung angenäht



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800999	48 x 12 x 7 cm Aushöhlungsbreite 9 cm Aushöhlungstiefe 4 cm

OP-Tischauflagen/Untersuchungsliegenauflagen

Auflagen für OPTische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

Material: fester Schaumstoff.

Größe: nach Wunsch

Bezug: KL weiß, KL antistatisch anthrazit, PU-Beschichtung, PU-Beschichtung antistatisch anthrazit



Art.-Nr.	Maße
21011341900	nach Vorgabe

Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen. Schulter und Oberarm erfahren eine deutliche Druckentlastung, Schutz vor Nervenschädigung

Material: Mittelfester Schaumstoff. Die Auflagefläche ist mit einer viscoelastischen Weichschicht ausgestattet

Bezug: 70 x 50 x 16/2,5 cm

Bezug: KL-Bezug schwarz genäht, PU-Beschichtung schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Art.-Nr.	Maße
2101801000	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit KL-Bezug
2101801001	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PU-Beschichtung
2101801002	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PUD-Beschichtung/dicht


Beinlagerungstunnel für die Seitenlage

Anwendungsgebiet

Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung

Material: Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage

Bezug: Kunstleder mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	außen: 60x39x22 cm; innen: 60x25x15 cm
2101801010	KL-Bezug
2101801011	PU-Beschichtung
2101801012	PUD-Beschichtung/dicht

Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie.

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug: Kunstleder weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

Anästhesiekissen

Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich, mit Mulde im Kopfauflegebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder weiß, Kunstleder antistatisch, mit RV, weitere Farben auf Anfrage



Anästhesiekissen mit Kunstlederbezug weiß	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101400200	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101400201	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße: je L:40 x B:70 cm (Außenmaße der Grundplatte)
21011341801PU	Mit PU-Beschichtung
21011341801-1PUD	Mit PUD-Beschichtung/dicht
21011341802KL	Mit Kunstlederbezug

Beinlagerungsformkeil

Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie

Material: fester Schaumstoff mit Beinführungen.

Bezug: PU-Beschichtung agave PUD- Beschichtung/dicht und weitere Farben auf Anfrage möglich



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342020	41x41x16/14 cm


Mammalagerungskeil

Zur optimalen Lagerung der Patientin bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Größe: 56x52x22 cm

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD- Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342010	56x52x22 cm

Bauchbrett

Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie

Material: sehr fester Schaumstoff, mit Ausschnitt für Bauchfreilage. Beim zweiteiligen Bauchbrett können die Teile mit dem bereits fixierten Klett- und Flauschband verbunden werden. (siehe Abb.) Vorteile zweier Teile sind z.B. die leichtere Handhabung und Unterbringung

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage



Zubehör: Verkleinerungsrahmen

zur Verkleinerung des Bauchbrettausschnittes

Material: fester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage

Bauchbrett, einteilig

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342030	180x46x11 cm (Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend)

Bauchbrett, zweiteilig

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
210113420301	180x46x11 cm (2 Teile je 90x46x11 cm; Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend)

Verkleinerungsrahmen

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342032	35x35x7,5 cm (Bauchausschnitt 20x20 cm)

Echocardiographiekeil

Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343200	75 x 75 x 30 cm



Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl

Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flauschverbindung (abnehmbar)

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder schwarz, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341403	31x15x15 cm

Rektoskopie-Halbrolle

Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342001	50x40x35 cm



Fixierungen sind auch für Maquet-Tische erhältlich

Haftbandfixierungen

Zur Sicherung des Patienten. Zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband

Material: Gewebtes Haftband mit Metallschleife zur Befestigung. Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit synthetischem Fell



Haftbandfixierung, ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101780001	17x3 cm
2101780002	30x3 cm
2101780003	30x5 cm
2101780004	40x5 cm
2101780005	80x5 cm

Haftbandfixierung, mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101780101	17x3 cm
2101780102	30x3 cm
2101780103	30x5 cm
2101780104	40x5 cm
2101780105	80x5 cm

Haken- und Flauschbänder

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar.

Material: Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschführung. Auch als selbstklebendes Haken- und Flauschband lieferbar

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Hakenband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
21011020101	20 mm
21011020105	30 mm
21011020109	50 mm

Flauschband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
21011020102	20 mm
21011020106	30 mm
21011020110	50 mm

Befestigungsband

Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen

Material: Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe.

Art.-Nr.	Maße
2101780400	50 m lang, 25 mm breit




Back to Back

Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen.

Material: Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt. Auf 5 m oder 25 m Rollen lieferbar

Farbe: Weiß (andere Farben auf Anfrage)



Art.-Nr.	Maße (B)
21011040001	20 mm
21011040002	25 mm
21011040004	30 mm
21011040003	50 mm

Halskrawatten

Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen usw.

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: Trikot mit Haftbandverschluss



Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101990060	60 x 6 cm
2101990061	60 x 8 cm
2101990062	60 x 10 cm
2101990068	60 x 12 cm



Sicherheitsgurte für Krankentragen mit Fixierschlaufen

Zur Sicherung des Patienten auf Krankentragen und anderen Transportmitteln.

Material: Haftband mit Metallschlaufen

Fixierschleufe ca. 25 cm lang

Farbe: Schwarz (grün auf Anfrage)



Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011100003	110x5 cm
21011100004	120x5 cm
21011100005	130x5 cm

Patiententragegurt

Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten.

Material: Fester Kunststoffgurt mit Halteschlaufen aus Gurtmaterial

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101580001	65 x 20 cm



Rollstuhlsicherheitsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Rollstuhl.

Material: Gepolsterter Flauschbandgurt mit Hakenverschluss und Metall-Öse zur Befestigung am Stuhl

Farbe: Beige (andere Farben auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011070001	150 x 10 cm
21011070002	165 x 10 cm
21011070003	180 x 10 cm



Hand- und Fußgelenkfixierungen

Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftbandverschluss. Waschbar bis 60 °C

Größe: Gurtband: 170 cm Gesamtlänge. Klettband: 13 cm Länge: Gesamtlänge Polster mit Flauschband: 40 cm. Paarweise Lieferung.

Art.-Nr.	Maße (B)
2101510001	7 cm, paarweise



Hand- und Beinfixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Zur Arm- und Beinfixierung von Kleinkindern. Individuelle Einstellung des Durchmessers bis max. 5 cm.

Material: weicher, kaschierter Schaum, 3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss und 2 Baumwoll-Polyester-Bändern 2 cm breit und ca. 45 cm lang zur Fixierung am Krankenbett

Art.-Nr.	Maße
2101510002	siehe Materialbeschreibung (10er Packung)



Arm- und Beinfixierungsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiler Kunststoffgurt mit Schnalle und gepolsterter Fuß- bzw. Armfixierung mit Haftbandverschluss



Armfixierungsgurt		Beinfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101530001	250 cm lang	2101520001	250 cm lang

OP-Gurte

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff).



OP-Gurt, ohne Polster		OP-Gurt, mit Polster		nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101560002	190 x 7 cm	2101560001	190 x 7 cm	2101560003	80 x 10 cm
2101560004	250 x 7 cm	2101560005	250 x 7 cm		

OP-Gurt metallfrei

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Klett-Flausch-Verbindung. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff), metallfrei Polster müssen extra bestellt werden!



OP-Gurt, metallfrei, ohne Polster		nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101560010	190 cm lang x 7 cm, ohne Polster	2101560003	80 x 10 cm
2101560011	250 cm lang x 7 cm, ohne Polster		

Lagerungskissen / Lagerungskissen light

dienen der Stabilisierung & Ruhigstellung einzelner Körperpartien

Lagerungskissen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940301005	30x10x5cm
2102940401005	40x10x5cm
2102940402004	40x20x4cm
2102940501005	50x10x5cm

Lagerungskissen light	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940301510L	30x15x10cm
2102940401510L	40x15x10cm
2102940501510L	50x15x10cm



Kopfring – groß/klein und offen/geschlossen

zur Lagerung des Kopfes im OP- oder Pflegebett

geschlossen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940131304	13x13x4cm
2102940212104	21x21x4cm

offen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940131304-1	13x13x4cm
2102940212104-1	21x21x4cm



Kopfring – rund


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940200804	20 x 8 x 4cm
2102940090415	9 x 4 x 1,5cm



Kopfschale

zur stabilen Positionierung des Kopfes bietet Schutz vor dem Entstehen von Druckgeschwüren

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940272306	27 x 23 x 6cm
2102940272307	27 x 23 x 7cm
2102940272308	27 x 23 x 8cm
2102940272309	27 x 23 x 9cm



Kopfpolster

zur stabilen Positionierung des Kopfes bei Patienten in Bauchlage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940363607	36 x 36 x 7cm



Armauflage konkav

Armauflage mit erhöhten Seiten dient bei Operationen zusätzlich zur Stabilisierung und zur Druckentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940511535	51 x 15 x 3,5cm



Arm - Ellenbogenauflage mit und ohne Klett

zum Schutz für den empfindlichen Arm – Ellenbogenbereich

ohne Klett		mit Klett	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940302001	30 x 20 x 1cm	2102940502001	50 x 20 x 1cm
2102940401201	40 x 12 x 1cm		
2102940602001	60 x 20 x 1cm		



Fersenpolster mit und ohne Klett

schützen die Fersen vor Druckschäden, geeignet bei Operationen oder bettlägerigen Patienten


ohne Klett		mit Klett	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940150804	15 x 8 x 4cm	2102940201615	20 x 16 x 1,5cm
2102940201007	20 x 10 x 7cm		



Beinschalenauflege

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung schützt vor Scherkräften und Druck

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940402501	40 x 25 x 1cm
2102940402018	40 x 20 x 1,8cm
2102940523001	52 x 30 x 1cm



Halbrollen

zur Stabilisierung bei Operationen in Seitenlage, ermöglicht gute Lagerung und Druckentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102943051510	30,5 x 15 x 10cm
2102943051515	30,5 x 15 x 15cm
2102944051510	40,5 x 15 x 10cm
2102944051515	40,5 x 15 x 15cm
2102940511510	50,5 x 15 x 10cm
2102940511515	40,5 x 15 x 15cm



Seitenlagerungspolster

ermöglicht eine sichere Positionierung in Seitenlage


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940725016	70 x 50 x 16cm



Nervenschutz

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung des empfindlichen Ellenbogenbereichs

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
GEL940462101	46 x 21 x 1cm



Steigbügelpolster

mit Fixierungen zusätzlich zur Stabilisierung und Lagerung der Füße

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940450401	45 x 4 x 1cm



Bauchpolster groß

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102941185016BP	118 x 50 x 16cm



Bauchpolster mittel

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage mit Wechselkeil mit Klett

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940755008BP	70 x 50 x 8cm



Unterschenkelpolster

für operative längere Operationen und Lagerungen der Unterschenkel

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940504809UP	50 x 48 x 9cm



Lagerungsrollen

zur Hilfe und Stabilisierung bei Operationen und Lagerung

Material: Schaumstoff - Silikon




Art.-Nr.	Maße	Art.-Nr.	Maße
2102940400010	diam. 10, l - 40cm,	2102940500010	diam. 10, l - 50cm
2102940400015	diam. 15, l - 40cm,	2102940500015	diam. 15, l - 50cm
2102940400020	diam. 20, l - 40cm	2102940500020	diam. 20, l - 50cm

Stützkeile

dienen zur Hilfe bei Operationen zur

Stabilisierung des Patienten

Material: Schaumstoff - Folienmantel



Art.-Nr.	Maße
2102202307	23x7cm
2102201515	15x15cm


OP- Auflage mit Sakralausschnitt

verschiedene Größen

100% Voll-Silikon

Folie: Polyurethan

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940525201-1	52 x 52 x 1cm
2102940905001-1	90 x 50 x 1cm



Kissen für Frakturtschpfosten

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
940231801	23 x 18 x 1cm

OP oder Bettauflage
verschiedene Größen
100% Voll-Silikon
Folie: Polyurethan



Art.-Nr.	Maße
2102940604015	60x40x1,5cm
2102940604002	60x40x2cm
2102940606002	60x60x2cm
2102940706004	70x60x4cm
2102940806015	80x60x1,5cm
2102940806002	80x60x2cm
2102940905015	90x50x1,5cm
2102940905002	90x50x2cm
2102940906015	90x60x1,5cm
2102941105015	110x50x1,5cm
2102941105002	110x50x2cm
2102941106015	110x60x1,5cm
2102941106002	110x60x2cm
2102941155201	115x52x1cm
2102941207002	120x70x2cm
2102941755015	175x50x1,5cm
2102941755002	175x50x2cm
2102941806002	180x60x2cm
2102941805201	180x52x1cm
2102941905015	190x50x1,5cm
2102941905002	190x50x2cm

Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten
Vollsilikon

Größe: 40 x 40 x 2 cm bis 50 x 50 x 3,5 cm



Light Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten, geeignet für aktive Rollstuhlfahrer

Schaumstoffbasis mit Gelauflege

Größe: 36 x 36 x 4 cm – 50 x 50 x 5 cm



Light Compact Gel-Sitzkissen

mit einem doppelt verschweißten Silikonkissen – für eine beständige Haltbarkeit, gute Therapie und Dekubitusprophylaxe.

Silikonstreifen eingebettet in Schaumstoff

Bis 90 kg Patientengewicht empfohlen

Größe: 40 x 40 x 5 cm – 48 x 42 x 5 cm

Bezug: gummiert schwarz (gs), gesteppt schwarz (ss), schwarz (s), sandfarben (sf), rot (r)



Waben-Luft-Sitzkissen

Angenehm weiches Sitzen, eine gute Druckentlastung und ein Vermeiden von Druckstellen mit dem aufblasbaren Waben-Sitzkissen. Das Sitzkissen aus transparenter PU-Folie ist klein zusammenlegbar und mit 140 g sehr leicht. Komplet mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper.

Größe ca. 34 x 40 cm – Höhe ca. 3 cm.



Gel-Toiletten-Kissen

offen oder geschlossen, zur Prävention von Dekubitus
auf Toilettenrollstühlen und Duschstühlen
Größe: 40 x 40 x 2 cm



Gel-Uni-Sitzkissen

100 % Voll-Silikon
Größe: 40 x 40 x 2 cm mit Bezug



Nachtstuhlpolster

Zur Kranken- und Altenpflege

Material: Fester Schaumstoff mit Ausschnitt Ø 24 cm


Größe: 42 x 42 x 5 cm, mit Loch Ø 24 cm

Bezug: KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht
(feuchtigkeitsundurchlässig) agave, weitere Farben
auf Anfrage




Schaumstoff-Kissen Visi

- Viscoselastischer Schaumstoff
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- **Größe:** 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



Schaumstoff-Kissen Vika

- Viscoelastischer Schaumstoff 5 cm
- Kaltschaum 5 cm
- bietet eine stabile Basis
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- **Größe:** 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



XXL Sitzkissen Plus


- Einzigartige Druckentlastung
- Anatomisch geformte Schaumstoffbasis
- Mit Gelaufuge
- Max. Belastbarkeit 152 / 175 / 195 kg
- Höhe: 10 cm
- Blut- und undichter Überzug



Havel

HEALTHCARE

Pflegestühle und Mobilisierung



Rollstühle
Gehhilfen (Rollator, Gehstöcke, Krücken)
Pflegestühle
Patientenlifter
Aufstehhilfen
Transfer- und Umsetzhilfen
Walker
Mobilitätstrainer

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

708D

Standardrollstuhl mit faltbarem Sitz-/Rückensystem. Die Armlehnen sind abschwenkbar und abnehmbar und mit weichen Armpolstern ausgestattet, die extra lang gehalten sind. Die Serienausstattung mit gepolstertem Sitz und Rücken, sowie die Aluminiumfußplatten, sichern einen hohen Komfort in der Nutzung Ihres Rollstuhls.

Zu dem Ausstattungszubehör gehören:

- Achsenrückverlagerung
- Schiebeausführung
- Beinstützen abklappbar, Stumpfauflage, höhenverstellbar, Längenausgleich
- anatomischer Rücken
- anatomischer Sitz
- Gelkissen
- Sitzkissen
- Bremshebelverlängerung
- Einkaufsnetz
- Sicherheitsgurt
- Therapietisch
- Kippschutz
- Bremse für Begleitperson
- Speichenschutz
- Schiebestange
- uvm.

Farbenauswahl:



Art. Nr. 11040001

Gesamt-breite	Breite gefaltet	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Sitztiefe	Rücken-höhe	Benutzer-gewicht
55	28	39	21	51	92	110	43	43	120 kg
58	28	42	21	51	92	110	43	43	120 kg
60	28	44	21	51	92	110	43	43	120 kg
62	28	46	21	51	92	110	43	43	120 kg
64	28	48	21	51	92	110	43	43	120 kg
66	28	50	21	51	92	110	43	43	120 kg

V100 XL

Der V100 XL ist ein Standard- Rollstuhl, mit einer Anzahl von verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.

- 3 Sitzbreiten
- 3 Sitzhöhen
- 3 Armlehnenhöhen und -tiefen
- Kurze oder lange abschwenkbare und abnehmbare Seitenteile
- Steckachse der Hinterräder
- Optional: höhenverstellbare Schiebegriffe sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm



Farben:

Rahmen

Metallic Inox C55

Bezüge

Nylon Schwarz

Art. Nr. 11040002

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe mit 24", 8"	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gewicht	Benutzer Gewicht
740	530	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380	21,4	170
770	560	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380	Gewicht des schwersten Teils 13,7	
810	600	220-230-240	470-500-530	890-950	1060	490	380		

Rollator 286B

Der 286B ist der ideale Standardrollator. Zur Serienausstattung gehören neben dem Einkaufskorb, der Sitzfläche mit Ablagetablett auch ein Gehstützenhalter, sowie die ergonomisch geformten Handgriffe. Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen, verrutschsichere und höhenverstellbare Schiebegriffe, sowie die ergonomischen Bremsgriffe sind Bestandteil der Sicherheitsausstattung.

Breite 59 cm
Länge (ausgeklappt) 70 cm
Sitzhöhe 61 cm
Sitzbreite 43 cm
Gewicht 10 kg
incl. Korb + Tablett 11 kg
Schiebegriffverstellung 80-99 cm
Räder 8 x 1 ¼ (Ø 200 mm)
Bremse Multifunktionsbremse
Max. Neigung 7°
Nennlast 130 kg



Art. Nr. 1104009

Gehstöcke

Wir bieten ein breites Sortiment an Gehstöcken für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Von starren, höhenverstellbaren bis hin zu faltbaren Gehstöcken reicht die Palette.

Höhe: von 79 cm bis 102 cm (min. - max. Höhe)
faltbar oder starr
max. Nutzergewicht der faltbaren Gehstöcke: 100 kg
max. Nutzergewicht der starren Gehstöcke: 113 kg



Geh-Krücken

Griffhöhe: von 74 bis 98 cm einstellbar
Gewicht: 0,55 kg
Max. Nutzergewicht: 100 kg



Gehstützenhalterung zur Wandmontage

dieses Modell wird mit 2 Schrauben an der Wand montiert, für Hilfen oder Geräte mit einer Rohrstärke von 20 - 30 mm geeignet



Alesia

Die Alesia ist der ideale Transportstuhl in welchem die Patienten auch längere Zeit bequem sitzen. Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit. Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung. Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar. Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), Kopflehne mit Nackenpolster, sowie die verstellbare Sitzkantelung.

Zu den Ausstattungsoptionen gehören: Infusionshalter, Urinbeutelhalter, Dokumentenhalter hinter dem Rücken, Seitenpelotten, Therapietisch, Sauerstoffflaschenhalter....



Pflegestuhl Alesia Details

- Armlehnen höhenverstellbar
- Fußplatte ein-/ausziehbar
- Verstellbare Rücken-
neigung
(durch Patient oder Begleitperson
möglich)
- Verstellbare Sitzkantelung
- Zentralfeststellung Bremse
- Richtungsrad

Verfügbare Farben:



Art. Nr. 1104003

Gesamt- breite	Sitz- breite	Höhe Armlehnen	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- länge	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Rücken- neigung	Sitz- neigung	max. Belastung
70	54	0 - 27	53	133	80* 133*	48	80	30°	12°	140 kg

Normandie

Die drei Pflegestühle zeichnen sich durch einen bequem geformten Rücken aus und sind mit vier bewegliche Räder, davon zwei bremsbar ausgestattet. (Option: ohne Räder)

Die Stühle haben lang nach hinten gezogene, höhenverstellbare Armauflagen. Diese können so nieder gestellt werden, dass ein seitliches Transferieren ohne Probleme möglich ist.

Je nach Modell kann die Rückenneigung und Beinauflage verstellt werden. Die Anpassung kann mittels Gasfeder vom Patienten selbst eingestellt werden.

Normandie: mit Rückenneigung bis zu 45° und gleichzeitiger Beinhochlagerung

Languedoc: mit Rückenneigung bis zu 45°

Provence: fester Rücken



Farbauswahl:



Kunstleder
Dunkelblau



Kunstleder
Hellblau



Kunstleder
Terrakotta



Kunstleder
Gelb



Kunstleder
Dunkelrot



Kunstleder
Dunkelgrün



Stoff Blau



Stoff Rotbraun

Art. Nr. 1104005

Gesamt- breite	Innen- breite	Armlehnen- höhe	Sitz- höhe	Gesamt- höhe	Gesamt- tiefe	Sitz- tiefe	Rücken- höhe	Gewicht	Rücken- neigung
66	54	0-17	51	115	76	44	78	20,5	0°-45°

Altitude

Der Schalensitz Altitude bietet ein sehr geborgenes Gefühl und ist ideal um bettlägerige Patienten längere Zeit aus dem Bett zu nehmen. Dieser Pflegestuhl kann durch eine Kippfunktion in eine Schlafposition gebracht werden, sodass er sich ideal für Mittagsschläfchen eignet.

Der Schalensitz ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 8 cm Dicke und einer Rückenhöhe von 77 cm. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (6-8-10 cm). Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32mm verleihen dem Schalensitz eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Das Richtungsrad in der Mitte bietet eine verbesserte Laufführung des Stuhles entlang langer Korridore. Die geformte Schaumpolsterung von Rücken und Sitz bringt ein Maximum an Komfort. Durch die Verwendung des Dartex-Materials werden Probleme des Feuchtigkeitstransportes erheblich reduziert.



Farboptionen: grün oder orange

- Die durchgehende Fußplatte mit Federmechanismus bietet dem Nutzer die Möglichkeit, während des Transfers die Füße darauf zu belassen.
- Eine leichte Neigbarkeit wird dadurch unterstützt, dass der Drehpunkt über dem Schwerpunkt liegt.
- Drei Sitzkissen sind erhältlich, die mittels Klettbindern fixiert werden. Die unterschiedliche Höhe der Kissen erlaubt die Anpassung an den Nutzer.
- Die Beine ruhen komfortabel auf einem Kissen, welches sich unabhängig zur Sitzkantelung vom Nutzer per Gasdruckfeder verstellen lässt.
- Als Zubehör erhältlich ist ein leicht abklappbarer Therapietisch aus Holz, der sich in der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle Montage und Demontage ist gewährleistet. Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der Tisch in der Horizontalen.

Art. Nr. 1104006

Gesamt-breite	Sitz-breite	Höhe Armlehnen	Sitz-höhe	Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Sitz-tiefe	Rücken-höhe	Gewicht
67	38 40 42 44 48	23 25 27	45/47/49 51/52/53 54/55/56	119 121 124	112	46	75 77 79	25

Ontario

Der Aufstehsessel Ontario bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Relax-Komfort. Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, sowie die Position der Beinauflage und die entsprechende Stellung zum mühelosen Aufstehen verändern. Der Stuhl ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und verleiht Ihrem Interieur einen heimeligen und gediegenen „Touch“.



Farben Ontario:



Art. Nr. 1104008

Ontario	81	45	18	46	112	92	50	75	57 kg	120 kg

Eagle

Die Patientenlifter Eagle wurden entwickelt um einen komfortablen Transport für den Patienten zu ermöglichen aber auch zur Unterstützung des Pflegepersonals. Die Patientenlifter Eagle 620 und Eagle 625 sind ausgestattet mit einer Linak-Elektronik, die durch die interne wiederaufladbare Batterie bis zu 45 netzunabhängige Liftvorgänge ermöglicht.



- Einfaches Faltsystem für schnellen Auf-/Abbau; jederzeit ohne Werkzeug durch Nutzung von Flügelschraube und Quick-Release-Sicherung.
- Perfekte Seitenstabilität durch verstellbare Rahmenschenkel, die durch ein leicht zu bedienendes Fußpedalsystem verstellt werden können.
- In dem Patientenlifter sind Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit vereint. Die hochwertigen Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 100 mm erlauben leichten Gebrauch in fast jeder Umgebung.
- Der niedrige Grundrahmen erlaubt das Unterfahren der meist verwendeten Pflegebetten.
- Not-Stopp und Not-Ablassaste
- Optional mit integrierter Waage



Eagle 620

Art. Nr. 110462001

Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Gesamt-breite (geschlossen)	Gesamt-breite (geöffnet)	Schenkel-höhe	Höchstlast	Gesamt-gewicht
174 cm	111,5 cm	55 cm	103,5 cm	111,5 cm	150 kg	37 kg

Eagle 625

Art. Nr. 110462010

Gesamt-höhe	Gesamt-länge	Gesamt-breite (geschlossen)	Gesamt-breite (geöffnet)	Schenkel-höhe	Höchstlast	Gesamt-gewicht
184 cm	129 cm	68 cm	122,5 cm	111,5 cm	175 kg	42 kg

Albatros I & II

Aufstehlifter zum einfachen Transfer des Patienten oder für die Therapie zur Entlastung der Organe und der Kreislauffunktionen.

Gurtsysteme

erhältlich in den Größen:

M 40 - 120 kg bis

XL 100 - 200 kg

Belastbarkeit

Albatros: 150 kg

Albatros I



Art. Nr. 1104AL1

Albatros II



Mit zusätzlichen Oberkörperpelotten und Fußschlaufen, zur besseren Fixierung.

Art. Nr. 1104AL2

ReTurn7500 - Aufstehhilfe

ReTurn7500 ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, er glänzt auch als Trainingsgerät, gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn7500 findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren hinten im Sessel oder Rollstuhl

- Fährt, wendet und dreht sich leicht und nahezu reibungslos auf allen Untergründen, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Äußerst einfach und intuitiv in der Handhabung – selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte
- Einfache Anpassung an den jeweiligen Pflegebedürftigen
- Aktiviert den Pflegebedürftigen, ohne dass die Pflegekraft schwer heben muss
- Stabile und sichere Bodenplatte
- Leicht manövrierbar und richtungsstabil
- Auch bei großen und schwergewichtigen Pflegebedürftigen ist für das Bewegen des ReTurn7500 nur minimale Schubkraft erforderlich.
- Das schmale hintere Profil der Bodenplatte ermöglicht richtig nahes Heranfahren des ReTurn7500 an den Pflegebedürftigen bis unter den Rollstuhl.
- Durch die Aussparung in der Bodenplatte kommt der Pflegebedürftige nah genug an einen Toilettenstuhl heran – für eine günstige Sitzposition.
- Die Neigung der Aufrichtleiter bietet Platz für physiologische Bewegungsmuster.
- Die Konstruktion ermöglicht auch der Pflegekraft mehr Bewegungsspielraum, mehr Nähe und noch bessere Unterstützung von verschiedenen Seiten.
- Die Aufrichtleiter bietet viele Greifmöglichkeiten, einschließlich eines physiologisch vorteilhaften „Kraftgriffs“ an der vertikalen Stange in der Mitte, sowie der Möglichkeit, sich hoch zu hangeln.
- Die Aufrichtleiter (zum Patent angemeldet) an der neuen Ausführung ReTurn7500i bietet eine Öffnung zum schnellen und einfachen Einhaken des ReTurnBelt.
- Die Position der Unterschenkelstützen lässt sich in Höhe und Breite leicht verstellen. Zudem passt sich der Winkel der Unterschenkelstützen der jeweiligen Position der Unterschenkel an.
- An der neuen Ausführung ReTurn7500i sind die Unterschenkelstützen standardmäßig mit einer zusätzlichen Polsterung versehen.
- Laufrollen mit Feststellbremse



Art. Nr. 31057500

Mobilisierungstrainer Movi

Ideal für behutsames Training der Arm- und Beinmuskulatur. Leichte Trainingskontrolle über das gut sichtbare Display - so wird die Verbesserung der Fitness zur einfachen Übung.

Produktdetails:

- Schonendes Training für Arme und Beine
- Unterstützt den Muskelerhalt
- Kann den Kreislauf stabil halten
- Verringerung oder Erhöhung des Widerstands über Einstellschraube
- Integrierter Runden- und Zeitzähler
- LCD-Anzeige
- Platzsparend durch Faltmechanismus



Protector-Slip

Eigenschaften:

- hochelastisches Material
- nahtlos rundgestrickt
- rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protpektoren

Eingearbeiteter Silberfaden:

- antibakteriell
- geruchsneutral
- Entzündungshemmend

Material: 90% Baumwolle, 10% Elasthan
im Schritt: 95% Baumwolle, 5% Silber

Größen: unisex: S - XXL

Farben: weiß

Pflege:



Kein Weichspüler!



Protektoren (1 Paar)

Eigenschaften:

- ergonomisch geformt
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
- geringes Gewicht

Material: viscoelastischer Weichschaum

Größe: Einheitsgröße (passend für alle Hüftprotector-Slips von suprima)

Farbe: Weiß

Pflege: Protpektoren zum Waschen aus den Taschen nehmen; mit handelsüblichem Waschmittel bei max. 40°C per Hand waschen



Protektoren wasserfest (1 Paar)

Eigenschaften:

- ergonomisch geformt
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
- geringes Gewicht
- waschbar / abwischbar
- kein Verschmutzen des Protpektors

Material: viscoelastischer Weichschaum in PVC-Folie eingeschweißt

Größe: Einheitsgröße (passend für alle Hüftprotector-Slips von suprima)

Farbe: weiß

Pflege: in wasserdichter Folie eingepackt; zum Reinigen einfach abwischen oder in der Maschine bei 60° waschen; Protpektoren dürfen nicht in den Trockner; keinen Weichspüler verwenden!



EasyGlide

Für Transfers im Sitzen zwischen Rollstuhl, Bett, Toilette, Autositz und vielen anderen Sitzgelegenheiten



RollerSlide

Für Transfers passiver Pflegebedürftiger im Liegen. Überbrückt Zwischenräume und Höhenunterschiede; bewegt sich zusammen mit dem Pflegebedürftigen während des Transfers.



MoveMaster

Für Transfers im Sitzen zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette und Hygienestuhl sowie für das Umpositionieren im Bett.



ReadySlide

Für Transfers im Liegen, das Positionieren im Sitzen und das Anlegen von Hebegurten im Sitzen.



EasySlide,

Für das Positionieren im Bett, zwei Ausführungen für teilaktive oder passive Pflegebedürftige.
140x90cm, 200x90cm



WendyLett

Ein Gleitlaken für Pflegebedürftige, die sich beim Drehen im Bett schwer tun, und ein Basislaken für die Kombination mit WendyLett2Way und WendyLett4Way.



TurnSheet 210x150cm

Für das Drehen schwerer und schmerzempfindlicher Pflegebedürftiger.



EasyBelt

Unterstützt bei Transfers im Sitzen, beim Aufstehen und bei Steh- und Gehtraining. Mit rutschfester Innenseite aus Feuchtigkeit abweisendem, PU-beschichtetem Nylon.



FlexiBelt

Unterstützt bei Transfers im Sitzen, beim Aufstehen und bei Steh- und Gehtraining. Mit weicher und angenehmer Innenseite aus Polyestersamt.



Walker/Gehwagen

Gehwagen mit Sicherheitsgurt, Sicherheitsrahmen, 6-facher Höhenverstellung, Sitzpolster, 6 Doppellaufrollen mit insgesamt 4 Feststellern, Sicherheitsbügel und Tasche.

- Gehwagen mit Anfahrschutz
- Gehwagen Mini - geeignet für Personen bis ca. 155 cm Körpergröße.
- Gehwagen Maxi



Gehwagen mit Anfahrschutz
Länge: 1025mm
Gewicht: 17kg
Breite: 815mm
Höhe: 1075-1225mm



Gehwagen Maxi
Länge: 1130mm
Gewicht: 24kg
Breite: 840mm
Höhe: 1040-1190mm



Gehwagen Mini
Länge: 890mm
Gewicht: 14kg
Breite: 720mm
Höhe: 885-1035mm

Rückenbespannung und Tasche in 8 verschiedenen Farben erhältlich.

Zusatzoptionen:

Therapietisch (GSB-Mini), Fußstütze (GFT), Gurtpolster (GGP), Infusionsflaschenhalter (GIH) und Gelkissen (GKGW-Mini).

Art. Nr. 2120GW20



XXL Duschstuhl Wheeler

- Dusch- und Toilettenstuhl in einem Stuhl integriert
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Sitzbreite: 61 oder 71 cm
- Rückräder extra groß (24“) ermöglichen ein einfacheres und stabileres fahren
- Option: Butterfly-Armlehnen, erhöhen die Sitzbreite um 14 cm



XXL Duschhocker

- Anpassbare Sitzhöhe (44 – 59 cm)
- Anpassbare Sitztiefe (40 – 52 cm)
- Sitzbreite 61 oder 71 cm
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Nach außen geneigte Armlehnen um eine Quetschung des Körpers beim Niedersetzen zu vermeiden



XXL Toilettenstuhl

- Anpassbare Sitzhöhe (44 – 59 cm)
- Anpassbare Sitztiefe (40 – 52 cm)
- Sitzbreite 61 oder 71 cm
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Nach außen geneigte Armlehnen um eine Quetschung des Körpers beim Niedersetzen zu vermeiden



XXL Rollstuhl Minmaxx

- Faltbarer Rollstuhl
- Sehr einfach zu schieben
- Unterschiedliche Armlehnen verfügbar
- Max. Belastbarkeit 325 kg
- Option: Motorenantrieb, erleichtert zusätzlich das Schieben



XXL Gehhilfe Stand Tall

- Höhe anpassbar (100 – 130 cm)
- Breite: 76 cm
- Geeignet zum Gehen und zum Mobilisieren aus dem Sitzen
- Bremsbare Räder
- Bremsen können auch mit der Hand bedient werden, zB zur Tempokontrolle
- Max. Belastbarkeit 325 kg



XXL Rollator King

- Sehr stabil
- Einfach faltbar und zu manövrieren
- Sehr leichte Handbremsen
- Passt durch Türen und ins Autos
- Das neue Designe aus Stahl und breiten Rädern ermöglicht ein sicheres und einfacheres fahren
- Max. Belastbarkeit 295 kg



XXL Gehstock, optional 4-Point

- Der gebogene Hals platziert das Gewicht genau über den Mittelpunkt des Stockes, dies erhöht die Stabilität und Sicherheit.
- Erhöhte Stabilität durch vier Füße
- Kunststoffgriff
- Anpassbare Höhe (71 – 93 cm)
- Max. Belastbarkeit 270 kg



XXL Krücke

- Max. Belastbarkeit 325 kg

Havel

HEALTHCARE

Bade- und Toilettenhilfen



Duschstühle
Badewannenlift
Badezimmerhandgriffe
Kopfwashbecken
Leibschüssel/Stechbecken
Toilettensitzerhöhung
Wasserschutz

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

DS Wien

Ideal für die Nutzung in Einrichtungen, wie Duschen, Bädern und anderen vergleichbaren Umgebungen. Mit Griffen an den Seiten der geformten Sitzfläche ist für ihren Komfort gesorgt. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich.

Gesamtbreite: 48 cm
Tiefe: 56 cm
Höhe: 72 - 82 cm
Rückenhöhe: 37 cm
Sitzbreite: 41 cm
Sitzhöhe: 34 - 44 cm
Gewicht: 2,8 kg
max. Nutzergewicht: 113 kg



Art. Nr. 11048001734

DS Linz



Art. Nr. 2109771100200




Art. Nr. 2109771100100

MAXILINE



5-fach höhenverstellbare Beine



Belastbarkeit

Abmessungen

Maße Sitzfläche	430mm/410mm
Gesamtbreite	570mm in oberster Stellung (510mm)
Höhe Sitzfläche	30mm
Höhenverstellung	5-fach: 410-510mm

Weiteres

Maximale Belastung	250kg
Gewicht mit Rückenlehne	4,5kg
Gewicht Rückenlehne	0,9kg
Oberfläche Sitzfläche	seidenmatt, rutschsicher
Farbe	weiß

- Gibt Sicherheit bis 250kg Belastung
- Querverstrebung an den Beinen sorgen für Stabilität
- 5-fach höhenverstellbare Beine
- Gummifüße verhindern Verrutschen
- Passt in jede Dusche
- Beine aus silber eloxiertem Aluminiumrohr

DS Salzburg

Mit Arm- und Rückenlehnen. Gibt Sicherheit im Bad

- Egal für welche Größe – dieser Duschstuhl ist durch seine 4-fach höhenverstellbaren Beine für alle leicht einstellbar
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Wasserablaflöcher in der Sitzfläche sorgen für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit
- Der Duschstuhl lässt sich leicht reinigen
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium




Art. Nr. 2109550-200-300

Abmessungen	
Gesamtbreite	510mm
Gesamthöhe	930-1010mm
Höhe Rückenlehne	480mm
Sitztiefe	430mm
Gesamttiefe	520mm
Sitzhöhe	4-fach; 450-530mm
Sitzbreite	410mm
Tiefe Sitzplatte	410mm
Max. Belastung	130kg
Gewicht	5,5kg



5-fach höhenverstellbare Beine



Belastbarkeit



Hygieneaussparung

Materialien

Rahmen	geschweißtes Aluminium, pulverbeschichtet
Sitzplatte und Rückenlehne	PE-HD

DS St. Pölten

- Dieser Duschstuhl ist mit nur einem Handgriff schnell und einfach faltbar und lässt sich optimal verstauen wenn er nicht Gebraucht wird
- Egal für welche Größe-dieser Duschstuhl ist durch seine 4-fach höhenverstellbaren Beine für alle leicht einstellbar
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Wasserablaflöcher in der Sitzfläche sorgen für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit
- Der Duschstuhl lässt sich leicht reinigen
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



DSR Eisenstadt

Ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, Kunststoffsitzfläche mit Hygieneausschnitt, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5" Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller

Farbe: grau/blau

Maße: Sitzbreite 46 cm, Sitzhöhe 51 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (BxT): 56 x 87 cm, Überfahrhöhe: ohne Eimeraufnahme 47 cm – mit Eimeraufnahme 43 cm,

Gewicht: 11,9 kg

Max. Benutzergewicht: 130 kg

Art. Nr.110333454



DSR Graz

Aluminium Rückenbügel mit PU-Polster, leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt – wahlweise vorne oder hinten, inkl. Eimeraufnahme, höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, 5" Schwenkräder, hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller

Farbe: grau / blau

Maße: Sitzbreite 52 cm, Sitzhöhe 55 cm, Sitztiefe 45 cm, Außenmaße (BxT): 62 x 89 cm, Überfahrhöhe 43 cm,

Gewicht: 15,1 kg

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Art. Nr. 110336954



www.bardeliot.org

DSR Klagenfurt

Der robuste Dusch- und Toilettenrollstuhl.

Der Dusch-Toilettenstuhl DSR Klagenfurt hat einen Rahmen aus weiß eloxiertem Aluminium und wird mit vier 5"-Rädern geliefert. Alle vier Rollen sind bremsbar.

Sitz, Rücken und Armlehnen sind aus weichem PUR-Schaum gefertigt, so dass der Sitzkomfort gegenüber Standard-Kunststoffsitzen deutlich erhöht wird.

Die Fußstützen sind höhenverstellbar und einzeln abnehmbar. Der Duschrollstuhl / Toilettenstuhl Klagenfurt wird komplett mit Toiletteneimer und Abdeckung geliefert.

Merkmale vom Dusch- und Toilettenrollstuhl:

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 43 cm

Sitzhöhe: 49 - 54 cm (in 25mm Stufen)

Gesamtbreite: 56 cm

Gesamthöhe max. 95 cm

Max. Benutzergewicht: 130 kg

Leergewicht: ca. 14,3 kg

Lieferung erfolgt teilmontiert

Überfahrhöhe: 42 cm

Art. Nr.3101302018



TS Standard

Der Toilettenstuhl Andreas hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne. Durch seitlich abschwenkbare Armlehnen ermöglicht es einen einfachen Ein- und Ausstieg. Der Toilettensitz ist ausgestattet mit Sitzpolster. Der Eimer ist einfach entnehmbar. Weiters bietet der Toilettenstuhl einen Antirutschpuffer um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Die Farben sind grau und blau.

Benutzergewicht: CE-geprüft bis 100 kg Körperlast

Maße: Tiefe 62 cm

Breite 57 cm

Sitztiefe 45 cm

Sitzhöhe 52 cm



Badewannenlift Bellavita

Der leichteste seiner Klasse - Zweite Generation

- 2. Generation ab S/N 400000
- Neue, einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der einzige Badewannenlift mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wannentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlift (ab SN 400 000), zwei Jahre Garantie auf den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Handsteuerung, Netzteil und Verschleißteile)



Mit Bezugsset
Erhältlich in blau,
weiß und grau



Ohne Bezugsset
Erhältlich in blau,
weiß und grau



Mit Comfortbezug
Erhältlich in blau,
weiß und grau

Ivy

Der funktionale und stabile Badewannengriff unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in Ihre Badewanne. Leicht zu installieren und anwendbar bei den meisten Badewannentypen durch den verstellbaren Klemmmechanismus.

Gesamtbreite: 18 cm

Tiefe: 23 cm

Höhe: 48 cm

min. - max. Öffnung: 6 - 11,5 cm

Gewicht: 1,6 kg

max. Nutzergewicht: 113 kg



Izzie

Die Badezimmerhandgriffe sind in verschiedenen Längen von 30 cm bis 80 cm erhältlich (außer Izzie L/R). Speziell entwickelt wurden diese Griffe für die Nutzung in Bädern, Duschen oder vergleichbaren Umgebungen und werden mit Montagematerial geliefert.

Izzie 30, 40, 45, 60, 80 cm

Tiefe: 7 cm

Gewicht: 0,4 - 0,8 - 0,5 - 0,65 - 0,8 kg


Izzie L/R

Gesamtlänge: 48 cm

Höhe: 84 cm

Tiefe: 7 cm

Gewicht: 1,1 kg



Kopfwaschbecken

Kopfwaschbecken eckig aufblasbar

Zweireihig, aus Kunststoff, Farbe weiß,
Maße: 66x61x15cm, Ablaufschlauch mit 80cm Länge, dieser wird z.B. in
einen neben dem Bett aufgestellten Eimer geleitet,
mit Klemme zum Absperren

Art. Nr. 110330422

Dazugehörige Pumpe

Art. Nr. 110310451



Kopfwaschset

Kopfwaschwanne wie bei Art. Nr. 110330422 beschrieben, im Set mit
Wasserbeutel zum Aufhängen, mit ca. 6L Inhalt, daran Duschkopf mit
Absperrklemme, bestens geeignet für die Kopfwäsche in liegender
Position oder für unterwegs

Art. Nr.110330425

Dazugehörige Pumpe

Art. Nr. 110310451



Kopfwaschwanne

Tiefgeformte Kunststoffmulde mit Ausnehmung für den Hals,
Maße: 49x41x18,5cm, Schlauchlänge 90cm,
Mit Verschlußstopfen und Doppeldichtung, zum komfortableren
Waschen der Haare in liegender Position

Art. Nr.11033151



Leibschüssel mit Griff

Die Leibschüssel mit Griff ist ein wichtiges Hilfsmittel für bettlägerige Patienten.

Leicht zu reinigen.

Belastbar bis 140kg

Einzeln verpackt im Nylonbeutel

autoklavierbar

Art. Nr. 11033004



Stechbecken

- Stechbecken aus Kunststoff (mit Deckel und Griff, aus schlagfestem Polypropylen, autoklavierbar bis 130°C, äußerer Beckendurchmesser 312mm; Ersatzdeckel verfügbar; stapelbar, elfenbeinfarben)
- Stechbecken aus Edelstahl (für Erwachsene, aus Chromnickelstahl, mit Deckel, äußerer Durchmesser 300mm)



Toilettensitzerhöhung Wildspitze

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel
- Guter Halt – rutsch- und verschiebungssicher
- Rutschsicherer Griff durch genoppte Oberfläche
- Belastbar bis 150 kg
- 3-fache Höhenverstellung (6,5 / 10 / 13,5 cm)
- Auf Sicherheit geprüfetes Produkt
- Gut zu reinigen, da durchgängig glatte Oberflächen
- Maße Korpus mit Armlehnen L 48,5 cm, B 56 cm, H 41 cm
- Maße Öffnung L 25 cm, B 23 cm, H 16,5 cm



Bade- und Duschschutz Wasserschutz für den Verband und Gips

Wasserdicht – optimaler Verband- und Gipsschutz

Egal ob Sie ein entspannendes Bad nehmen oder duschen - Ihr Verband, Gipsarm oder Gipsbein bleibt trocken! Eine latexfreie Neoprenmanschette schließt die geschmeidige Schutzhülle wasserdicht ab. Der Bade- und Duschschutz sitzt fest ohne einzuschnüren und verhindert zuverlässig, dass Wasser eindringt. Der Verband- und Gipsschutz kann vollständig ins Wasser eingetaucht werden.

Wiederverwendbar, strapazierfähig und bequem zu tragen

Da der Bade- und Duschschutz robust und wasserfest ist, kann er bei vorsichtigem Umgang in der Hydrotherapie oder auch beim Schwimmen mit Gipsverband benutzt werden.



Folgende Modelle sind erhältlich für:

- komplettes Bein
- halbes Bein
- halber Arm
- Hand
- ganzer Arm
- Ellenbogen

Technische Informationen zum Bade- und Duschschutz

Material der Manschette	Latexfreies Neopren. Innenseite rutschfest. Außenseite durch Nylongewebe verstärkt.
Material der Hülle	Dreischichtiges satiniertes PVC/Nylon/PVC, latexfrei, schwer entflammbar.
Farben	Schwarze Manschette/transparente Hülle
Inneres Verstärkungsmaterial	Maschenreicher Nylonzwirn.
Verarbeitung	Alle Säume sind zusammengeschweißt, frei von Lösungsmitteln und Klebstoffen.
Qualität	Hergestellt nach den ISO 9001-Anforderungen. Als Medizinprodukt Güteklasse 1 trägt es das CE-Zeichen.

Havel

HEALTHCARE

Sonstige Hilfsmittel



Waagen und Messsysteme
Medizinische Messgeräte
Desinfektionsmittelspender
Urinflaschen
Trinkbecher
Nierenschalen
Einmalprodukte
Kompressen
Patientenarmbänder

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer, Stethoskope



Blutdruckmessgerät für den Oberarm mit Speicher und Auswertung



Mechanisches Blutdruckmessgerät mit Ein- oder Zweischlauchsystem



Blutdruckmessgerät für das Armgelenk



Fieberthermometer

Art. Nr.1112521-0-24



Ohrthermometer

Art. Nr.1112521-0-019



Doppelkopfstethoskop

Art. Nr.112710-0-100



**Funkfähige Säuglingswaage
mit optimiertem
Dämpfungssystem**



**Kopfumfangmessband für
Säuglinge und Kleinkinder**



**Stuhlwaage zum
Wiegen im Sitzen**



**Funkfähige Rollstuhlwaage mit
Geländer und Transportrollen**



Körperwaage 4100
ermittelt das Körpergewicht, Körperfett,
Körperwasser und Muskelanteil,



Flachwaage mit Kabelfernanzeige

Seifen- und Desinfektionsmittelspender

Die Spender sind geeignet für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen. Ein einfaches Entnehmen der Pumpe wird durch die nach oben hin schwenkbare Auslaufblende sicher gestellt. So kann die Pumpe nach vorne entnommen werden ohne den Spender von der Wand zu nehmen.

Der Spender ist autoklavierbar, kann bei ca. 0,7 ml/ 1,0 ml/ 1,2 ml/ 1,5 ml dosiert werden und wird inkl. Wandhalter und Montagesatz mit Leerflasche geliefert.

Verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Füllmenge: 500 ml oder 1000 ml Einwegflaschen
- Bedienhebel: kurz oder lang in Edelstahl
- Gehäuse: Aluminium oder Edelstahl oder in den Farben rot, orange oder gelb

Auf Anfrage div. Montagesätze für Betten, Visitenwägen, usw.



Desinfektionsmittelspender Touchless

- Im Dauereinsatz bewährte Pumpentechnologie
- Materialauswahl nach hygienischen Gesichtspunkten
- Berührungslose Bedienung optimiert die Händehygiene
- Einfacher Pumpen-Ausbau durch Frontentnahme
- Batteriestandsanzeige
- Passend für 500 ml- und 1000 ml-Flaschen
- Abschließbare Verschlussblende als Zubehör lieferbar



Art.Nr. 21051417728

Schalenhalter für Desinfektionsmittelspender

SH E 26

Der Schalenhalter SH E 26 wird einfach über das Spendergehäuse gehängt und hat eine herausnehmbare Schale.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 150 x H 357 x T 264 mm



SH 1

Der Schalenhalter SH 1 wird an die Wand montiert - kurze Seite zur Wand.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 150 x H 95 x T 263 mm



SH 3

Der Schalenhalter SH 3 wird an die Wand montiert - lange Seite zur Wand.
Material: Edelstahl mit Kunststoff-Schale
Abmessung: B 190 x H 96 x T 190 mm

Halterungen für Desinfektionsmittelspender



Desinfektionsmittelhalterung für Bett

Mit diese Desinfektionsmittelhalterung können 500 ml Desinfektionsmittelflaschen am Bett fixiert werden. Verschiedene Ausführungen ermöglichen, dass die Halterung auf allen Bettentypen eingesetzt werden kann.

Durch die zusätzliche Schale wird verhindert, dass das Desinfektionsmittel auf den Boden tropft und diesen beschädigt oder zur Rutschgefahr führt.



Desinfektionsmittelsäule

Die praxisorientierte Lösung im Bereich flexibler Desinfektions-Säulen. Erstklassige, robuste Qualität und bewährte Funktionalität. Standardmäßig vorbereitet für die Montage eines manuellen oder berührungslosen Desinfektionsmittelspenders.

- Ideal für Eingangsbereiche, stark frequentierte Areale sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist.
- Solide und hygienische Edelstahlausführung
- 5 Jahre Garantie
- Extra schwere Bodenplatte mit Gummifüßen für einen sicheren und stabilen Stand
- Für alle handelsüblichen Hände-Desinfektionsmittel geeignet

Auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar:

- Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP)
- Räder
- Auffangschale
- Verschlussblende
- individuelle Beschriftung und Firmenlogo

Desinfektions-Säule:

B 400 x H 1413 x T 400 mm

Desinfektions-Säule mit Rädern:

B 500 x H 1413 x T 500 mm




Abbildung: Desinfektions-Säule mit Spender **ingo-man® plus Touchless** und Schalenhalter (beides als Zubehör lieferbar)

Handschuhhalterung


Haltesystem für Handschuhspender • Edelstahl Ausführungen für einen, zwei oder drei handelsübliche Handschuhspender.

Das Haltesystem für Handschuhspender ist zur platzsparenden Wandmontage von handelsüblichen Handschuhspendern besonders geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore, Pflegedienste usw.


Haltesystem für 1 Handschuhboxen



Haltesystem für 2 Handschuhboxen



Haltesystem für 3 Handschuhboxen



Handschuhhalterung für 3 Handschuhboxen und einen Desinfektionsmittelspender

Urinflaschen für Männer (mit langem Hals, eckig) und Frauen

Aus hochwertigem Material

- Polycarbonat: glasklar, autoklavierbar, bis 130°C (nur PC-geeignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwenden)
- Polypropylen: durchscheinend, autoklavierbar bis 130°C
- Polyethylen: milchig, hitzebeständig bis 90°C desinfizierbar
- Polyvinylchlorid: glasklar, desinfizierbar
- Passend für Urinflaschenhalter
- Mit anhängendem Deckel : aus weißem Polyethylen, hitzebeständig bis 90°C; aus türkisfarbenem Polyethylen, autoklavierbar bis 130°C
- 1 Liter Fassungsvermögen
- graduert



Halter für Urinflaschen eckig

mit weißem Kunststoff beschichtet; passend für alle Urinflaschen aus Kunststoff und Glas; zum Anhängen an das Krankenbett



Urinprobenbecher mit Schraubverschluß bzw. Deckel




Trinkbecher mit Griff

- Trinkbecher mit bzw. ohne Griff, komplett mit Oberteil
- Oberteil 4mm besonders für die Einnahme von Flüssigkeiten geeignet
- Oberteil 12mm besonders für die Einnahme von Brei geeignet
- Griff ermöglicht gute Handhabung, bei Bewegungseinschränkung kann die Hand gut zwischen Griff und Becher Halt finden
- 250ml Inhalt
- Autoklavierbar bis 130°C
- Auch als Zahnpflegebecher bei motorischen Störungen verwendbar



Trinkgläser

- Aus Polycarbonat
- glasklar, stapelbar, lebensmittelecht
- Spülmaschinenfest (nur PC-geeignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwenden)
- ausgezeichnete Schlagfestigkeit
- Geeicht
- Unzerbrechlich
- Mehrfachgebrauch



Medikamentendispenser

Medikamentendispenser mit Schiebedeckel:
Sichert saubere Medikamentenaufbewahrung und einfache Handhabung



Nierenschale aus Kunststoff

- Lebensmittelechtes Material
- Länge: 25cm
- Autoklavierbar bis 130°C
- Die farbliche Unterscheidung sichert Ordnung auf den Stationen



Nierenschale aus Edelstahl



Nierenschale aus Pappe



Mediware Einmalpinzetten - steril

Einzel steril verpackt, anatomische Form, zum sicheren Erfassen im med. Arbeitsfeld.
(In praktischer Mehrwert-Packung mit 50 + 2 Stück)



Sharpsafe® Abfallcontainer eckig

Die Sharpsafe® Container sind besonders dickwandig. Mit großer Einfüllklappe sowie Rückschlagsicherung, um ein unbeabsichtigtes Herausfallen von kontaminiertem Müll zu vermeiden. Mit Abstreiföffnungen für Kanülen, Penkanülen und Klingen. Entsorgung durch Müllverbrennung



Kalt- /Warmkompresse

7,5 x 13 cm 50 Stück	21 x 38 cm 10 Stück
13 x 14 cm 50 Stück	30 x 40 cm 6 Stück
12 x 29 cm 25 Stück	7,5 x 35 cm 12 Stück
16 x 26 cm 20 Stück	7,5 x 52 cm 12 Stück



Moorkompressen

Hervorragend geeignet als Wärmeträger mit "Naturmoorfüllung". Die Folienbeutel sind hautfreundlich, leicht formbar und phthalatfrei. Das Produkt ist auf Wärmeanwendung ausgelegt

Nacken & Schulter
(20 x 50 cm) Einzelverpackung/Bulk

12 x 29 cm 5 Stück/Bulk
16 x 26 cm Einzelverpackung/Bulk
22 x 38 cm Einzelverpackung/Bulk
30 x 40 cm Einzelverpackung/Bulk

Kältesofortkompressen

Hergestellt aus bedruckten Flachfolienbeuteln und gefüllt mit Granulat (Urea) und einer Wasserblase aus Spezialfolie zur Einmalanwendung. Mit dieser Auslegung erreichen Sie eine ideale (Kältekurve), schnelle und hautfreundliche Kältewirkung auf Zeit

15 x 21 cm 10 Stück im Karton
15 x 27 cm 15 Stück im Karton



Kühlmasken/Migräne-Masken

Gern verwendetes Produkt im Bereich Wellness und Therapie. Zur Kühlung im Temperaturbereich größer 0° (Kühlschrank). Die Folien sind hautfreundlich und phthalatfrei.

ca. 150g
VE 10 Stück
Sondermaße und -formen auf Anfrage

Patientenbänder

Kunststoffarmband 25 mm - Unbedruckt



- | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|
|  | • White 11 |  | • Pink 12 |
|  | • Kelly Green 22 |  | • Light Green 15 |
|  | • Day Glow Orange 29 |  | • Red 16 |
|  | • Blue 13 |  | • Black 20 |
|  | • Cranberry 25 |  | • Lavender 23 |
|  | • Day Glow Pink 37 |  | • Goldenrod 24 |
|  | • Navy Blue 70 |  | • Gray 26 |
|  | • Silver 50 |  | • Aquamarine 35 |
|  | • Amazing Grape 33 |  | • Tan 48 |
|  | • Gold 51 |  | • Yellow 14 |
| | |  | • DG Green 39 |

Havel

HEALTHCARE

EDV



Medizinische PCs und Displays
Befundungsmonitor
Wandeinbau
Trägersysteme
Mobile Lösungen
Hygienische Tastaturen/Mäuse
Laptop-Tastaturschutzfolie
Bed-Side-Terminal

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 2057700 6386

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

ACL OR-PC® LP-Serie

Der schlanke PC der ACL OR-PC®-Produktfamilie ist der ideale Arbeitsplatz für PDMS, KIS- oder PACS-Applikationen. Besonders leicht zu desinfizieren durch Vollglasfront und allseitig glatte Außenflächen. Spitzenleistung zum günstigen Preis.

Ausstattung:

Intel® Core™i5 (4. Generation ULV Prozessor)
8 GB RAM
128 GB SSD

Optionen:

bis Intel® Core™i7
(4. Generation ULV Prozessor)
bis 32 GB RAM
bis 480 GB SSD



ACL OR-PC® OD

Auch der Kompakte unter den ACL OR-PC® bietet volle Leistung bei geringstem Platzbedarf. Unsere preisgünstige Lösung für den Anschluss externer Monitore.

Ausstattung:

- Intel® Core™i5 (4. Generation ULV Prozessor)
- 8 GB RAM
- 128 GB SSD
- ohne integriertes Display

Optionen:

- bis Intel® Core™i7 (4. Generation ULV Prozessor)
- bis 32 GB RAM
- bis 480 GB SSD




Medical Display/Dicom-Display

Diese Baureihe der ACL Medical Displays ist speziell für die Wiedergabe radiologischer Aufnahmen entwickelt.

Über DICOM-konforme Kennlinien in der Helligkeitssteuerung wird eine den menschlichen Sehgewohnheiten besser angepasste Bilddarstellung erreicht.

Der erfahrene Radiologe kann damit auf Tastendruck feinste Abstufungen in den Schattierungen noch schneller und sicherer erkennen.



Befundungsmonitore

Mit den EIZO-Produkten bieten wir für jede Aufgabe die perfekte Lösungen für die medizinische Bildwiedergabe. Dank bester Darstellungsqualität liefern sie verlässliche Bilder für die exakte Befundung und Betrachtung sowohl in Monochrom als auch Farbe.



ACL Wandeinbau

Die modular aufgebauten ACL-Wandeinbaulösungen sind individuell konfigurierte Integrationslösungen für den stationären Einbau im OP-Bereich. Entsprechend den Erfordernissen Ihrer konkreten Einbausituation kann die ACL-Wandeinbaulösung als Computer, Monitor oder Mehrschirmlösung in Ausstattung und Abmessung ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

Da ACL-Wandeinbaulösungen auch über die Hardwarebasis der anderen ACL OR-PC® verfügen, sind damit erstmals klinikweit durchgängig imagekompatible Lösungen für medizinische PC realisierbar. Das modulare Konzept von ACL überzeugt hier mit hoher Wirtschaftlichkeit und Servicefreundlichkeit. So ist z.B. der Austausch von allen Komponenten ohne Verletzung der sterilen Umgebung des Operationssaales möglich.

Alle Systeme sind schon im Auslieferungszustand für spätere Updates vorbereitet und müssen dafür nicht demontiert werden. Aufmaß und Einbau vor Ort verstehen sich von selbst.



Portable

Die Stärken des trotz Aluminiumgehäuse leichten ACL OR-PC® Portable liegen im mobilen Betrieb. Zwei integrierte Lithium-Ionen-Akkus sorgen für langes netzunabhängiges Arbeiten. Durch die Intel®Core™i5/i7 Prozessoren der 4. Generation können Sie auch im mobilen Betrieb mit höchster Leistung und Kompatibilität rechnen.

Der integrierte 15,6“(39,2cm)-TFT Bildschirm bietet mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) ein gestochen scharfes Bild. Eingaben können auch ohne Tastatur bequem über den integrierten PCap-Touchscreen vorgenommen werden. Die integrierte rückseitige VESA-Schnittstelle ermöglicht die Nutzung vorhandener handelsüblicher Montagesysteme.



Tischträger für PCs, Laptops, Tastaturen und Mäuse

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Trägersystemen, welche nach Ihren individuellen Bedürfnisse konfiguriert werden.

Die Halterungen werden mit unterschiedlichen Aufnahmen (z.B. VESA) geliefert. Unter anderem können medizinische PCs, Bildschirme, Notebooks, Tastaturen und Mäuse auf den Trägersystemen fixiert werden. Verschiedene Wandhalterungen sind ebenso verfügbar wie Montagemöglichkeiten auf Deckenstativen, Narkosegeräten oder mobile Lösungen.

Je nach Spezifikation haben die Haltersysteme eine Dreh- und Neigefunktion, sind ein oder zweifach horizontal und/oder vertikal schwenkbar sowie höhenverstellbar.

Auf Wunsch können auch Lösungen mit integrierter Kabelführung angeboten werden.



Tischträger



Horizontal schwenkbarer
Tragarm zweifach



Halterung zweifach schwenkbar
für PC und Tastatur,
Tastatur aufklappbar



Rundrohrhalterung horizontal und
vertikal schwenkbarer



Halterung Profilschiene horizontal
schwenkbar, Neigefunktion des Med-PCs
und der Tastatur

Mobile Lösungen

Mit der Verfügbarkeit von WLAN-Netzwerken in vielen Krankenhäusern sowie von leistungsfähigen Akkus am Markt steigt auch die Nachfrage nach mobilen Lösungen. Mit der ACL-Visitenwagenserie stellen wir Ihnen daher eine Reihe hochflexibler Lösungen zur Verfügung, die den ACL OR-PC® bzw. das Medical Display mit einer auf Sie zugeschnittenen Akkulösung in einem Rollwagensystem Ihrer Wahl vereint.

Selbst die Integration unseres Batterie- und PC-Systems in Ihre bereits vorhandenen Rollwagen ist denkbar ...

Typische Anwendungsbeispiele für mobile ACL-Lösungen:

- papierlose mobile Visite
- Visualisierungen für den Patienten
- Eingaben ins PDMS (etwa bei der Arzneimittelausgabe)
- mobiles PACS- oder Endoskopiesystem im OP



ACL OR-PC® – MPSB/MPSL

Die mobilen PC-Wagenlösungen von ACL vereinen unseren ACL OR-PC® mit einer speziell konfektionierten Akkulösung in einem Rollwagensystem Ihrer Wahl. Das System besteht aus einem im Fuß des Wagens integrierten Blei Gel-oder Lithium-Ionen-Akku mit passender Steuerungselektronik und Ladezustandsanzeige.

Die Ladung des Akkus erfolgt wahlweise über das interne Netzteil oder ein separates Ladegerät. Das System kann ohne großen Aufwand in die meisten handelsüblichen Medikamenten-, Visiten- oder Rollwagen integriert werden.



Laptop-Visitenwagen

die richtige Wahl bei geringer Stellfläche

Der Einsäulenwagen ist in einem schlanken, unauffälligen Design gehalten. Eingesetzt bei geringem Platzbedarf, ist dieses Einstiegsmodell hauptsächlich für einfachere Konfigurationen vorgesehen. Das Basisgestell ist mit vier oder fünf Auslegern bei einer Tragfähigkeit von bis zu 65 kg verfügbar und bietet dank der variablen Auslegergestaltung hohe Standsicherheit.



- Alle Tastaturen sind IP68 – komplett wasserdicht
- Sehr leichter und angenehmer Tastenanschlag
- Leicht zu reinigen durch niedrige Tasten und keine Zwischenräume
- Clean-Funktion für während des Betriebes
- USB-Schnittstelle
- Farbe: Standard weiß, Auf Anfrage schwarz

C8100



- Tastenanordnung ident mit einer herkömmlichen PC-Tastatur

C4400



- Touchpad
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Kompakte Tastenanordnung
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

C7000



- Nummernblock
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Kompakte Tastenanordnung
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

C4110



- Kompakte Tastatur
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

4450



- Touchpad
- Variationen: auch als Funktastatur erhältlich
- Kompaktes Tastenfeld

Touch-scroll Maus



- Desinfizierbare Maus
- Mausexfunktion über Touch-sensor – genau so einfach und komfortabel wie bei normaler Maus
- Komplette Silikonhülle ohne Rillen für maximale Hygiene
- Schutzart IP68 Vollversiegelung
- 1000 dpi optische Laser-Abtastung
- 2 mechanisch geführte Maustasten

Funk-Maus



- Desinfizierbare Maus
- 2,4 GHz Funkübertragung (USB-Dongles)
- Reichweite bis 10 m
- Spannungsversorgung: 2x AAA Batterien
- Schutzart IP68 Vollversiegelung
- 800 dpi Laser-Abtastung
- 2 Maus Tasten + 3 Tasten Scrollrad Emulation

Maus I



- Desinfizierbare Maus
- Schutzgrad: IP68
- Optische Abtastung 800dpi
- 2 Tasten + 3 Tasten Scrollrad Emulation
- USB oder PS/2 Schnittstelle

Maus II



Laptopschutzfolie

- Schützt vor Staub, Keimen und Flüssigkeiten
- Mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln, oder 10% Bleiche zu reinigen
- Bis zu 108° C sterilisierbar
- Transparent



Bedside Terminals

- Jeder Patient verfügt über seinen eigenen Fernseher
- Internetzugang
- Kommunikation mit dem Patienten
 - Menüauswahl
 - Information über Untersuchungstermine im KH
 - Patientenumfragen
 - Informationen zu Medikamenten inkl. Erinnerungsfunktion
- Telefon
- Einfache Installation und Abrechnung mit dem Patienten

