

Havel

HEALTHCARE

Lagerungskissen



Dekubitusprophylaxe
Physiotherapie
Beinschienen
Röntgen- und OP-Lagerung
Lagerung rund ums Baby
Gel-Lagerungskissen
Sitzkissen

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 64903-99

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Lagerungskissen - Inhaltsverzeichnis

Bezugs- und Oberflächenvarianten	3
Lagerungskissen allgemein	6
Lagerungskissen Decubitusprophylaxe und Therapie	11
Lagerungskissen Kranken- und Altenpflege, postoperative Pflege	18
Lagerungskissen Physiotherapie, Reha und Massage	26
Lagerungskissen Schienen und Polsterzubehör	33
Lagerungskissen Rund ums Baby	39
Lagerungskissen Röntgen- und OP-Lagerung	43
Lagerungskissen Diagnostik	53
Lagerungskissen Fixierungen	56
Gel-Lagerungskissen	60
Sitzkissen	66

Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist.

Bezugs- und Oberflächenvarianten

KL	Kunstleder, Standard (weiß) oder nach Farbkarte, genäht. In weiß teilweise geschweißte Ausführung. Bei dauerhafter Lagerung unbedingt einen Schutzbezug z.B. aus Trikot-Stoff verwenden.
KL-antistatisch (auf Anfrage)	Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, 108 - 1010 Ω nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Ausführung, geben Sie immer zusätzlich „KL-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Ausführung ist, wenn nicht extra aufgeführt, mit 30 % Mehrpreis zum Standard-KL-Bezug erhältlich.
PU	PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard (agave) oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, mikroporöse Oberfläche. Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.
PUD	PUD-Beschichtung in wasserdichter Ausführung, Standard agave oder nach Farbkarte Wichtig: Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!
PUD-antistatisch	PUD-Beschichtung antistatisch, anthrazit, 108 - 1010 Ω nach DIN 53482 Wichtig: Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich „PUD-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.
Trikot und Nessel	weiß
Frottee	natur
Anti-Milben-Bezugsmaterial	weiß
PU-Stoff	PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend
PU-Stoff - antistatisch	PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum normalen KL-Bezug
Micronara	Micronara (Microfaser), nach Farbkarte
PVC	Standard (creme) oder nach Farbkarte, bei Röntgentisch-Auflagen transparent

Füllmaterialien

Schaumstoff	in unterschiedlichen Festigkeitsgraden
Polystyrolkugeln	nicht waschbar
Neopolenkugeln	bis 60°C waschbar
Bifill	weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 95°C.
BIPLUS	Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen

PU = Polyurethan-Beschichtung
PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht
PVC-tr. = PVC transparent
* = gebräuchlichstes Maß

KL = Kunstleder
W = Wachstuch
Tr = Trikot
N = Nessel

Pflegeanleitung

Waschbarkeit der Stoffe: siehe Farbkarte, Kunstleder-, PVC und Wachstuchbezüge sowie die PU- und PUD-Beschichtung sind mit den VAH-gelisteten Wischdesinfektionsmitteln zu behandeln. Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar. PVC **nicht** autoklavierbar. Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.

Kunstleder



weiß - Standard

creme

apricot

gelb

agave

violett

cyclame

chrom



atollblau

royalblau

feuerrot

bourdoux

braun

grün

schwarz

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.

PU-Beschichtung



agave
Standard

weiß,
Mehrpreis 20%

schwarz

blau

violett

rot

gelb

Orange

PUD-Beschichtung/dicht



agave
Standard

Orange

schwarz

blau

hellblau

violett

rot

gelb



antistatisch,
anthrazit

PU-Bezug



schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
30°C waschbar



Micronara
blau,
30°C waschbar



Micronara
schwarz,
30°C waschbar




Micronara
hellbraun,
30°C waschbar



Frottee
natur,
60°C waschbar




Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht,
60°C waschbar




Trikot
weiß,
95°C waschbar




Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar



PU-Bezug
weiß,
95°C waschbar




PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar




PU-Bezug
schwarz antistatisch, hochreißfest,
sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

PVC



creme - Standard




transparent




grau

Antirutschmaterialien




Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Nylonspezialgewebe



türkis - Standard



lila



orange



flieger

Baumwollstoffe



Bezugsstoff gelb,
60°C waschbar



Bezugsstoff blau,
60°C waschbar

Wachstuch



Kindermuster: Blumenwiese

Schaumstoffkissen

Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7cm Höhe), auch mit KL-Bezug oder PU-Bezug möglich, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300003	30x20x2 cm
2101300004	40x20x2 cm
2101300010	25x15x3 cm
2101300011	25x20x3 cm
2101300017	40x20x3 cm
2101300025	25x20x4 cm
2101300026	30x20x4 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300043	20x20x5 cm
2101300045	25x20x5 cm
2101300046	30x20x5 cm
2101300050	40x25x5 cm
2101300051	40x30x5 cm
2101300075	30x20x7 cm
2101300076	40x20x7 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300079	40x30x7 cm
2101300088	30x25x8 cm
2101300089	40x20x8 cm
2101300095	50x30x9 cm
2101300099	25x25x10 cm
2101300103	40x30x10 cm
2101300108	50x40x10 cm
2101300120	50x30x15 cm

Nackenkissen

Zur stützenden Lagerung des Nackens

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101730001	40x18x10 cm



Kopfkeil

Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau (bis 20 cm Höhe), auch in KL-Bezug und PU-Beschichtung erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341102	37x37x10 cm
21011341101	40x50x10 cm
21011341106	40x90x10 cm




Lagerungskeil

Unterschiedliche Anwendungsbereichen, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß oder PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343001	40x30x10 cm
21011343005	40x40x15 cm
21011343008	50x40x15 cm
21011343009	50x50x15 cm
21011343012	30x50x20 cm, 30° Lagerung
21011343013	40x50x20 cm
21011343014	50x35x20 cm
21011343016	60x40x20 cm

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343018	60x40x20 cm
21011343020	40x90x20 cm
21011343025	40x50x25 cm, 30° Lagerung
21011343039	50x45x30 cm, 30° Lagerung
21011343042	70x60x30 cm
21011343044	60x50x35 cm, 30° Lagerung
21011343045	70x60x40 cm, 30° Lagerung

Gipsstütze

Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden. Bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert

Material: Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug: KL mit Reißverschluss in weiß, weitere Farben auf Anfrage



Gipsstütze abgeschrägt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101760002	30x20x20 cm


Gipsstütze gerade	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101760001	30x20x20 cm

Infusionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich.

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Bezug: PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, PU-Beschichtung, PUD-Beschichtung



Infusionskissen mit Armfixierung		Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341402	60x15x10/5 cm	21011341401	60x15x10/5 cm

Injektionskissen mit/ohne Armfixierung

Für Injektionen oder Blutentnahme

Material: Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Bezug: PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt, KL mit und ohne Haftbandverschluss, weiß; PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Infusionskissen mit Armfixierung		Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341303	30x15x10/5 cm	21011341301	30x15x10/5 cm
21011341304	45x15x10/5 cm	21011341302	45x15x10/5 cm

Krankentrageauflage

Für Krankentragen und Untersuchungsliegen

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL weiß oder auf Anfrage, PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341502	180x50x4 cm
21011341504	200x50x4 cm
21011341518	180x50x5 cm



Armlagerungskeil

Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss oder PU; weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340000	53x22x30 cm (Auflagefläche)




Beinlagerungskeil (nach Magnus)

Zur Beinlagerung mit angewinkeltem Kniegelenk (90°)

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage




Beinlagerungskeil - einfach		Beinlagerungskeil - doppelt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340001	45x22x23 cm (Schenkellänge 30 u. 35 cm)	21011340002	45x44x23 cm (Schenkellänge 30 u 35 cm)

Schiefe Ebene

Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Schiefe Ebene - einfach		Schiefe Ebene - doppelt	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340302	60x22x20 cm	21011340402	60x44x20 cm
21011340301	80x22x25 cm	21011340401	80x44x25 cm

Kopfkissen

Kopflagerung.

Material: Weicher Schaumstoff

Größe: 35x40 cm, 40x40 cm, 40x60 cm

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640201	35x40 cm
2101640202	40x40 cm
2101640203	40x60 cm



Beinhochlagerungskeil - einfach

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340102	60x22x18 cm
21011340101	72x22x20 cm



Beinhochlagerungskeil - doppelt

Zur Beinhochlagerung, Ruhigstellung, speziell geeignet für Streckverbände, Extensionen (siehe auch Gewichtsäcke).

Zur schrittweisen Reduzierung der Stufenlagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340202	60x44x18 cm
21011340201	72x44x20 cm
21011340203	72x44x35 cm



Lagerungskissen Dekubitusprophylaxe und Therapie

Die folgenden Lagerungskissen dienen der Dekubitusprophylaxe und –therapie.

Die Kissen sind in den verschiedenen Varianten **CarePlus**, **TopLine** und **Laundry** erhältlich.

Laundry – Stäbchen mit Baumwollbezug

Füllung: 1a Soft Foam Stiks, 100% Polyurethan-Würfel

Bezug: Spezialgewebe 65% Polyester - 35% Baumwolle, Farbe: weiß

Pflege: kochfest 95°C - tumblerfest

Besonderheit: sehr strapazierfähig, spezielle für die Anforderungen der industriellen Waschprozesse, bei starker Beanspruchung langlebig

TopLine - Stäbchen mit Baumwollbezug

Füllung: 100% PUR-Schaumstoffstäbchen Komfort-fill

Bezug: Spezialgewebe MG200, 50% Polyester - 50% Baumwolle, Farbe: weiß

Pflege: kochfest 95°C - tumblerfest

CarePlus - EPS-Mikroperlen mit PU-Bezug

Füllung: EPS-fill BASIC, EPS-Mikroperlen (1,5 - 2,3 mm);

Bezug: 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, Farbe: wahlweise blau oder weiß

Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest; Wischdesinfektion

Eigenschaften: bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5



Füllung: Schaumstoffstäbchen



Füllung: EPS-Mikroperlen

Zusätzliche abnehmbare Überzüge (Optional)

- **Jersey Medicott** (Material: 80% Polyester - 20% Baumwolle / 200g/qm, mit Reißverschluss, Farbe: champagne, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest)
- **PU-Bezug** (Material: 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung, bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfektionsbeständig / wischdesinfizierbar, PVC-frei, schwerentflammbar crib 5, mit Reißverschluss, Farbe: weiß, Pflege: kochfest 95°C – tumblerfest, Wischdesinfektion)

Lagerungskissen stabil

Zur stabilisierenden Lagerung des Patienten bzw. dessen Extremitäten.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



Maße

23 x 40 cm

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

65 x 90 cm

Lagerungskissen weich

Angenehme Positionierung durch Druckentlastung/ Verteilung.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



Maße

40 x 60 cm

45 x 80 cm

55 x 80 cm

Rückenstützkissen mit Fahne

Zur 30°-Lagerung in Verbindung mit der Arretierung des Körpers durch die unterliegende „Fahne“.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#)



Maße

40 x 80 cm

Ellenbogenschutz

Zur Freilagerung des Ellenbogenknochens. Die Befestigungsklappe wird mit Klettverschluss geschlossen.



Maße

15 x 28 x 6 cm

Universalkissen

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten mit hohem pflegetherapeutischem Anspruch.

Erhältlich: [Laundry](#), [Topline](#), [CarePlus](#)



Maße

Mit 4 Kammern

65 x 75 cm

Mit 6 Kammern

65 x 115 cm

Sitzringe

Verschiedene Ausführungen:

- ohne Seitenboden
- mit Seitenboden
- Kreissitzring

siehe Abbildung, z.B. in der Gynäkologie/Geburtshilfe

Erhältlich: **Laundry**



Maße

ohne Seitenboden

Ø 50 cm

mit Seitenboden

Ø 50 cm

Kreissitzring

Ø 50 cm

Lagerungsrollen

Die klassische Form der Lagerung zur Entspannung. Die Rolle ist im Nackenbereich oder in den Kniekehlen in verschiedenen Größen anwendbar.

Erhältlich: **Laundry**, **Topline**, **CarePlus**



Maße

40 x 15 cm

65 x 15 cm

55 x 18 cm

Fuß- und Beinhöckerkissen

Zur Verminderung des Druckes im unteren Beinbereich, besonders geeignet für Diabetiker, bei Spasmen, Lähmungen oder Kontrakturen.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

40 x 80 cm

60 x 80 cm

75 x 80 cm

30 x 50 cm

Lagerungsschlange

Passt sich der Körperform ohne Zwischenraum an und beugt Druckgeschwüren vor.

Standardausführung: PU-Bezug (abwaschbar) mit EPS-fill-Füllung.

Erhältlich: **Topline**, **CarePlus**



Maße

200 x 35 cm

250 x 35 cm

Pablo-Rolle

Eine pflegetherapeutische Produktlinie, die sehr variabel einsetzbar ist und die Lagerung einzelner Gliedmaßen mit mehreren Lagerungskissen ersetzt.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

100 x 20 cm

200 x 20 cm

250 x 20 cm

Ruhe- und Seitenlagerungskissen

Sehr angenehme Lagerung möglich; verschafft Sicherheit und Wohlbehagen. Im neurologischen Bereich: Hilfestellung wenn keine Kontrolle über eigene Körperbewegung möglich ist.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

140 x 110 cm

Lagerungsring

Vielseitig einsetzbar zur lokalen Druckentlastung z.B. von Ferse, Knie, Schulterblättern oder im Kopfbereich. Bezug: Weichfrottier (Sehr hautsympathisch und anschmiegsam)

Erhältlich: **Laundry**



Maße

Ø 29 cm

HWS-Zervikalring

Zur Entspannung der Nackenmuskulatur mit gleichzeitiger Verlagerung des Körperschwerpunktes.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

Ø 38 cm

Ø 45 cm

Handrolle

Bezug: Weichfrottier

Zur Reaktivierung der betroffenen Hand nach halbseitiger Lähmung.

Erhältlich: **Laundry**



Maße

15 x 6 cm

Unterarmmanschette

Ohne Abbildung

Unterschenkelmanschette

Zur Thromboseprophylaxe
– die Blutzirkulation wird angeregt
und die Ferse freigelagert.



Arm- und Beinrampe

Zur Hochlagerung der
Gliedermaßen.

Erhältlich: Laundry



Fersenlagerungskissen

Bezug: Weichfrottier



Fersen-Wadenlagerungskissen

Ohne Abbildung

Bezug: Weichfrottier

Freilagerung der Ferse durch die
eingearbeitete Öffnung.

Erhältlich: Laundry

Sitz-Rollstuhl-Gesäßkissen

Bezug: Weichfrottier

Zur Druckentlastung im Rollstuhl und
gleichzeitiger Dekubitusprophylaxe im
Gesäßbereich.

Erhältlich: Laundry



Kopf-/Nackenhörnchen

Zur Arretierung des Kopfes zum Schutz
vor unbewussten Bewegungen.

Einsatz in Pflegeheimen oder auf der
Unfallstation.

Erhältlich: Laundry



Maße

Unterarmmanschette

55 x 20 x 8 cm

Unterschenkelmanschette

55 x 20 x 8 cm

Maße

40 x 25 x 13 cm

80 x 30 x 20 cm

60 x 25 x 17 cm

Maße

Fersenlagerungskissen

20 x 28 x 10 cm

Fersen-Wadenlagerungskissen

20 x 53 cm

Maße

50 x 50 cm

Maße

Ø 38 cm

Gesäßkissen

Zur Dekubitusprophylaxe im Bereich des Steißbeines – sowohl in sitzender als auch in liegender Positionierung.

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

60 x 70 cm

70 x 75 cm

„A“, „T“ und „V“ Lagerungskissen

(bestehend aus 2 Kissen)

Zur Erweiterung des Brustkorbes,
Förderung der Atmung – bei gleichzeitiger
Freilagerung von Wirbelsäule bzw.
Schulterblättern

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

65 x 24 cm

Kinästhetik-Deckenrolle

Bezug: Spezialperkal/Weichfrottier

Füllung: Polyester Clean-Fill

Zur 135°-Lagerung sowie Microlagerung.

Erhältlich: [Laundry](#)



Maße

135 x 200 cm

Seitenschläferkissen

Ausführung: Stepphülle – 100% Microfaser
oder Mischgewebe (50% Baumwolle – 50%
Polyester); Standard-Füllung: Fiber-fill-
Faserbällchen 95°C

Zur Verbesserung des Schlafkomforts für
Seitenschläfer

Erhältlich: [Topline](#)




Maße

40 x 140 cm

Beinkissen

Erhältlich: **CarePlus**




Maße

28 x 19 x 8 cm

34 x 24 x 10 cm

Dreieckkissen

Erhältlich: **CarePlus**




Maße

45 x 25 x 20 cm

60 x 30 x 30 cm

Keilkissen

Erhältlich: **CarePlus**



Maße

12 x 23 x 13 cm

15 x 30 x 20 cm


Fußstützen

Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung.
Eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen.

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss, weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340502	60x35x15 cm
21011340503	80x35x15 cm
21011340501	60x35x20 cm



Hodenkissen

Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff.

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300400	19x14x7 cm



Wärmestiefel

Krankenpflege, Altenpflege. Lieferung paarweise.

Material: Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, mit Haftbandverschluss. (Achtung: Haftband bei der Wäsche immer geschlossen halten!)

Bezug: Ohne Bezug.

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101470001	Einheitsgröße



Sitzerhöhung

Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und Altenpflege. Option mit Comfortschicht für eine bessere Druckentlastung.

Material: Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher Lebensdauer.

Bezug: KL weiß mit Reißverschluss, abwasch- und desinfizierbar, Micronara-Bezug anthrazit mit Reißverschluss, weitere Farben auf Anfrage


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101300210	40x40x10 cm mit KL
2101300210-1	mit Micronara-Bezug



Schaumstoffauflagen

Schaumstoffauflagen aus Viscoschaum dienen zur Druckentlastung auf Matratzen. Die Schaumstoffe sind in allen Maßen lieferbar. Sie können zwischen glatten Schaumstoff oder Schaumstoff mit noppen wählen.

Die Auflagen sind als reiner Schaumstoff oder mit blut- und urindichten PU-Überzug verfügbar.




Fersenstütze

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Durch größeres Maß bessere Druckverteilung. Option: Lochoberkante abgerundet

Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 7cm

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug mit Loch Ø 7 cm
2101590003PU	PU
2101590004PUD	Lochoberkante abgerundet (nur bei PUD)




Fersenkissen

Zur Krankenpflege und Altenpflege. Vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse. Option: abgerundete Kanten

Material: Weicher Schaumstoff mit Loch Ø 6cm

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Fersenkissen abgerundet

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590002	15 x 15 x 5 cm mit Loch Ø 6 cm alle Kanten gerundet PU agave



Fersenkissen

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug mit Loch Ø 6 cm
2101590001PU	PU

Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen. Die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Spreizkeil ohne Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (LxB1/B2xH)
2101570002	30 x 25/8 x 14 cm
2101570001	50 x 35/10 x 16 cm



Spreizkeil mit Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (LxB1/B2xH)
2101570004	30 x 25/8 x 14 cm
2101570003	50 x 35/10 x 16 cm

Kissen mit loser Füllung

Als Kopfkissen zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm,- Bein und Ganzkörperlagerung. Besonders geeignet zur Decubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, da die Kugeln sehr beweglich sind und sich dem Körper des Patienten anpassen, d.h. optimale Druckentlastung bringen. Zwischenräume zwischen den Kügelchen sorgen für die notwendige Durchlüftung. Eine leichte Massage regt die Blutzirkulation an und fördert die Heilung

Material: Neopolenkugeln, Polystyrolkugeln, Bifill.

Bezug: Nessel, waschbar bis 60°C, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



Kissen mit Neopolenkugeln mit Nesselbezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640401	35x40 cm
2101640402	40x40 cm
2101640403	40x60 cm
2101640404	40x80 cm

Kissen mit Polystyrolkugeln mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640501	35x40 cm
2101640502	40x40 cm
2101640503	40x60 cm
2101640504	40x80 cm

Kissen mit Bifill mit Nesselbezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640411	35x40 cm
2101640412	40x40 cm
2101640413	40x60 cm
2101640414	40x80 cm

Kissen mit Bifill mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640411	35x40 cm
2101640412	40x40 cm
2101640413	40x60 cm
2101640414	40x80 cm

Knielagerungskissen

Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden.

Material: Bifill-Füllung

Bezug: Nessel-Bezug weiß vernäht, PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95 °C



Art.-Nr.	Maße (Ø)
2101640590	20 cm, mit Nesselbezug
2101640591	20 cm, mit PU-Bezug



Bettseitengitterpolster

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege.

Material: Synthetisches Fell, mit KL-Bezug.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss



Bettseitengitterpolster, Ecken nicht abgerundet

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640001	170x50 cm

Bettseitengitterpolster, Ecken gerade

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640002	170x50 cm

Bettseitenpolster

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege. Schmäler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze.

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt

Bezug: Kunstleder weiß oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss verdeckt eingenäht.




Kopf-/Fußteilpolster

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640003	80x28x5 cm

Seitenpolster

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640004	195x40x5 cm



Rückenstützkeil

30°-Lagerung insbesondere bei Decubitus-Prophylaxe und Therapie.

Material: Mittelfester PU-Schaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

Bezug: Kunstleder weiß, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr. Maße (LxBxH)

2101790001	33 x 70 x 20 cm
------------	-----------------


Rückenstützkeil

Zur Seitenlagerung bei Decubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen. Die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101790000	68x30x30 cm (Fähnchen LxB: 67 x 58 cm)



Hirsekissen

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Hirsefüllung.

Bezug: KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610011	40 x 25 cm, 3,0 kg
2101610014	25 x 15 cm, 0,8 kg
2101610021	30 x 20 cm, 1,5 k



Reismehlsäcke

Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Reismehlfüllung

Bezug: KL-weiß geschweißt

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
2101610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
2101610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen. Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Quarzsandfüllung

Bezug: KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
2101610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
2101610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

Dinkelspelzkissen

Bei der Altenpflege als Kopfkissen zur Kopflagerung, als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung.

Der Dinkelspelz ist sehr leicht beweglich und passt sich dem Körper des Patienten an. Zwischenräume zwischen dem Spelz sorgen für notwendige Durchlüftung.

Material: Dinkelspelzfüllung aus Demeter-Anbau

Bezug: Nesselbezug natur; Frottee natur, waschbar bis 60°C



Kissen mit Dinkelspelzfüllung		Frotteebezug für Dinkelspelzkissen	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640900	40x40 cm	2101640903	40x40 cm
2101640901	40x60 cm	2101640904	40x60 cm

Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfüllung		Frotteebezug für Dinkelspelznackenhörnchen	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101640902	110 cm Außenmaß	2101640905	110 cm Außenmaß

Kirschkernkissen

Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen.

Für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle.

Füllmaterial: Kirschkerne

Bezug: Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten. Zusätzlicher angenehmer Frottee-Bezug für Kinder auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101640910	20x20 cm
2101640911	40x20 cm
2101640912	Nackenhörnchen (Außenmaß 90 cm)



Achtung: Bitte grundsätzlich vorher testen, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muß sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

Sandsäcke

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen.
Kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet.

Material: Quarzsandfüllung

Bezug: KL weiß oder weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht	Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht	Art.-Nr.	Maße (LxB) Gewicht
2101600002	10x10 cm, 0,2 kg	2101600019	20x20 cm, 1,5 kg	2101600030	40x25 cm, 5,0 kg
2101600003	15 x 10 cm, 0,4 kg	2101600020	25x20 cm, 2,0 kg	2101600032	30x30 cm, 5,0 kg
2101600004	20 x 10 cm, 0,5 kg	2101600021	30x20 cm, 2,5 kg	2101600033	35x30 cm, 6,0 kg
2101600005	25 x 10 cm, 0,7 kg	2101600022	35x20 cm, 3,0 kg	2101600034	40x30 cm, 7,0 kg
2101600006	30 x 10 cm, 1,0 kg	2101600023	40x20 cm, 3,5 kg	2101600036	50x30 cm, 9,0 kg
2101600010	15 x 15 cm, 0,8 kg	2101600024	45x20 cm, 4,0 kg	2101600041	60x40 cm, 15,0 kg
2101600011	20 x 15 cm, 1,0 kg	2101600025	50x20 cm, 5,0 kg		
2101600012	25 x 15 cm, 1,5 kg	2101600027	25x25 cm, 2,5 kg		
2101600013	30 x 15 cm, 2,0 kg	2101600028	30x25 cm, 3,0 kg		
2101600015	40 x 15 cm, 2,5 kg	2101600029	35x25 cm, 4,0 kg		

Rollen für Knie und Nacken

Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke

Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig (Option mit Gummizug)

Bezug: PVC-Bezug geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme, KL-Bezug: mit Reißverschluss, Standard weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Knierolle	
Art.-Nr.	Maße (LxØ)
21011340706	30x10 cm
21011340707	40x10 cm
21011340708	50x10 cm
21011340710	40x13 cm
21011340713	40x15 cm
21011340714	50x15 cm
21011340715	65x15 cm
21011340718	40x20 cm
21011340719	50x20 cm
21011340721	65x20 cm
21011340724	50x25 cm

Trikotbezug für Rolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (LxØ)
21011340803	50x15 cm
21011340804	65x15 cm
21011340805	65x20 cm



Gymnastikrollen

Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen

Material: Fester Schaumstoff, mittelfest, ermüdungsfrei (auf Anfrage möglich: Gymnastikrollen konisch; Hartschaumkern, achtkantig oder rund, mit Schaumstoff ummantelt)

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxØ)
2101660103	40x15 cm
2101660104	50x15 cm
2101660105	60x15 cm
2101660108	50x20 cm
2101660003	100x20 cm

Art.-Nr.	Maße (LxØ)
2101660002	80x25 cm
2101660005	100x30 cm
2101660009	150x30 cm
2101660006	100x40 cm
2101660132	150x50 cm

Rollen für Knie und Nacken

Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse.

Material: Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

Bezug: KL weiß, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss, weitere Farben auf Anfrage



Halbrolle	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340909	30x15x7,5 cm
21011340902	40x15x7,5 cm
21011340910	50x15x7,5 cm
21011340915	50x18x9 cm
21011340903	25x22x11 cm
21011340901	40x22x11 cm
21011340904	50x22x11 cm
21011340906	60x22x11 cm

Dreiviertelrolle	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340907	50x22x20 cm

Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011340954	40x15x7,5 cm
21011340953	40x22x11 cm

Hartschaum-Halbrolle

Anwendung vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie

Material: Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341002	40x15x7,5 cm
21011341001	40x22x11 cm
21011341005	60x22x11 cm




Delordosierungs-Halbrolle

Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342500	50x50x15 cm



Stufenbettwürfel – verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage



Halbrolle

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460050	50x50x45-55 cm
2101460051	45x45x35-45 cm

Swing - Beinhochlagerungswürfel – variabel

Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie). Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460900	44 x 44 x 35 -45 cm

Rollen für Knie und Nacken

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung. Die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet. Auch als Stufenbett zur Schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar. Hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert

Material: Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage

Bezug: Stoffbezug mit Reißverschluss anthrazit, weitere Farben auf Anfrage



Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101406901	36x40x56/48 cm

Kissen als Weichauflage mit Stoffbezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101406901-1	46 x 40 x 3 cm



Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie).

Material: Mittelfester Schaumstoff.

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101460004	60x40x20 cm
2101460014	45x40x30 cm
2101460015	50 x 40 x 30 cm
2101460016	60 x 40 x 30 cm
2101460023	40 x 40 x 40 cm
2101460025	50 x 40 x 40 cm
2101460001	50 x 45 x 40 cm
2101460024	50 x 50 x 40 cm
2101460028	60 x 50 x 40 cm
2101460029	60 x 60 x 40 cm



Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann

Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymphdrainage. Bei Schwellungszuständen im Hand,- Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: KL weiß, separater Trikotbezug erhältlich, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800800	Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug
2101800801	sep. Trikotbezug




Keilkissen mit Mulde

Reha und Therapie. Zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343101	60 x 50 x 20 cm
21011343102	70 x 60 x 30 cm



Knochenkissen

Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101750002	25 x 10 x 10 cm für Kinder
2101750001	30 x 12 x 12 cm für Erwachsene



Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchungen und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug: KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU-Beschichtung agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640400	40x40x11 cm unterer Luftkanal: 10x4 cm

Bälle als Handtrainer

Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen. Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien.

Material: extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand.

Bezug: ohne Bezug



Art.-Nr.	Maße (Ø)
21012800000	7 cm
21012800001	9 cm

Handtrainer

Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen.

Material: Fester Spezial-Schaumstoff

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101990076	fest
2101990077	mittelfest



Gymnastikmatten

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport; 3-fach faltbar

Material: Hartschaum

Bezug: Oberseite KL weiß, weitere Farben auf Anfrage;
Unterseite rutschfester Turnmattenstoff blau

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101650005	200x125x2 cm
2101650006	200x140x2 cm



Turnmatte

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport.

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegriffen einseitig

Art.-Nr.	Maße (Ø)
2101670001	200x80x5 cm
2101670002	200x100x5 cm




Beinhochlagerungsschienen „1“

Zum Ruhigstellen und Beinhochlagern nach Operationen, Frakturen, Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband
Nach Art der „Braunschen“ und „Schulze“- Schienen

Material: Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug: Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinhochlagerungsschiene „1“ ohne Bezug		Beinhochlagerungsschiene „1“ mit PU-Bezug		Beinhochlagerungsschiene „1“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720001	60 cm (Kinder) B 20 cm	2101720001-1	60 cm (Kinder)	2101720101	60 cm (Kinder)
2101720000	80 cm (Erw.) B 25 cm	2101720000-1	80 cm (Erw.)	2101720100	80 cm (Erw.)

KL-Bezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“, mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720005	60 cm (Kinder)
2101720004	80 cm (Erw.)

Trikotbezug „1“ für Beinhochlagerungsschiene „1“, mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101720003	60 cm (Kinder)
2101720002	80 cm (Erw.)

Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

Zur Ruhigstellung und Stabilisierung des Beines nach Operationen, bei Venenentzündungen und Frakturen. Die zusätzliche Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
2101720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
2101720301	80 cm, 25 cm, PU
2101720302	80 cm, 25 cm, PUD



Beinlagerungsschiene "2"

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen. Das aus Kunststoff bestehende gepolsterte Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen.


Erhältlich ohne oder mit Bändchen, Haken- und Flauschband

Nach Art der „Volkman“- „Schweizer“- und „Kehl´schen“- Schiene

Material: Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug: Trikotbezug weiß, KL weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710001	60 cm (Kinder) B 23 cm
2101710000	80 cm (Erw.) B 30 cm



Beinlagerungsschiene „2“ mit PU-Beschichtung		Beinlagerungsschiene „1“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710001-1	55 cm (Kinder)	2101710101	55 cm (Kinder)
2101710000-1	75 cm (Erw.)	2101710100	75 cm (Erw.)

KL-Bezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Haken- und Flauschband		Trikotbezug „2“ für Beinlagerungsschiene „2“, mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101710005	55 cm (Kinder)	2101710003	55 cm (Kinder)
2101710004	75 cm (Erw.)	2101710002	75 cm (Erw.)


Beinlagerungsschienen „3“

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

Erhältlich mit oder ohne Bändchen, Haken- und Flauschband

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußbrett aus Schaumstoff

Bezug: Ohne Bezug, Trikot, KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinlagerungsschiene „3“, ohne Bezug		Beinlagerungsschiene „3“ mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711000	75 cm (Erwachsene) B 25 cm	2101711100	75 cm (Erwachsene)

Trikotbezug „3“ für Beinlagerungsschiene „3“, mit Bändchen		Beinlagerungsschiene „3“ mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711002	75 cm (Erwachsene)	2101711001-1	75 cm (Erwachsene)

KL-Bezug „3“ für Beinlagerungsschiene „3“, mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
2101711004	75 cm (Erwachsene)

Beinlagerungsschiene "2" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage




Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne gepolstertes Fußbett, ohne Bezug		Beinlagerungsschiene „2“, perforiert ohne gepolstertes Fußbett, mit KL-Bezug		Trikotbezug für Schienen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße Beinlänge L	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101710006	75 x 30 cm (Erwachsene)	2101710120	75 x 30 cm	2101710008	75 x 30 cm
2101710007	55 x 23 cm (Kinder)	2101710121	55 x 23 cm	2101710009	55 x 23 cm

Beinlagerungsschiene "3" ohne gepolstertes Fußbrett

Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, mit Kunstlederbezug weiß, Trikotbezug weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage



Beinlagerungsschiene „3“, ohne gepolstertes Fußbett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711006	75x25 cm (Erwachsene)

Trikotbezug für Schiene

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711008	75x25 cm

Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711120	75 x25 cm

Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbett, PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101711006-1	75x25 cm

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt und Beinausmuldung als schiefe Ebene

Fixe Unterschenkellagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Dekubitus

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101710400	50x20x11/3 cm PU
2101710401	50x20x11/3 cm PUD

Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Frakturen und bei Entzündungen. Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens. Durch die Fußplatte wird die Gefahr der Spitzfußbildung gemindert

Material: Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave,
PUD-Beschichtung/ dicht agave weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite), Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
2101710300	75 cm, 25 cm, ohne Bezug
2101710301	75 cm, 25 cm, PU
2101710302	75 cm, 25 cm, PUD



Fix-Verbandschienen

Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen

Material: Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten. Die

Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar. Ab 7 cm Breite mit Öse

Bezug: Polyethyle-Folie, geschweißt, Ohne Bezug und ohne Öse

(Diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration)

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, mit Öse	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21012470013	30x7 cm
21012470014	40x7 cm
21012470015	50x7 cm
21012470016	60x7 cm
21012470019	30x9 cm
21012470020	40x9 cm
21012470021	50x9 cm
21012470022	60x9 cm
21012470023	70x9 cm
21012470027	40x11 cm
21012470028	50x11 cm
21012470029	60x11 cm
21012470030	70x11 cm

Fix-Verbandschiene mit PE-Folie, ohne Öse	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21012470001	15x3 cm
21012470002	20x3 cm
21012470003	25x3 cm
21012470006	15x5 cm
21012470007	20x5 cm
21012470008	25x5 cm
21012470009	30x5 cm
21012470010	40x5 cm
21012470011	50x5 cm



Fix-Unfallbeinschienen

Zur vorläufigen Ruhigstellung der Beine bei Unfällen. Die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar

Material: Die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig.

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten

Größe: Unterschenkelschiene: 60 cm, Oberschenkelschiene: 80 cm

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Fix-Unfallbeinschiene – Unterschenkelschiene		Fix-Unfallbeinschiene – Oberschenkelschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
21012480003	60 cm	21012480004	80 cm



Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101490011	500x9x1,5 cm
2101490009	500x11x1 cm
2101490012	500x11x1,5 cm



Einmalpolster für Beinschienen

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung. Einmalpolster für Braunsche-Schiene Größe: Gr. 1+2, ausziehbare Gr. 1, Kirschner- und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

Material: Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenenende.

Bezug: Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
21012500001	B-1




Wickelmulde

In der Neugeborenen- und Kinderstation. Durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, Wachstuch nach Verfügbarkeit, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341701	60x60x15 cm



Wickeltischauflage mit Aufkantungen

In der Neugeborenen und Kinderstation. Durch die seitlichen Aufkantungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich. Größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde. Option: 3seitige Aufkantung

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder weiß, mit Reißverschluss auf der Unterkante, weitere Farben und Wachstuchbezug auf Anfrage.



Wachstuch „Schmetterling rot“

Wickeltischauflage mit seitlichen Aufkantung		Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341803	60x70x10 cm	21011341804	60x70x10 cm

Wickeltischauflagen

In der Neugeborenen- und Kinderstation.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PVC creme oder grau, geschweißt, KL, Wachstuch, PU, Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341608	80x60x3 cm
21011341602	100x60x3 cm
21011341621	60x50x4 cm
21011341624	90x60x4 cm
21011341640	70x55x5 cm
21011341642	85x60x5 cm




Maßgeschneiderte Wickelauflagen

Anfertigung von individuellen Wickelauflagen

Maß: nach Wunsch

Bezüge: Skai TUNDRA ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Er ist langlebig, lichtecht, abriebfest, reißfest, pflegeleicht, Desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, abwaschbar und schwer entflammbar, Farbkombinationen nach Wunsch.

Pflege: Zur Reinigung lauwarmes Wasser und ein Microfasertuch verwenden. Ein spezieller Microfaserhandschuh wird angeboten. Starke Verschmutzungen mit der Lauge eines handelsüblichen Feinwaschmittels entfernen



Entbindungskeile

Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen

Material: Hartschaum

Bezug: KL weiß, wasserdicht verschweißt, KL farbig mit Reißverschluss, PU-Beschichtung agave, weiter Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341202	37x37x12 cm
21011341201	40x50x12 cm



Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011341801PU	40 x 70 cm, mit PU-Beschichtung (Außenmaße der Grundplatte)
21011341801PU-1PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht
21011341802KL	mit KL-Bezug



Seitenlagerungshilfe für Säuglinge

Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett.

Material: Weicher Schaumstoff

Bezug: Frottee natur mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C und KL weiß oder nach Farbkarte möglich

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341805	40 x 40 cm (Außenmaße)



Stillkissen

Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen. Auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung).

Material: feine, geräuscharme EPS-Kügelchen waschbar mit 60° C

Auf Anfrage auch mit anderer Füllung

Größe: 190 cm lang

Bezug: Die Füllung ist in einem weißen Baumwollbezug mit Zipp, sodass die Füllmenge nachgefüllt oder verringert werden kann.

Zusätzlich gibt es noch blut- und urindichte PU-Bezüge in weiß und dunkelblau (95° C waschbar) oder Baumwollbezüge mit Kindermotiven (60° C waschbar). Weitere Muster auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
1101SK-SKBW	Stillkissen inkl. BW Überzug
1101SK-BW	BW Überzug

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
1101SK-SKPU	Stillkissen inkl. PU Überzug
1101SK-PU	PU Überzug



Bärenfreunde



Teddy



Traumgarten



Bärchen



Wiesenglück bunt



Krone rosa



Krone blau

Röntgensortiment

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten. Die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug: Ohne Bezug, PU-Beschichtung, PVC, nach Farbkarte weitere Farben auf Anfrage



Nr	Art.-Nr.	Maße
1	2101680003	36x24x11 cm
Wie 1	2101680017	54x24x12 cm
2	2101680004	18x24x11 cm
3	2101680005	18x10x5 cm
4	2101680006	24x18x6 cm
5	2101680007	24x18x3 cm
6	2101680008	24x18x5 cm

Art.-Nr.	9-teilige Kombination
2101680000	1xNr.1, 2xNr.2, 2xNr.3, 2xNr.4, 1xNr.5, 1xNr.6


Röntgenkopfteile

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in unterschiedlichen Lagen


Material: mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

Bezug: Ohne Bezug, PU-Beschichtung, agave, weitere Farben auf Anfrage

Nr	Beschreibung	Maße
9	2101680011	a.p. für Rückenlage; 25x25x10 cm
9	2101680011-1	für Kinder: 22x22x7 cm
10	2101680012	p.a. für Bauchlage; 23x25x10 cm
11	2101680013	für Seitenlage rechts; 28 x 30 x 10 cm(ohne Abbildung)
12	2101680014	für Seitenlage links; 28x30x10 cm
	2101680018	Kopfring ; Außen Ø 18 cm; Innen Ø 10 cm; Höhe 4 cm



Röntgenlagerungs-Ergänzungsteile



Nr	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
7	2101680009	Scheibe mit Loch	Ø 18-5 x4 cm
8	2101680010	Rolle	25xØ10 cm
13	2101680004-1	Dreieck ungleichschenkelig	60x30x15 cm (Schenkellänge: 24-19,5 cm)
14	2101680006-1	Schrägkeil	28x18x8 cm
15	2101680006-2	Schrägkeil	28x18x10 cm
16	2101680006-3	Schrägkeil	24x36x6 cm
17	2101680007-1	Rechteck	36x24x3 cm
18	2101680008-1	Rechteck	36x24x5 cm
19	2101680009-1	Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
wie 19	2101680009-2	Rundplatte	Ø 22 cm, H:5 cm
20	2101680020PU	Nackenunterlage	50x32x18 cm
21	2101680021PU	Körperstütze	40x30x18 cm
22	2101680022PU	Halbrolle	18x15x7,5 cm
23	2101680023PU	Halbrolle	36x15x7,5 cm
24	2101680024PU	Halbrolle	18x22x11 cm
25	2101680025PU	Halbrolle	36x22x11 cm

Röntgentischauflagen

Anwendung im Röntgenbereich

Material: Mittelfester Schaumstoff, mit Mittelstrich

Bezug: PVC transparent, geschweißt, mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz (auch in PVC creme oder grau erhältlich)

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101690003	140x60x1,5 cm
2101690005	180x60x1,5 cm
2101690006	200x60x1,5 cm
2101690007	220x60x1,5 cm
2101690013	180x60x3 cm
2101690014	200x60x3 cm
2101690015	220x60x3 cm



Kopflagerungsring

Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung.

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (Ø; H)
2101680019PU	20/10 cm, 5 cm
2101680019PUD	20/10 cm, 5 cm
2101680019-1PU	15/8 cm, 3,5 cm
2101680019-1PUD	15/8 cm, 3,5 cm



Kopflagerungskissen, flach

OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640800	22x22x5 cm



Intubationskissen

Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich

Material: mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PU-Beschichtung weiß oder antistatisch, PU-Beschichtung wasserdicht blau oder agave



Intubationskissen mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999001-PU	24 x 25 x 12 cm

Intubationskissen mit PUD-Beschichtung/dicht


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999001-PUD	24 x 25 x 12 cm

Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage - neue Version

Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet).

Material: Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig.

Bezug: ohne Bezug, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave (Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden bei PUD!), weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101680016	25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug
2101680016PU	25 x 25 x 10 cm
2101680016PUD	25 x 25 x 10 cm

Kopfkissen für Bauchlage

Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt für Bauchlage Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich

Material: PU-Kaltschaum weich

Bezug: KL weiß, PU agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640300	36x25x10 cm



Armpolsterhülsen mit/ohne Haftbandverschluss

Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis- und Ulnarisschäden). Die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschnalltem Arm

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



Armpolsterhülse, ohne Haftbandverschluss		Armpolsterhülse, mit Haftbandverschluss	
Art.-Nr.	Maße (L, Ø innen)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101550002	20 cm, 9 cm (für Kinder)	2101540002	20 cm (für Kinder)
2101550001	25cm, 11 cm (für Erwachsene)	2101540001	25cm (für Erwachsene)
550001	44 cm, konisch (für Erwachsene)	540003	44 cm (konisch)

OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbrolle sowie dem Ulnariskissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage. Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser neues Fersenkissen in abgerundeter Form.



Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage nach Kleemann

Zur Kopflagerung in Bauchlage. Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

Material: Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz , weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101999003PU	23 x 15 x 12 cm
2101999003PUD	23 x 15 x 12 cm




Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

Das spezielle Kopfkissen für die Bauchlage ist ein abwaschbares Kissen, das durch Klettbander eine individuelle Anpassung an die Kopfgröße zulässt. Der Kopf liegt lediglich im Stirn- und Kinnbereich auf; Augen, Nase und Mund liegen frei und können durch seitliche Aussparungen gut kontrolliert werden. Der Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden.

Material: Grundplatte: sehr fester Schaumstoff,
Kopfführung: mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage

Bezug: PU-Beschichtung schwarz,
PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Erwachsene)	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800995	27x25x15 cm mit PU-Beschichtung
2101800995-1	27x25x15 cm mit PUD-Beschichtung/dicht

Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar (für Kinder)	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800990	23 x 21 x 12 cm mit PU-Beschichtung
2101800990-1	23 x 21 x 12 cm mit PUD-Beschichtung/dicht

Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Bei dem Thoraxkissen wird durch die eingearbeitete Mulde eine stabile, physiologische Lagerung erzielt, die durch Schrägkanten im Achselbereich ein Freiliegen des Plexus brachialis sicherstellt. Zusätzlich wird die Halswirbelsäule durch einen Ausschnitt im Halsbereich frei gelagert.

Variante 1: Material: Fester Schaumstoff - ermüdungsfrei.

Bezug: Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss,
PU-Beschichtung schwarz

Variante 2: Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert.

Bezug: PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	25x50x15 cm Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
2101800997	KL-Bezug, schwarz
2101800997-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Thoraxkissen, Typ: AB nach Rossmann für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	20 x 44 x 12 cm , Muldentiefe: ca. 5 cm, Muldenbreite: ca. 25 cm
2101800991	KL-Bezug, schwarz
2101800991-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann


Für das Becken wird ebenfalls ein Kissen mit einer Mulde verwendet, das jedoch im unteren Bereich im 45° Winkel schräg abfällt, um die Leistenregion zu entlasten. Zudem hat dieses Kissen dort eine Aussparung zur Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.

Variante 1: Material: Fester Schaumstoff – ermüdungsfrei

Bezug: Kunstlederbezug schwarz mit Reißverschluss, PU-Beschichtung schwarz

Variante 2: Material: Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug: PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann		Thoraxkissen, Typ: AA nach Rossmann für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	34 x 50 x 15 cm Muldentiefe: ca. 6 cm Muldenbreite: ca. 32 cm		30 x 44 x 12 cm Muldentiefe: ca. 5 cm Muldenbreite: ca. 25 cm
2101800998	KL-Bezug, schwarz	2101800992	KL-Bezug, schwarz
2101800998-1	PU-Beschichtung, schwarz	2101800992-1	PU-Beschichtung, schwarz
2101800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage	2101800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Halbrolle für die Fußlagerung

Die Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder schwarz



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800994	50x22x11 cm
2101800993	50x15x7,5 cm (für Kinder)

Ulnariskissen (Armlagerungskissen) Typ: AD, nach Roßmann

Die optimale intraoperative Lagerung des Armes ist in Supinationsstellung gegeben. Dazu wird ein Kissen mit einer Längsmulde verwendet, wodurch der Arm sicher in einer Führung liegt und nicht seitlich abrutschen kann. Eine Aussparung im Ellenbogenbereich gewährleistet, dass der Ulnaris frei liegt und die Gefahr von Druckstellen minimiert wird.

Material: fester Schaumstoff – ermüdungsfrei. An der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet.

Bezug: Kunstleder schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- + Flauschband zur Befestigung angenäht



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101800999	48 x 12 x 7 cm Aushöhlungsbreite 9 cm Aushöhlungstiefe 4 cm

OP-Tischauflagen/Untersuchungsliegenauflagen

Auflagen für OPTische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

Material: fester Schaumstoff.

Größe: nach Wunsch

Bezug: KL weiß, KL antistatisch anthrazit, PU-Beschichtung, PU-Beschichtung antistatisch anthrazit



Art.-Nr.	Maße
21011341900	nach Vorgabe

Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen. Schulter und Oberarm erfahren eine deutliche Druckentlastung, Schutz vor Nervenschädigung

Material: Mittelfester Schaumstoff. Die Auflagefläche ist mit einer viscoelastischen Weichschicht ausgestattet

Bezug: 70 x 50 x 16/2,5 cm

Bezug: KL-Bezug schwarz genäht, PU-Beschichtung schwarz, PUD-Beschichtung/dicht schwarz



Art.-Nr.	Maße
2101801000	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit KL-Bezug
2101801001	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PU-Beschichtung
2101801002	70 x 50 x 16/2,5 cm; mit PUD-Beschichtung/dicht


Beinlagerungstunnel für die Seitenlage

Anwendungsgebiet

Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung

Material: Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage

Bezug: Kunstleder mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht agave, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
	außen: 60x39x22 cm; innen: 60x25x15 cm
2101801010	KL-Bezug
2101801011	PU-Beschichtung
2101801012	PUD-Beschichtung/dicht

Bifoam-Kissen für die Bauchlage

Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Decubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie.

Material: 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum. Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung.

Bezug: Kunstleder weiß, PUD-Beschichtung/dicht agave, PU agave, Frottee natur, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

Anästhesiekissen

Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich, mit Mulde im Kopfauflegebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder weiß, Kunstleder antistatisch, mit RV, weitere Farben auf Anfrage



Anästhesiekissen mit Kunstlederbezug weiß		Infusionskissen ohne Armfixierung	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2101400200	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm	2101400201	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie. Die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung, PU-Beschichtung dicht, KL weiß, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße: je L:40 x B:70 cm (Außenmaße der Grundplatte)
21011341801PU	Mit PU-Beschichtung
21011341801-1PUD	Mit PUD-Beschichtung/dicht
21011341802KL	Mit Kunstlederbezug

Beinlagerungsformkeil

Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie

Material: fester Schaumstoff mit Beinführungen.

Bezug: PU-Beschichtung agave PUD- Beschichtung/dicht und weitere Farben auf Anfrage möglich



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342020	41x41x16/14 cm


Mammalagerungskeil

Zur optimalen Lagerung der Patientin bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Größe: 56x52x22 cm

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD- Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich, weitere Farben auf Anfrage




Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342010	56x52x22 cm

Bauchbrett

Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie

Material: sehr fester Schaumstoff, mit Ausschnitt für Bauchfreilage. Beim zweiteiligen Bauchbrett können die Teile mit dem bereits fixierten Klett- und Flauschband verbunden werden. (siehe Abb.) Vorteile zweier Teile sind z.B. die leichtere Handhabung und Unterbringung

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage



Zubehör: Verkleinerungsrahmen

zur Verkleinerung des Bauchbrettausschnittes

Material: fester Schaumstoff

Bezug: PU-Beschichtung agave, PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage, weitere Farben auf Anfrage

Bauchbrett, einteilig

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342030	180x46x11 cm (Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend)

Bauchbrett, zweiteilig

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
210113420301	180x46x11 cm (2 Teile je 90x46x11 cm; Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend)

Verkleinerungsrahmen

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342032	35x35x7,5 cm (Bauchausschnitt 20x20 cm)

Echocardiographiekeil

Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf.

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: KL weiß, PU-Beschichtung, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011343200	75 x 75 x 30 cm



Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl

Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flauschverbindung (abnehmbar)

Material: Mittelfester Schaumstoff

Bezug: Kunstleder schwarz, weitere Farben auf Anfrage



Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011341403	31x15x15 cm

Rektoskopie-Halbrolle

Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen

Material: Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

Bezug: KL mit Reißverschluss weiß, PU-Beschichtung agave, weitere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
21011342001	50x40x35 cm



Fixierungen sind auch für Maquet-Tische erhältlich

Haftbandfixierungen

Zur Sicherung des Patienten. Zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband

Material: Gewebtes Haftband mit Metallschleife zur Befestigung. Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit synthetischem Fell



Haftbandfixierung, ohne Polster		Haftbandfixierung, mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101780001	17x3 cm	2101780101	17x3 cm
2101780002	30x3 cm	2101780102	30x3 cm
2101780003	30x5 cm	2101780103	30x5 cm
2101780004	40x5 cm	2101780104	40x5 cm
2101780005	80x5 cm	2101780105	80x5 cm

Haken- und Flauschbänder

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar.

Material: Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschführung. Auch als selbstklebendes Haken- und Flauschband lieferbar

Farbe: weiß (andere Farben auf Anfrage)

Hakenband auf 25 m Rolle		Flauschband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)	Art.-Nr.	Maße (B)
21011020101	20 mm	21011020102	20 mm
21011020105	30 mm	21011020106	30 mm
21011020109	50 mm	21011020110	50 mm

Befestigungsband

Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen

Material: Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe.

Art.-Nr.	Maße
2101780400	50 m lang, 25 mm breit



Back to Back

Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen.

Material: Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt. Auf 5 m oder 25 m Rollen lieferbar

Farbe: Weiß (andere Farben auf Anfrage)



Art.-Nr.	Maße (B)
21011040001	20 mm
21011040002	25 mm
21011040004	30 mm
21011040003	50 mm

Halskrawatten

Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen usw.

Material: Fester Schaumstoff

Bezug: Trikot mit Haftbandverschluss



Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101990060	60 x 6 cm
2101990061	60 x 8 cm
2101990062	60 x 10 cm
2101990068	60 x 12 cm



Sicherheitsgurte für Krankentragen mit Fixierschlaufen

Zur Sicherung des Patienten auf Krankentragen und anderen Transportmitteln.

Material: Haftband mit Metallschlaufen

Fixierschleife ca. 25 cm lang

Farbe: Schwarz (grün auf Anfrage)



Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011100003	110x5 cm
21011100004	120x5 cm
21011100005	130x5 cm

Patiententragegurt

Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten.

Material: Fester Kunststoffgurt mit Halteschlaufen aus Gurtmaterial

Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101580001	65 x 20 cm



Rollstuhlsicherheitsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Rollstuhl.

Material: Gepolsterter Flauschbandgurt mit Hakenverschluss und Metall-Öse zur Befestigung am Stuhl

Farbe: Beige (andere Farben auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (LxB)
21011070001	150 x 10 cm
21011070002	165 x 10 cm
21011070003	180 x 10 cm



Hand- und Fußgelenkfixierungen

Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftbandverschluss. Waschbar bis 60 °C

Größe: Gurtband: 170 cm Gesamtlänge. Klettband: 13 cm Länge: Gesamtlänge Polster mit Flauschband: 40 cm. Paarweise Lieferung.

Art.-Nr.	Maße (B)
2101510001	7 cm, paarweise



Hand- und Beinfixierung mit Bändchen für Kleinkinder

Zur Arm- und Beinfixierung von Kleinkindern. Individuelle Einstellung des Durchmessers bis max. 5 cm.

Material: weicher, kaschierter Schaum, 3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss und 2 Baumwoll-Polyester-Bändern 2 cm breit und ca. 45 cm lang zur Fixierung am Krankenbett

Art.-Nr.	Maße
2101510002	siehe Materialbeschreibung (10er Packung)



Arm- und Beinfixierungsgurte

Zur Sicherung des Patienten im Bett.

Material: Stabiler Kunststoffgurt mit Schnalle und gepolsterter Fuß- bzw. Armfixierung mit Haftbandverschluss



Armfixierungsgurt		Beinfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L)	Art.-Nr.	Maße (L)
2101530001	250 cm lang	2101520001	250 cm lang

OP-Gurte

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff).



OP-Gurt, ohne Polster		OP-Gurt, mit Polster		nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101560002	190 x 7 cm	2101560001	190 x 7 cm	2101560003	80 x 10 cm
2101560004	250 x 7 cm	2101560005	250 x 7 cm		

OP-Gurt metallfrei

Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch.

Material: Stabiler Chemotex-Gurt mit Klett-Flausch-Verbindung. Wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff), metallfrei Polster müssen extra bestellt werden!



OP-Gurt, metallfrei, ohne Polster		nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (LxB)	Art.-Nr.	Maße (LxB)
2101560010	190 cm lang x 7 cm, ohne Polster	2101560003	80 x 10 cm
2101560011	250 cm lang x 7 cm, ohne Polster		

Lagerungskissen / Lagerungskissen light

dienen der Stabilisierung & Ruhigstellung einzelner Körperpartien

Lagerungskissen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940301005	30x10x5cm
2102940401005	40x10x5cm
2102940402004	40x20x4cm
2102940501005	50x10x5cm

Lagerungskissen light	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940301510L	30x15x10cm
2102940401510L	40x15x10cm
2102940501510L	50x15x10cm



Kopfring – groß/klein und offen/geschlossen

zur Lagerung des Kopfes im OP- oder Pflegebett

geschlossen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940131304	13x13x4cm
2102940212104	21x21x4cm

offen	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940131304-1	13x13x4cm
2102940212104-1	21x21x4cm



Kopfring – rund


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940200804	20 x 8 x 4cm
2102940090415	9 x 4 x 1,5cm



Kopfschale

zur stabilen Positionierung des Kopfes bietet Schutz vor dem Entstehen von Druckgeschwüren

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940272306	27 x 23 x 6cm
2102940272307	27 x 23 x 7cm
2102940272308	27 x 23 x 8cm
2102940272309	27 x 23 x 9cm



Kopfpolster

zur stabilen Positionierung des Kopfes bei Patienten in Bauchlage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940363607	36 x 36 x 7cm



Armauflage konkav

Armauflage mit erhöhten Seiten dient bei Operationen zusätzlich zur Stabilisierung und zur Druckentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940511535	51 x 15 x 3,5cm



Arm - Ellenbogenauflage mit und ohne Klett

zum Schutz für den empfindlichen Arm – Ellenbogenbereich

ohne Klett		mit Klett	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940302001	30 x 20 x 1cm	2102940502001	50 x 20 x 1cm
2102940401201	40 x 12 x 1cm		
2102940602001	60 x 20 x 1cm		



Fersenpolster mit und ohne Klett

schützen die Fersen vor Druckschäden, geeignet bei Operationen oder bettlägerigen Patienten


ohne Klett		mit Klett	
Art.-Nr.	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940150804	15 x 8 x 4cm	2102940201615	20 x 16 x 1,5cm
2102940201007	20 x 10 x 7cm		



Beinschalenauflege

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung schützt vor Scherkräften und Druck

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940402501	40 x 25 x 1cm
2102940402018	40 x 20 x 1,8cm
2102940523001	52 x 30 x 1cm



Halbrollen

zur Stabilisierung bei Operationen in Seitenlage, ermöglicht gute Lagerung und Druckentlastung

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102943051510	30,5 x 15 x 10cm
2102943051515	30,5 x 15 x 15cm
2102944051510	40,5 x 15 x 10cm
2102944051515	40,5 x 15 x 15cm
2102940511510	50,5 x 15 x 10cm
2102940511515	40,5 x 15 x 15cm



Seitenlagerungspolster

ermöglicht eine sichere Positionierung in Seitenlage


Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940725016	70 x 50 x 16cm



Nervenschutz

dient zur sicheren Lagerung und Positionierung des empfindlichen Ellenbogenbereichs

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
GEL940462101	46 x 21 x 1cm



Steigbügelpolster

mit Fixierungen zusätzlich zur Stabilisierung und Lagerung der Füße

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940450401	45 x 4 x 1cm



Bauchpolster groß

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102941185016BP	118 x 50 x 16cm



Bauchpolster mittel

zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage mit Wechselkeil mit Klett

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940755008BP	70 x 50 x 8cm



Unterschenkelpolster

für operative längere Operationen und Lagerungen der Unterschenkel

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940504809UP	50 x 48 x 9cm



Lagerungsrollen

zur Hilfe und Stabilisierung bei Operationen und Lagerung

Material: Schaumstoff - Silikon




Art.-Nr.	Maße	Art.-Nr.	Maße
2102940400010	diam. 10, l - 40cm,	2102940500010	diam. 10, l - 50cm
2102940400015	diam. 15, l - 40cm,	2102940500015	diam. 15, l - 50cm
2102940400020	diam. 20, l - 40cm	2102940500020	diam. 20, l - 50cm

Stützkeile

dienen zur Hilfe bei Operationen zur

Stabilisierung des Patienten

Material: Schaumstoff - Folienmantel



Art.-Nr.	Maße
2102202307	23x7cm
2102201515	15x15cm


OP- Auflage mit Sakralausschnitt

verschiedene Größen

100% Voll-Silikon

Folie: Polyurethan

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
2102940525201-1	52 x 52 x 1cm
2102940905001-1	90 x 50 x 1cm



Kissen für Frakturtschpfosten

Art.-Nr.	Maße (LxBxH)
940231801	23 x 18 x 1cm

OP oder Bettauflage
verschiedene Größen
100% Voll-Silikon
Folie: Polyurethan



Art.-Nr.	Maße
2102940604015	60x40x1,5cm
2102940604002	60x40x2cm
2102940606002	60x60x2cm
2102940706004	70x60x4cm
2102940806015	80x60x1,5cm
2102940806002	80x60x2cm
2102940905015	90x50x1,5cm
2102940905002	90x50x2cm
2102940906015	90x60x1,5cm
2102941105015	110x50x1,5cm
2102941105002	110x50x2cm
2102941106015	110x60x1,5cm
2102941106002	110x60x2cm
2102941155201	115x52x1cm
2102941207002	120x70x2cm
2102941755015	175x50x1,5cm
2102941755002	175x50x2cm
2102941806002	180x60x2cm
2102941805201	180x52x1cm
2102941905015	190x50x1,5cm
2102941905002	190x50x2cm

Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten
Vollsilikon

Größe: 40 x 40 x 2 cm bis 50 x 50 x 3,5 cm



Light Gel-Sitzkissen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Patienten, geeignet für aktive Rollstuhlfahrer

Schaumstoffbasis mit Gelauflege

Größe: 36 x 36 x 4 cm – 50 x 50 x 5 cm



Light Compact Gel-Sitzkissen


mit einem doppelt verschweißten Silikonkissen – für eine beständige Haltbarkeit, gute Therapie und Dekubitusprophylaxe.

Silikonstreifen eingebettet in Schaumstoff

Bis 90 kg Patientengewicht empfohlen

Größe: 40 x 40 x 5 cm – 48 x 42 x 5 cm

Bezug: gummiert schwarz (gs), gesteppt schwarz (ss), schwarz (s), sandfarben (sf), rot (r)



Waben-Luft-Sitzkissen

Angenehm weiches Sitzen, eine gute Druckentlastung und ein Vermeiden von Druckstellen mit dem aufblasbaren Waben-Sitzkissen. Das Sitzkissen aus transparenter PU-Folie ist klein zusammenlegbar und mit 140 g sehr leicht. Komplet mit einem dunkelblauen Stoffbezug aus Baumwollkörper.

Größe ca. 34 x 40 cm – Höhe ca. 3 cm.



Gel-Toiletten-Kissen

offen oder geschlossen, zur Prävention von Dekubitus
auf Toilettenrollstühlen und Duschstühlen
Größe: 40 x 40 x 2 cm



Gel-Uni-Sitzkissen

100 % Voll-Silikon
Größe: 40 x 40 x 2 cm mit Bezug



Nachtstuhlpolster

Zur Kranken- und Altenpflege

Material: Fester Schaumstoff mit Ausschnitt Ø 24 cm


Größe: 42 x 42 x 5 cm, mit Loch Ø 24 cm

Bezug: KL weiß, PUD-Beschichtung/dicht
(feuchtigkeitsundurchlässig) agave, weitere Farben
auf Anfrage




Schaumstoff-Kissen Visi

- Viscoselastischer Schaumstoff
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- **Größe:** 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



Schaumstoff-Kissen Vika

- Viscoelastischer Schaumstoff 5 cm
- Kaltschaum 5 cm
- bietet eine stabile Basis
- PUR Medizin Bezug (abnehmbar, überlappender Zipp auf 3 Seiten)
- **Größe:** 42 x 42 x 10 cm (in allen Maßen lieferbar)



XXL Sitzkissen Plus

- Einzigartige Druckentlastung
- Anatomisch geformte Schaumstoffbasis
- Mit Gelaufuge
- Max. Belastbarkeit 152 / 175 / 195 kg
- Höhe: 10 cm
- Blut- und undichter Überzug

