


Havel

HEALTHCARE

Wasserschutz
für Gips & Verband



Bade- & Duschschutz
Wetterschutz

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 64903 99

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com


Bade- und Duschschutz für Gips & Verband

Mit unserem wasserdichten Bade- und Duschschutz bleiben Gips und Verband trocken: Er kann vollständig in Wasser eingetaucht werden, ist bequem zu tragen, wiederverwendbar und latexfrei. Er ist primär zur Verwendung in der Badewanne oder Dusche vorgesehen.

Die weiche, breite Neoprenmanschette schnürt nicht ein und kann auch von Patienten mit empfindlicher Haut oder Durchblutungsstörungen verwendet werden. Der Wasserschutz ist robust, wiederverwendbar und langlebig - eine kosteneffektive Lösung für Patienten mit chronischen Wunden (Hinweis: Das Produkt ist nicht steril und darf nur über verbundenen Wunden angewendet werden). Die Modelle für den Ellbogenbereich sind der ideale Wasserschutz für PICC- oder Midline-Katheter und deren Verbände.

Es gibt zahlreiche Modelle - in unterschiedlichen Größen für Erwachsene und Kinder - für folgende Körperregionen:

- Ganzer Arm
- Halber Arm (Unterarm)
- Ellbogenbereich
- Hand
- Ganzes Bein
- Halbes Bein (Unterschenkel)
- Fuß



Material

Dichtungsschicht: Geschlossenes Zellenneopren mit haftender Außenschicht aus Nylongewebe für mehr Festigkeit. Farbe: schwarz



Bekleidungsschicht: Dreischichtiges satiniertes PVC/Nylon/PVC, flammengeschützter Grad. Farbe: natur

Inneres Verstärkungsmaterial: Maschenreicher Nylonzwirn


Verarbeitung: Alle Säume sind zusammengeschweißt, d.h. ohne Haftungsmittel
Hergestellt nach den ISO 9001-Anforderungen. Als Medizinprodukt Güteklasse 1 trägt es das CE-Zeichen.

Vorteile auf einen Blick

- einfache Anwendung über Gips oder Verband
- vollständig in Wasser eintauchbar
- bequem zu tragen
- weiche Neoprenmanschette - schnürt nicht ein
- robust, wiederverwendbar, langlebig
- latexfrei
- Modelle für Erwachsene und Kinder



Bade- und Duschschutz: Modelle



Maßnehmen

Ganzarm-Schutz: Messen Sie den Oberarmumfang an Punkt A (roter Pfeil).

Halbarm-Schutz: Messen Sie den Armumfang über dem Ellbogen an Punkt C (roter Pfeil).

Ganzbein-Schutz: Messen Sie den Beinumfang an Punkt A (roter Pfeil).

Halbbein-Schutz: Messen Sie den Beinumfang über dem Knie an Punkt C (roter Pfeil).

Fuß-Schutz: Messen Sie den Beinumfang unmittelbar über dem Knöchel und die Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehenspitzen.

Hinweis: Ist der Gips sehr breit, sollte zusätzlich der Umfang an der breitesten Stelle gemessen werden. Bei sehr schlanken Beinen geben Sie bitte zusätzlich die Schuhgröße bekannt.

Ganzer Arm – Erwachsene

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips und Verband am ganzen Arm zuverlässig vor Nässe. Anhand des Oberarmumfangs ergibt sich das passende Modell:

- **M70:** Oberarmumfang 30-40 cm, M (Standardgröße)
- **M60L:** Oberarmumfang 25-29 cm, XS/S
- **M87:** Oberarmumfang > 40 cm, L/XL



Ganzer Arm – Kinder

Anhand von Oberarmumfang und Altersgruppe ergibt sich das passende Modell. Ist das Kind deutlich kleiner oder größer als der Altersdurchschnitt, wählen Sie die Größe entsprechend der aktuellen Kleidergröße (Gr):

- **FA23:** Oberarmumfang 16-22 cm, Altersgruppe: 2-3 Jahre (Gr. 98/104)
- **FA45:** Oberarmumfang 16-22 cm, Altersgruppe: 4-5 Jahre (Gr. 110/116)
- **FA67:** Oberarmumfang 22-25 cm, Altersgruppe: 6-7 Jahre (Gr. 122/128)
- **FA810:** Oberarmumfang 22-25 cm, Altersgruppe: 8-10 Jahre (Gr. 134/140)
- **FA1113:** Oberarmumfang 25-34 cm, Altersgruppe: 11-13 Jahre (Gr. 146-158)

Für Kinder über 158 cm Körperhöhe oder mit größerem Oberarmumfang wählen Sie bitte ein passendes Erwachsenenmodell.



Bade- und Duschschutz: Modelle

Ellbogen – Erwachsene

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips, Verband sowie PICC- oder Midline-Katheter im Ellbogenbereich zuverlässig vor Nässe. Das passende Modell wird anhand des Oberarmumfanges bestimmt:

- **M65:** 25-29 cm Oberarmumfang (S/M)
- **M75:** 30-40 cm Oberarmumfang (M/L)



Unterarm – Erwachsene

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips und Verband an Unterarm und Hand zuverlässig vor Nässe. Anhand des Armumfangs ergibt sich das passende Modell:

- **M60:** Armumfang 25-29 cm, M (Standardgröße)
- **M67:** Armumfang 30-40 cm, L/XL
- **M50A:** Armumfang 22-25 cm, XS/S



Unterarm – Kinder

Anhand von Armumfang und Altersgruppe ergibt sich das passende Modell:

- **BE1113:** Armumfang 22-24 cm, Altersgruppe: 11-13 Jahre (Kleidergröße: 146-158)

Für Kinder über 158 cm Körperhöhe oder mit größerem Armumfang wählen Sie bitte ein passendes Erwachsenenmodell.



Hand – Erwachsene

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips und Verband an Hand und Fingern zuverlässig vor Nässe. Einheitsgröße, passend für die meisten Erwachsenen:

- **MITT:** One Size



Bade- und Duschschutz: Modelle

Ganzes Bein – Erwachsene

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips und Verband das ganze Bein zuverlässig vor Nässe. Das passende Modell wird anhand von Beinumfang und Körpergröße bestimmt:

- **M80LL:** Beinumfang 39-54 cm, Körpergröße 153-163cm (S)
- **M100S:** Beinumfang 52-65 cm, Körpergröße 153-163cm (M, kurz)
- **M100:** Beinumfang 52-65 cm, Körpergröße 164-183cm (M)
- **M100L:** Beinumfang 52-65 cm, Körpergröße 184-196cm (M, lang)
- **M200F:** Beinumfang 65-90 cm, Körpergröße 164-183cm (XL)




Ganzes Bein – Kinder

Anhand von Beinumfang und Altersgruppe ergibt sich das passende Modell. Ist das Kind deutlich kleiner oder größer als der Altersdurchschnitt, wählen Sie die Größe entsprechend der aktuellen Kleidergröße (Gr):

- **FL3:** Beinumfang 25-34 cm, Altersgruppe: 3 Jahre (Gr. 98/104)
- **FL45:** Beinumfang 25-34 cm, Altersgruppe: 4-5 Jahre (Gr. 110/116)
- **FL67:** Beinumfang 35-40 cm, Altersgruppe: 6-7 Jahre (Gr. 122/128)
- **FL810:** Beinumfang 39-54 cm, Altersgruppe: 8-10 Jahre (Gr. 134/140)
- **FL1113:** Beinumfang 39-54 cm, Altersgruppe: 11-13 Jahre (Gr. 146 -158)

Für Kinder über 158 cm Körperhöhe oder mit größerem Beinumfang wählen Sie bitte ein passendes Erwachsenenmodell.



Unterschenkel – Erwachsene

Das passende Modell wird anhand dem Beinumfang über dem Knie und der Körpergröße bestimmt:

- **M80S:** Beinumfang 39-54 cm, Körpergröße unter 165 cm (M, kurz)
- **M80:** Beinumfang 39-54 cm, Körpergröße 165-183 cm (M)
- **M80L:** Beinumfang 39-54 cm, Körpergröße über 183 cm (M, lang)
- **M76S:** Beinumfang 35-40 cm, Körpergröße unter 165 cm (S, kurz)
- **M76:** Beinumfang 35-40 cm, Körpergröße 165-183 cm (S)
- **M76L:** Beinumfang 35-40 cm, Körpergröße über 183 cm (S, lang)
- **M180S:** Beinumfang 52-59 cm, Körpergröße unter 165 cm (L, kurz)
- **M180:** Beinumfang 52-59 cm, Körpergröße 165-183 cm (L)
- **M180L:** Beinumfang 52-59 cm, Körpergröße über 183 cm (L, lang)
- **M200HL:** Beinumfang 65-90 cm, Körpergröße über 158 cm (XL)



Bade- und Duschschutz: Modelle

Unterschenkel – Kinder

Dieser Bade- und Duschschutz schützt Gips und Verband vom Knie abwärts zuverlässig vor Nässe.

- **BK1113:** Beinumfang über Knie 35-40 cm, Altersgruppe 11-13 Jahre (Kleidergröße 146/152/158)

Für Kinder über 158 cm Körperhöhe oder mit größerem Beinumfang wählen Sie bitte ein passendes Erwachsenenmodell.



Fuß - Erwachsene

Dieser Duschschutz schützt Gips und Verband an Fuß und Zehen vor Nässe. Das passende Modell ergibt sich aus dem Beinumfang über dem Knöchel sowie der maximalen Fußlänge (max. Schuhgröße 46):

- **M20:** Umfang über dem Knöchel: 20-25 cm, Max. Länge: 33 cm
- **M25:** Umfang über dem Knöchel: 23-34 cm, Max. Länge: 40 cm

Ab Schuhgröße 47 (max. Länge > 40cm) wählen Sie bitte ein Modell für das halbe Bein.



Wetterschutz für Gips & Verband

Unser Wetterschutz für Gips und Verband ist wasserdicht und dennoch atmungsaktiv. Der Gips- und Verbandschutz für Draussen hält im Winter warm und bei Hitze angenehm kühl. Er ist einfach anzuziehen, robust und wiederverwendbar.

Unterarm – Erwachsene

Der Wetterschutz aus Porelle schützt Gips und Verband an Unterarm, Hand und Fingern zuverlässig vor Nässe und Verschmutzung. Er kann sowohl am rechten als auch am linken Arm getragen werden. Das passende Modell ergibt sich anhand der Körpergröße.

- **AMITS:** unter 162 cm Körpergröße
- **AMITM:** 162 cm bis 181 cm Körpergröße
- **AMITL:** über 181 cm Körpergröße



Unterarm, ohne Finger – Erwachsene

Der Wetterschutz aus Porelle schützt Gips und Verband an Unterarm und Hand zuverlässig vor Nässe und Verschmutzung. Die Finger bleiben frei. Das passende Modell ergibt sich anhand der Körpergröße.

- **W200:** unter 162 cm Körpergröße
- **W210:** 162 cm bis 181 cm Körpergröße
- **W220:** über 181 cm Körpergröße

Die genannten Modelle sind jeweils für den rechten oder den linken Arm erhältlich.



Fuß – Erwachsene

Der Wetterschutz aus Porelle schützt Gips und Verband an Unterschenkel, Fuß und Zehen zuverlässig vor Nässe und Verschmutzung. Er kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden und – sofern belastbar – zusammen mit einer Gipsandale verwendet werden. Das passende Modell ergibt sich anhand der Schuhgröße.

- **F500:** bis Schuhgröße 38,5
- **F510:** Schuhgröße 38,5 bis 44
- **F520:** ab Schuhgröße 44



Wetterschutz für Gips & Verband

Unterarm – Kinder

Der Wetterschutz aus Porelle schützt Gips und Verband an Unterarm, Hand und Fingern zuverlässig vor Nässe und Verschmutzung. Er kann sowohl am rechten als auch am linken Arm getragen werden. Bitte wählen Sie das passende Modell entsprechend dem Alter des Kindes:

- **PMS:** 3 bis 6 Jahre
- **PMM:** 7 bis 10 Jahre
- **PML:** 11 bis 14 Jahre



Unterschenkel – Kinder

Die Wetterschutz-Socke schützt Gips und Verband an Unterschenkel und Fuß vor Nässe und Verschmutzung. SEALSKINZ schützt vor Wind und Wetter und ist ideal für das Spielen im Sand oder auf der Wiese geeignet. Einfach anzuziehen, bequem, atmungsaktiv und wiederverwendbar. Die Socke ist bis zur Manschette wasserdicht, schützt vor Sand und kann auch mit Gips-Sandale verwendet werden. Bitte wählen Sie das passende Modell entsprechend dem Alter des Kindes:

- **SK00:** 3 bis 5 Jahre
- **SK10:** 6 bis 9 Jahre
- **SK20:** 10 bis 13 Jahre



Zehenschutz - Erwachsene

Der Zehenschutz besteht aus weichem, hochqualitativem Fleece-Stoff. TOE COZY schützt die Zehen und hält sie warm und sauber. Ideal für zu Hause oder für die Arbeit. Er ist einfach anzuziehen, angenehm weich, wiederverwendbar und kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden. Das passende Modell ergibt sich anhand der Schuhgröße:

- **Small:** Schuhgröße 36 bis 41
- **Large:** Schuhgröße 42 bis 49



Farben: schwarz, pink, rot, blau