

STOCKART Medikationsmanagement

STOCKART bietet eine mit fortschrittlichen Technologien ausgestattete Prozessmanagementlösung, welche die Verfolgung von Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial in Echtzeit ermöglicht – vom Krankenhauslager zur Apotheke, zu den Krankenstationen bis hin zum Patientenbett.

Die Analyse des verfügbaren Datenmaterials verschafft Vorteile, die vorher nicht zugänglich waren. Durch die Optimierung der klinischen Versorgung und des Apothekenprozesses bietet technologisch automatisiertes Medikationsmanagement Krankenhäusern die Möglichkeit, die Patientensicherheit zu verbessern, Medikationsfehler zu reduzieren, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen sowie die Krankenhauskosten wesentlich zu senken.

Mit den einfach zu implementierenden und zu verwaltenden Lösungen von STOCKART können sich Gesundheitseinrichtungen auch weiterhin auf die Qualität in der Gesundheitsversorgung, Strategie und technische Fähigkeiten konzentrieren.



Flexible Konfigurationsmöglichkeiten


STOCKART ist modular aufgebaut, hat eine große Auswahl an Systemkomponenten und bietet so flexible Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche und sich ständig ändernde Bedürfnisse. Jedes System besteht aus einer Hauptstation mit integriertem Bedienungsmodul sowie einer beliebigen Anzahl an modular zusammengesetzten Türmen.

Abmessungen (je Hauptstation u. Turm):

Breite: 66,4 cm
Tiefe: 74,5 cm
Höhe: 203,5 cm

Gewicht:

Hauptstation: ca. 230 kg, Turm: ca. 180 kg



Systemkomponenten



Hauptstation

Die Hauptstation besteht aus dem Hauptmodul und drei weiteren Modulen, welche nach Wunsch konfiguriert werden können.



Hauptmodul

Das Hauptmodul besteht aus: 17" Touch Screen, Tastatur, Thermodrucker für Belege, Medikamentenlabel-Drucker, Barcode Scanner, Bio ID Scanner, Ablagetablett, Matrix-Schublade mit integriertem Rückgabebehälter.



CodePass

Integrierter Barcodescanner für die Nachverfolgbarkeit der Bewegungen von Medikation und medizinischem Verbrauchsmaterial.



Ablagetablett

Ergonomische Ablage zur Vorbereitung von Medikation und medizinischem Verbrauchsmaterial für den Patienten.



Beleuchtete Führung

Einfache visuelle Führung zum zur richtigen Tür oder Schublade bzw. zum jeweiligen Medikationsfach.



Türme

Schränke ohne Hauptmodul werden als „Türme“ bezeichnet. Jeder Turm besteht aus vier frei konfigurierbaren Modulen.



Abmessungen

Je Hauptstation oder Turm
Breite: 66,4 cm
Tiefe: 74,5 cm
Höhe: 203,5 cm



Gewicht

Hauptstation: ca. 230 kg
Turm: ca. 180 kg



BIO ID Authentifizierung

Die BIO ID Authentifizierung ermöglicht einen einfachen und sicheren Zugriff auf die Station.



SMARTLabel

Jede Medikationseinheit erhält ein Etikett mit Barcode zur Verifikation der Medikamentenverabreichung am Krankenbett.



SMARTSlip

Erstellt Dokumentationsbelege zu den erfolgten Transaktionen.