

### cogvisAI Sturzsensoren


Sturzprävention und Sturzerkennung mit einem System!

**cogvisAI**, der intelligente kontaktlose Sturzsensoren, ist ein innovatives Produkt, das einerseits bereits das Aufsetzen oder Aufstehen einer Person erkennt und Stürze in Echtzeit alarmiert, andererseits kann cogvisAI automatisch das Licht einschalten zur Sturzprävention in der Nacht. Das System erkennt dadurch nicht nur Stürze, sondern hilft auch diese zu vermeiden. Kommt es dennoch zu einem Sturz, werden Pfleger oder Angehörige sofort automatisch alarmiert. Es ist dabei nicht notwendig, dass ein Sensor am Körper getragen oder eine Aktivität durch den Gestürzten gesetzt wird.

cogvisAI basiert auf neuester 3D-Technologie, hat die Größe einer 1-Liter-Flasche und ist so einfach wie eine Lampe zu montieren. Das System ist für den Betrieb im Innenbereich ausgelegt und mit bestehenden Alarm- und Notrufsystemen kompatibel. **cogvisAI** ist bereits erfolgreich in Pflegeheimen, Krankenhäusern und in betreuten Wohneinrichtungen im Einsatz.



- Ein einzelner cogvisAI-Sensor kann Räume mit einer Fläche von bis zu 20 m<sup>2</sup> abdecken.
- Studien belegen, dass eine kürzere Reaktionszeit nach einem Sturz die Heilungsdauer sowie die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes drastisch reduzieren kann.
- Der Einsatz von cogvisAI erleichtert die Arbeit des Pflegepersonals.
- Die Alarmierung kann über ein bestehendes Alarm- oder Notrufsystem oder aber auch mittels einer SMS erfolgen.



## Welche Vorteile bringt cogvisAI für sturzgefährdete Menschen?

- SELBSTÄNDIGKEIT - mobil und unbeschwert im Alltag
- SICHERHEIT - vollautomatische Sturzprävention und -erkennung in einem System
- HILFE - schnelle Hilfe bei einem Sturz

## Welche Vorteile bringt cogvisAI für PflegerInnen?

- ENTLASTUNG - verlässliches, automatisches Erkennen relevanter Bewegungen im Raum und prompte Information im Alarmfall
- ZEITERSPARNIS - weniger Rundgänge und Dokumentationsaufwand
- ERLEICHTERUNG - einfache Bedienung, kein Aufwand durch PflegerInnen selbst
- UNTERSTÜTZUNG - Datenübertragung zur Dokumentation von Stürzen in Pflegedokumentationssystem.

## Welche Vorteile bringt cogvisAI für Pflegeheime und Krankenhäuser?

- FLEXIBILITÄT - einfache und schnelle Montage, mobile Lösung für flexiblen Einsatz
- KOMPATIBILITÄT - kompatibel mit allen Alarm- und Notrufsystemen
- KOSTENEINSPARUNG – Einmalanschaffung eines Gesamtsystems
- RESSOURCENPLANUNG – erfasst Daten für die Ermittlung der Pflegestufe

