



T7 - medizinischer IT-Wagen

Der modulare IT-Visitenwagen für den täglichen Gebrauch im Krankenhaus

T7 medizinischer IT-Wagen

Der medizinische IT-Wagen T7 von *Humanscale* zeichnet sich durch modernste Technologie, Praktikabilität, Ergonomie, einfache Reinigung und modularen Aufbau aus. Er überzeugt durch sein klares Design, die hochwertige Verarbeitung und inkludierte 3 Jahre Garantie.

Der T7 kann individuell konfiguriert werden: Mit PC, medizinischem PC oder Laptop, mit oder ohne integriertem Akku (bis zu 12 h Laufzeit) und mit umfangreichem Zubehör.

Die T7-Produktfamilie besteht aus folgenden Basismodellen, welche individuell konfiguriert werden können:

PC-Wagen mit/ohne Akku

- Flachbildschirme: max. 12 kg und 26"
- PCs mit den Maßen L 44 cm, B 31 cm, H 5,7 cm können in die Arbeitsplatte integriert werden
- Größere PCs können mittels einer PC-Halterung unter der Arbeitsplatte fixiert werden

Laptop-Wagen mit/ohne Akku


- Inkl. Diebstahlsicherung
- Für Laptops mit bis zu 17" geeignet



Höchste Flexibilität: Dank des modularen Systems kann der Laptop-Wagen später auf einen PC-Wagen umgerüstet werden und umgekehrt. Wagen ohne Akku können im Nachhinein auf eine Hot-Swap-Akku-Lösung upgegradet werden. Auch eine Erweiterung auf den zukunftsweisenden MedLink®-Medikationswagen ist möglich.

Ergonomie

- Gerätemaße und Voreinstellungen sind auf beste ergonomische Haltung optimiert
- Intuitive, digitale Bedienungsfläche zum leichten Anpassen der Wagenhöhe an den Bediener
- Ergonomische, nach unten geneigte Tastaturablage inkl. Beleuchtung des Tastaturfeldes
- Der Monitorarm ermöglicht 15°-Neigung und 90°-Rotation.
- Dank revolutionärer **AutoFit-Technologie**, passt sich der T7-Visitenwagen automatisch an die Körpergröße des Benutzers an und fördert so die ergonomische Haltung.
- Im Sitzen, wie im Stehen einsetzbar- auch als mobiler Arbeitsplatz




Hygiene

In allen Kunststoffteilen des T7 sind zudem antibakterielle **AlphaSan®**-Zusatzstoffe eingearbeitet, welche für höchste Infektionskontrolle sorgen. Das klare Design mit glatten Oberflächen ermöglicht eine mühelose Wischdesinfektion des Wagens. Ein internes Kabelmanagement ermöglicht eine effiziente Reinigung.

Mobilität

Die patentierte **PowerTrack®-Funktion** ermöglicht eine leichte Lenkung sowie außergewöhnliche Mobilität auch in engen Räumen, Korridoren und 90° Kurven mittels eines Richtungsrades. Ein gut greifbarer, angenehmer Haltegriff macht das Schieben des Wagens einfach. Für eine freie Sicht auf den Gehweg kann der Bildschirm zur Seite gedreht werden.



Zubehör

Ein umfangreicher Zubehörkatalog ermöglicht individuelle Konfiguration des Wagens. Gerne passen wir das Zubehör auch an Ihre individuellen Bedürfnisse an.



Der MedLink®-Medikationswagen

25 – 30 % der Medikationsfehler passieren in der Administration. Die smarte Lösung MedLink® ermöglicht ein geschlossenes Medikationssystem zur Vermeidung dieser Fehler.

Die Laden des Wagens werden direkt in der Apotheke oder auf der Station befüllt, und über die MedLink®-Software einem bestimmten Patienten zugeordnet. Vor Ort wird das Identifikations-Armband des Patienten gescannt und es öffnet sich automatisch die richtige Schublade.



Der Vitalparameter

Integrieren Sie Ihre Vitalparameter, um die gewünschten Messungen direkt mit dem Wagen durchzuführen und die Daten in Ihr Krankenhaus-Informationssystem (KIS) zu übertragen.

Unser System ist mit allen am Markt gängigen Vitalparametern kompatibel!